

**NB: Bruk blå strek for sammenligning av skritt lengde i rammeavtale, delkontrakt 13**

## PINO Steps

Art: 2503 HMS: 314658



**Med tilbehør, målt fra skritt til pedal: 40 cm (minste skrittlengde)**

Ypperlig for de som ikke kan sitte på et vanlig sykkelsete eller holde i et styre ved f.eks oppbremsing.


### Tekniske data

#### Sykel:

- Hurtigjustering på frontbom
- Vekt med motor og batteri: 36 kg
- Aluminiumsramme
- Hydrauliske skivebremseser
- 11 gir
- Total lengde: fra 210 til 237 cm
- Hjulstørrelse foran 20"
- Hjulstørrelse bak 26"

#### Person:

- Høyde: fra ca 100 til 195 cm
- Maks totalvekt: 225 kg
- Setehøyde: fra 48 til 66 cm
- Skrittlengde foran: fra 40\* til 86 cm målt fra skritt til hæl (m/tilbehør)



### Gode tilpasningsmuligheter

Alle Hase-produkter har flere tilpasningsmuligheter, og er dermed svært fleksible.

Eksempler på tilpasninger:

- justerbart styre og sete/ryggvinkler
- lengde fram til pedalene

Med tilbehør kan man få

- justerbare krankarmer
- seteskill/ Hamax sykkelsete
- forskjellige gir system
- offroad-dekk
- ulike typer bags og vesker



PINO Steps er en tandemsykkel hvor den som sitter bak styrer. Den som sitter foran, kan tråkke med bena eller bare sitte å nyte turen. Denne kan også leveres med hånddrift til person foran.

Sykkelen egner seg ypperlig til å kjøre i kupert terreng. Den er svært manøvrerbar og er en meget lett tandemsykkel.

#### TILBEHØR

### Ryggveske 5 l



Artikkel HMS-nr  
27127 314721

### Sideveske 2,2 l



Artikkel HMS-nr  
27090 314722

Kan fås med hånddrift



Artikkel  
27200




Enkelt og komfortabelt innsteg



Pino står solid på sin doble sykkelstøtte, for personer opp til 100 kg. Dette gjør at personen bak enkelt kan hjelpe den som sitter foran til å komme seg inn og ut av setet.

Kan forlenges etter hvert som barnet vokser



Pino er teleskopisk. Den kan enkelt lengdejusteres for personer fra 100 cm og opp til 195 cm høyde.

Kan enkelt fraktes bak på bil



Pino kan raskt forkortes til å passe et plattformstativ bak på en bil. (f.eks. Thule Velo Compact)  
NB: Ikke overstig vektbegrensning på stativet.

# NYTT PÅ PINO Steps

## Lengdejusterbar



I tillegg til at PINO har teleskopiske lengdejusteringer for person foran, så er Pino nå også lengdejusterbar for enkel transport bak på bil.

## NYTT TILBEHØR



### Justerbare krankarmer

En ny type krankarmer som med enkelhet kan justeres uten bruk av verktøy.

Art: 26769  
HMS: 298388



### Kan fås med EP8 – en kraftigere motor

Du kan få PINO med Shimano EP8 motor. Dette er vår kraftigste motor som yter hele 85Nm. Dette vil gi deg unik fremkommelighet.

Art: 26717.K  
HMS: 314687

## Tilbehør

### Hoftebelte



Artikkel	HMS-nr
101	210548



Artikkel	HMS-nr
N.26790	295522

### Neoprenvest



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Liten	110	210549
Medium	111	210550
Stor	112	210551

### Neoprenbelte



Størrelse	Artikkel	HMS-nr
10x120cm	7166	210600
10x150cm	7167	210601



### Spesialpedal med leggstøtte

*Unik utforming med god støtte, samt at ankel kan bevege seg naturlig*

Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Høyre	25610.RI	244125
Venstre	25610.LE	244124

### Pedal med tåhette og strikk

*Gir mer effekt i tråkket, samt at det er enklere for personen å holde foten på pedalen*



Størrelse	Artikkel	HMS-nr	Størrelse	Artikkel	HMS-nr
Voksen, Høyre	25377.L.RI	231518	Barn, Høyre	25377.S.LE	231520
Voksen, Venstre	25377.L.LE	231517	Barn, Venstre	25377.S.LE	231519

### Hvem kan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

- Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne, for å kunne søke om hjelpemidler

### Hvem skal jeg kontakte for å få en vurdering av mitt behov?

- Lokal hjelpemiddelkontakt i din kommune kan bistå i søknadsprosessen. Dette er ofte en ergo- eller fysioterapeut.

### Hva må jeg betale for et aktivitetshjelpemiddel?

- Hjelpemiddel til forflytning og bevegelse har ingen egenandel
- Personer under 26 år har ingen egenandel
- Personer over 26 år må betale en egenandel. Lovverket sier at det skal påfalle en egenandel på 10% av kjøpesummen, eller maksimalt kr 7000,-



970 970 71



post@quality-care.no

## Har du spesielle ønsker?

## Ta gjerne kontakt med oss!

- For utfyllende informasjon
- For teknisk assistanse
- Få tilsendt uforpliktende tilbud

Besøks/fakturaadresse:  
Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim



[www.quality-care.no](http://www.quality-care.no)



Quality Care AS



@QualityCareAS

*Quality Care*

Opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle



PINO kan skyves sammen og henges bak på bilen