



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700EL Aktiv Liten

VELA Tango 700EL Aktiv Medium


VELA Tango 700EL Aktiv Stor

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 |
| VELA Art. nr. | J71011-13 | J71011-14 | J71011-15 |
| HMS Art. nr. | 323906 | 323907 | 323908 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 41-61cm | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
| Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg | 160kg |

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i bena til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

**Aktiv rygg - ALB**

Optimal støtte til korsrygg og bekken, som støtter korsryggens naturlige krumning og fremmer en god holdning.

Side 31