



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE

Q300 M Mini

DelKontrakt 26

OF_Q300M_DK26_Rev3.2_241125_no

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato:
Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
- = Pristillegg
- = Valgmulighet

Art. nr.: Q300MNAV26 HMS nr: 304591


Maks. brukervekt: 136 kg
Personens vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q300 M Mini med SEDEO Pro DK26

a
b
c
d
e
f
g
i
j
m
n
o



Setetype

SEDEO Pro med alle Elektriske funksjoner : Løft / Tilt / Rygg / Benstøtte

Ryggpute : Active Flex Deep Contour Comfort trekk

Setepute : Sedeo Support, Comfort trekk

Setebredder: 385 - 510 mm

Setedybder: 400 - 560 mm

Setehøyder: 410 - 490 mm

Innstillinger av sete enhet kan gjøres med bruker i stolen

Godkjent som sete i bil, både med Dahl Docking feste og med stropper.



Understell

Max brukervekt	136 kg	Drivhjul	13" Luft knast, sort
Understell bredde	Std 56cm (fra 52cm avh.av hjulvalg)	Svinghjul	7" Kompakt, sort
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II Smart IP65
Rekkevidde	opptil 31 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	8 km/t	Deksel/Dekorfarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	70 mm, Forberedt for Dahl Docking	Rammefarge	Sort

Kommentarer:


Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q300M DK26

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris


Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner
	● Q300MNAV26	304591	Q300 M Mini komplett med Sedeo Pro sete enhet	
	Q300MNAV26U	304610	Q300 M Mini understell	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Fjæring	
15002	●		Fast fjæring	
15001	○		Standard fjæring Anbefales for brukervekt under 60kg	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor	
180009	☐ 22710010-004 22710010-003	307466 307467	Motor 4-Pol 6 km/t (nedprogrammert 8km/t motor)	
180010	● 22710010-004 22710010-003	307466 307467	Motor 4-Pol 8 km/t (1) STD	
			Gyro	
110009	☐ 21809080	307835	Gyro for stabil kjøring, anbefales ved mye kjøring utendørs	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul	
070084	☐ 22607000	307892	Drivhjul 12,5" x 2,25 mm Knast 6-eikers massivt sort	
070065	☐ 244823	307894	Drivhjul 13" knastedekk luft sort	
070069	● 244824	307893	Drivhjul 13" knastedekk massivt sort STD	
070034	☐ 245399	307896	Drivhjul 14" knastedekk luft sort	
070033	☐ 245400	307895	Drivhjul 14" knastedekk massivt sort	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul	
080213	● 21508006	308757	Svinghjul Q300 M Mini 7" massivt sort kpl med bolt STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Deksel m/skjerm, fargevalg	
100576	○ 21514650-001	307387	Rød	
100578	○ 21514650-002	307388	Blå	
100579	○ 21514650-003	307386	Hvit	
100577	● 21514650-004	307389	Sort STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger	
140005	○ 161952	307307	Grønn	
140004	○ 161948		Sort	
140006	○ 161950		Orange	
140007	● 162538		Sølv STD	
140002	○ 161951		Rød	
140003	○ 161953		Blå	
140001	○ 161949		Hvit	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lys	
110201	● 21509600-001 21509600-002 21509000-001 21509000-002	307015 308187 213066 213067	Lyssett komplett STD	
	●		Refleks sett	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk løft/tilt (2)	
SH41	○		410mm - kun med fast tilt 0/3/6/9/ grader	
SH43	●		430mm Kun med setedybde 40-52 cm STD	
SH45	○		450mm	
SH47	○		470mm	
SH49	○		490mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri og Lader	
160006	☐ 000172.20006		Batteri 41 Ah 2 stk til hver stol	
160013	☐ 21516650		Batteri 56 Ah 2 stk til hver stol	
160007	● 253285		Batteri 50 Ah 2 stk til hver stol STD	
160102	☐ 133001.10010		Classic 220V/8A IP54	
160029	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart 8Ah IP65 *) STD	

*)Legges inn med pris 0 ved kjøp av ny stol.

Kommentarer:

2) Mål fra gulv til underside setepute

For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024


Kun internt:	Lev.art.nr	IMS art.n	Setefunksjoner og ryggmoduler	Illustrasjoner
QMP			Setefunksjoner, elektrisk regulering	
130006	● 20012011-003	306497	Seteløft elektrisk 300 mm og Setetilt elektrisk 0°-50°	STD
130009	○ 20012011-004	306494	El seteløft 30cm /El tilt 30° modul , for bruk med C-Me funksjon	

	Lev.art.nr	HMS .nr:	Kjøring i full oppløftet seteposisjon
110034	○		C-Me funksjon aktivert, tillater kjøring i max 4,8 km/t ved full seteløft med redusert tilt 30grader.
	●		C-Me funksjon de-aktivert, tillater kjøring ved begrenset seteløft , max setetilt 50grader


	Lev.art.nr	HMS nr:	Rygggramme
030229	●		Elektrisk ryggvinkling med gliderygg, 90 - 150 grader
030104	●		Sedeo Pro rygggramme med anti shearing og beslag for enkel instilling av rygg høyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen
030055	□		Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay J3 rygger

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS nr:	Ryggputer Sedeo Pro
--------------	------------	---------	---------------------


Ryggpute Profiled ryggpute har en svak buet form for å gi høy aktivitet og ekstra plass for bred overkropp. Kan kombineres med sidestøtter

030109	□ 22503502-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled fast skum svakt buet SR vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50: 001-305427	○ 42x56: 008-305585	○ 50x50: 004-305432		○ 54x56: 011-305435
	○ 38x56: 007-305428	○ 46x50: 003-305430	○ 50x56: 010-305433		○ 56x50: 006-305436

030109	□ 22503502-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled fast skum svakt buet Comfort trekk	/ QMP030109	
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:101-305413	○ 42x56:108-305416	○ 50x50:104-305419		○ 54x56:111-305422
	○ 38x56:107-305414	○ 46x50:103-305417	○ 50x56:110-305420		○ 56x50:106-305423

030113	□ 22503570-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, vannavvisende trekk		
030059	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:001-305582	○ 42x56:008-305586	○ 50x50:004-305589		○ 54x56:011-305592
	○ 38x56:007-305583	○ 46x50:003-305587	○ 50x56:010-305590		○ 56x50:006-305593

030113	□ 22503570-xxx	se tabell	Ryggpute Profiled Velcrobånd i korsrygg, Comfort trekk	/ QMP030113	
030108	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x50:101-305570	○ 42x56:108-305573	○ 50x50:104-305576		○ 54x56:111-305579
	○ 38x56:107-305571	○ 46x50:103-305574	○ 50x56:110-305577		○ 56x50:106-305580

030116	● 22503536-xxx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Dyp sideprofil 14cm, Velcrobånd, Comfort trekk, Dobbel glidelås/trekk (std: 46x50)	STD	
030230	(kode for trekktype)	rbxrh: xxx-HMSnr.			
	○ 38x44:-201:305382	○ 42x56:-214:305463	○ 50x50:-210:305389	○ 56x44:-206:305391	
	○ 38x50:-207:305383	○ 46x44:-203:305386	○ 50x56:-216:305465	○ 56x50:-212:305468	
	○ 38x56:-213:305462	std ● 46x50:-209:305387	○ 54x44:-205:305390	○ 56x56:-218:305469	
	○ 42x44:-202:305384	○ 46x56:-215:305464	○ 54x50:-211:305466		

// QMP030116

1) OBS! Passer kun til Ryggpute Profiled

Q300M DK26

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern: Lev.art.nr Ryggputer Sedeo Pro

030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Comfort trekk
--------	---------------------------------------	-----------	--

030108 kode for trekk **rbxrh: xxx-HMSnr.**

<input type="radio"/> 38x44:101-305530	<input type="radio"/> 42x50:108-305534	<input type="radio"/> 46x56:115-305538	<input type="radio"/> 54x44:105-305542	<input type="radio"/> 56x50:112-305546
<input type="radio"/> 38x50:107-305531	<input type="radio"/> 42x56:114-305535	<input type="radio"/> 50x44:104-305539	<input type="radio"/> 54x50:111-305543	<input type="radio"/> 56x56:118-305547
<input type="radio"/> 38x56:113-305532	<input type="radio"/> 46x44:103-305536	<input type="radio"/> 50x50:110-305540	<input type="radio"/> 54x56:117-305544	
<input type="radio"/> 42x44:102-305533	<input type="radio"/> 46x50:109-305537	<input type="radio"/> 50x56:116-305541	<input type="radio"/> 56x44:106-305545	



/ QMP030117


030117	<input type="checkbox"/> 22503516-xxx	se tabell	Ryggpute Active Flex, Ekstra dyp sideprofil 21cm, Velcrobånd, Vannavvisende trekk
--------	---------------------------------------	-----------	--

030059 kode for trekk **rbxrh: xxx-HMSnr.**

<input type="radio"/> 38x44:001-305552	<input type="radio"/> 42x50:008-305556	<input type="radio"/> 46x56:015-305560	<input type="radio"/> 54x44:005-305564	<input type="radio"/> 56x50:012-305568
<input type="radio"/> 38x50:007-305553	<input type="radio"/> 42x56:014-305557	<input type="radio"/> 50x44:004-305561	<input type="radio"/> 54x50:011-305565	<input type="radio"/> 56x56:018-305569
<input type="radio"/> 38x56:013-305554	<input type="radio"/> 46x44:003-305558	<input type="radio"/> 50x50:010-305562	<input type="radio"/> 54x56:017-305566	
<input type="radio"/> 42x44:002-305555	<input type="radio"/> 46x50:009-305559	<input type="radio"/> 50x56:016-305563	<input type="radio"/> 56x44:006-305567	

Lev.art.nr HMS nr: Sidestøtte (For bruk i kombinasjon med Sedeo Profiled ryggpute)

030607	<input type="checkbox"/> 22509107-011	308575	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres høyre side	1)
030608	<input type="checkbox"/> 22509107-001	308576	Sidestøtte utsv.b./hreg 150x130 kpl - monteres venstre side	1)
030609	<input type="checkbox"/> 22509107-012	308573	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres høyre side	1)
030610	<input type="checkbox"/> 22509107-002	308574	Sidestøtte Q 90x120 kpl hø/ve - monteres venstre side	1)



Kommentarer:

1) **OBS! Passer kun til Ryggpute Profiled**



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Q300M DK26						
QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris						
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hodestøtter			Illustrasjoner
030430	<input type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt u/trekk			
030431	<input checked="" type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodestøttepute Sedeo 240X150 myk støp glatt med tekstil STD			
030431	<input checked="" type="checkbox"/> 20009103	294261	Trekk til hodestøttepute 240x150 STD			
030432	<input type="checkbox"/> 22509013-002	305176	Hodestøttepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, forml			
WHT030402	<input type="checkbox"/> P1000L	272244	Hodestøttepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra			
WHT030404	<input type="checkbox"/> P8044L	251109	Hodestøttepute Whitmyer Plush justerbar 355x76mm Lycra			
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Hodestøttestag			
030434	<input checked="" type="checkbox"/> 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste STD			
030119	<input checked="" type="checkbox"/> 22809015		Mottaker utforet hodestøtte beslag Sedeo Pro/Whitmyer STD			
WHT030408	<input type="checkbox"/> 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx ²			
WHT030409	<input type="checkbox"/> 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter Axys			
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Seteskinne			
020085	<input checked="" type="checkbox"/> 22502008-002	308546	Seteskinne kort Hø setedybde 380-520mm STD			
020085	<input checked="" type="checkbox"/> 22502008-001	308547	Seteskinne kort Ve setedybde 380-520mm STD			
020069	<input type="checkbox"/> 22502014-002	308548	Seteskinne lang Hø <i>velg også topplate 22502013 inkl. just.beslag</i>			
020069	<input type="checkbox"/> 22502014-001	308549	Seteskinne lang Ve <i>velg også topplate 22502013 inkl. just.beslag</i>			
020069	<input type="checkbox"/> 22502013	306513	Topp-plate for seteskinne lang <i>1 stk pr stol</i>			
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro			<p>Profiled</p> <p>// QMP020073</p> <p>// QMP020074</p>
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-0xx	<i>se tabell</i>	Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk			
020518	<i>(kode for trekktype)</i>	<i>sbxsd:xxx:HMSnr.</i>				
	<input type="checkbox"/> 38x46:001:306122	<input type="checkbox"/> 42x56:018:306129	<input type="checkbox"/> 50x50:013:306138	<input type="checkbox"/> 54x56:023:306142		
	<input type="checkbox"/> 38x50:007:306123	<input type="checkbox"/> 46x46:003:306132	<input type="checkbox"/> 50x56:022:306139	<input type="checkbox"/> 56x46:006:306143		
	<input type="checkbox"/> 38x56:016:306124	<input type="checkbox"/> 46x50:011:306133	<input type="checkbox"/> 54x46:005:306140	<input type="checkbox"/> 56x50:015:306144		
	<input type="checkbox"/> 42x46:002:306127	<input type="checkbox"/> 46x56:020:306134	<input type="checkbox"/> 54x50:014:306141	<input type="checkbox"/> 56x56:024:306145		
	<input type="checkbox"/> 42x50:009:306128	<input type="checkbox"/> 50x46:004:306137				
020073	<input type="checkbox"/> 22502522-1xx	<i>se tabell</i>	Setepute Profiled h70mm Comfort trekk			
020080	<i>(kode for trekktype)</i>	<i>sbxsd:xxx:HMSnr.</i>				
	<input type="checkbox"/> 38x46:101:306098	<input type="checkbox"/> 42x56:118:306105	<input type="checkbox"/> 50x50:113:306113	<input type="checkbox"/> 54x56:123:306117		
	<input type="checkbox"/> 38x50:107:306099	<input type="checkbox"/> 46x46:103:306107	<input type="checkbox"/> 50x56:122:306114	<input type="checkbox"/> 56x46:106:306118		
	<input type="checkbox"/> 38x56:116:306100	<input type="checkbox"/> 46x50:111:306108	<input type="checkbox"/> 54x46:105:306115	<input type="checkbox"/> 56x50:115:306119		
	<input type="checkbox"/> 42x46:102:306103	<input type="checkbox"/> 46x56:120:306109	<input type="checkbox"/> 54x50:114:306116	<input type="checkbox"/> 56x56:124:306120		
	<input type="checkbox"/> 42x50:109:306104	<input type="checkbox"/> 50x46:104:306112				

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo Pro	Illustrasjoner
---------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------

020074	<input type="checkbox"/> 22502540-0xx	se tabell	Setepute Memory h70mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x50:001:306086	<input type="radio"/> 46x50:003:306090	<input type="radio"/> 54x50:005:306094	
	<input type="radio"/> 38x56:007:306087	<input type="radio"/> 46x56:009:306091	<input type="radio"/> 54x56:011:306095	
	<input type="radio"/> 42x50:002:306088	<input type="radio"/> 50x50:004:306092	<input type="radio"/> 56x50:006:306096	
	<input type="radio"/> 42x56:008:306089	<input type="radio"/> 50x56:010:306093	<input type="radio"/> 56x56:012:306097	




Sedeo Support gir svært god stabilitet og trykkfordeling. Comfort trekk gir god ventilasjon.

020075	<input type="checkbox"/> 22502544-0xx	se tabell	Setepute Sedeo Support h90mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306208	<input type="radio"/> 42x56:018:306215	<input type="radio"/> 50x50:013:306224	<input type="radio"/> 54x56:023:306228
	<input type="radio"/> 38x50:007:306209	<input type="radio"/> 46x46:003:306218	<input type="radio"/> 50x56:022:306225	<input type="radio"/> 56x46:006:306229
	<input type="radio"/> 38x56:016:306210	<input type="radio"/> 46x50:011:306219	<input type="radio"/> 54x46:005:306226	<input type="radio"/> 56x50:015:306230
	<input type="radio"/> 42x46:002:306213	<input type="radio"/> 46x56:020:306220	<input type="radio"/> 54x50:014:306227	<input type="radio"/> 56x56:024:306231
	<input type="radio"/> 42x50:009:306214	<input type="radio"/> 50x46:004:306223		



020075	<input checked="" type="checkbox"/> 22502544-1xx	se tabell	Setepute Sedeo Support h90mm m/avtagb. Comfort trekk STD	
020080	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306184	<input type="radio"/> 42x56:118:306191	<input type="radio"/> 50x50:113:306200	<input type="radio"/> 54x56:123:306204
	<input type="radio"/> 38x50:107:306185	<input type="radio"/> 46x46:103:306194	<input type="radio"/> 50x56:122:306201	<input type="radio"/> 56x46:106:306205
	<input type="radio"/> 38x56:116:306186	std ● 46x50:111:306195	<input type="radio"/> 54x46:105:306202	<input type="radio"/> 56x50:115:306206
	<input type="radio"/> 42x46:102:306189	<input type="radio"/> 46x56:120:306196	<input type="radio"/> 54x50:114:306203	<input type="radio"/> 56x56:124:306207
	<input type="radio"/> 42x50:109:306190	<input type="radio"/> 50x46:104:306199		



020076	<input type="checkbox"/> 22502536-0xx	se tabell	Setepute Sedeo Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306250	<input type="radio"/> 42x56:014:306255	<input type="radio"/> 50x50:010:306260	<input type="radio"/> 56x46:006:306265
	<input type="radio"/> 38x50:007:306251	<input type="radio"/> 46x46:003:306256	<input type="radio"/> 50x56:016:306261	<input type="radio"/> 56x50:012:306266
	<input type="radio"/> 38x56:013:306252	<input type="radio"/> 46x50:009:306257	<input type="radio"/> 54x46:005:306262	<input type="radio"/> 56x56:018:306267
	<input type="radio"/> 42x46:002:306253	<input type="radio"/> 46x56:015:306258	<input type="radio"/> 54x50:011:306263	
	<input type="radio"/> 42x50:008:306254	<input type="radio"/> 50x46:004:306259	<input type="radio"/> 54x56:017:306264	

020076	<input type="checkbox"/> 22502536-1xx	se tabell	Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk	
020080	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306232	<input type="radio"/> 42x56:114:306237	<input type="radio"/> 50x50:110:306242	<input type="radio"/> 56x46:106:306247
	<input type="radio"/> 38x50:107:306233	<input type="radio"/> 46x46:103:306238	<input type="radio"/> 50x56:116:306243	<input type="radio"/> 56x50:112:306248
	<input type="radio"/> 38x56:113:306234	<input type="radio"/> 46x50:109:306239	<input type="radio"/> 54x46:105:306244	<input type="radio"/> 56x56:118:306249
	<input type="radio"/> 42x46:102:306235	<input type="radio"/> 46x56:115:306240	<input type="radio"/> 54x50:111:306245	
	<input type="radio"/> 42x50:108:306236	<input type="radio"/> 50x46:104:306241	<input type="radio"/> 54x56:117:306246	



020515	<input type="checkbox"/>		JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:
			Se JAY-katalogen.

Kommentar:

Q300M DK26

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setepute Form	Illustrasjoner
---------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Sedeo Stabilizer gir ekstra god mekanisk stabilitet og oppleves omsluttende for bekken og lår. Sedeo Form har utdypet kurvatur i kaldskum.

Form:

020077	<input type="checkbox"/> 22502541-0xx	se tabell	Setepute Form h110mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x50:001:306072	<input type="radio"/> 46x50:003:306076	<input type="radio"/> 54x50:005:306080	<input type="radio"/> 56x61:013:306084
	<input type="radio"/> 38x56:007:306073	<input type="radio"/> 46x56:009:306077	<input type="radio"/> 54x56:011:306081	<input type="radio"/> 56x66:014:306085
	<input type="radio"/> 42x50:002:306074	<input type="radio"/> 50x50:004:306078	<input type="radio"/> 56x50:006:306082	
	<input type="radio"/> 42x56:008:306075	<input type="radio"/> 50x56:010:306079	<input type="radio"/> 56x56:012:306083	



// QMP020077

	Lev.art.nr		Setepute Stabilizer	
--	-------------------	--	----------------------------	--

Stabilizer

020078	<input type="checkbox"/> 22502525-1xx	se tabell	Setepute Stabilizer h90mm Comfort trekk	
020080	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:101:306148	<input type="radio"/> 42x56:114:306153	<input type="radio"/> 50x50:110:306158	<input type="radio"/> 56x46:106:306163
	<input type="radio"/> 38x50:107:306149	<input type="radio"/> 46x46:103:306154	<input type="radio"/> 50x56:116:306159	<input type="radio"/> 56x50:112:306164
	<input type="radio"/> 38x56:113:306150	<input type="radio"/> 46x50:109:306155	<input type="radio"/> 54x46:105:306160	<input type="radio"/> 56x56:118:306165
	<input type="radio"/> 42x46:102:306151	<input type="radio"/> 46x56:115:306156	<input type="radio"/> 54x50:111:306161	
	<input type="radio"/> 42x50:108:306152	<input type="radio"/> 50x46:104:306157	<input type="radio"/> 54x56:117:306162	




// QMP020078

	Lev.art.nr		Setepute Stabilizer	
--	-------------------	--	----------------------------	--

020078	<input type="checkbox"/> 22502525-0xx	se tabell	Setepute Stabilizer h90mm vannavvisende trekk	
020518	(kode for trekktype)		sbxsd:xxx:HMSnr.	
	<input type="radio"/> 38x46:001:306166	<input type="radio"/> 42x56:014:306171	<input type="radio"/> 50x50:010:306176	<input type="radio"/> 56x46:006:306181
	<input type="radio"/> 38x50:007:306167	<input type="radio"/> 46x46:003:306172	<input type="radio"/> 50x56:016:306177	<input type="radio"/> 56x50:012:306182
	<input type="radio"/> 38x56:013:306168	<input type="radio"/> 46x50:009:306173	<input type="radio"/> 54x46:005:306178	<input type="radio"/> 56x56:018:306183
	<input type="radio"/> 42x46:002:306169	<input type="radio"/> 46x56:015:306174	<input type="radio"/> 54x50:011:306179	
	<input type="radio"/> 42x50:008:306170	<input type="radio"/> 50x46:004:306175	<input type="radio"/> 54x56:017:306180	

	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Planseter	
--	-------------------	--------------------	------------------	--


	<input type="checkbox"/> 22502570	308463	Putestopp	
020082	<input type="checkbox"/> 22502513-0xx	se tabell	Plansete uten frontpute (sbxsd:xxx:HMSnr)	
	<input type="radio"/> 38x46:001:305264	<input type="radio"/> 46x46:003:305236	<input type="radio"/> 54x46:005:305244	
	<input type="radio"/> 38x50:007:305265	<input type="radio"/> 46x50:011:305237	<input type="radio"/> 54x50:014:305245	
	<input type="radio"/> 38x56:016:305266	<input type="radio"/> 46x56:020:305238	<input type="radio"/> 54x56:023:305246	
	<input type="radio"/> 42x46:002:305263	<input type="radio"/> 50x46:004:305241	<input type="radio"/> 56x46:006:305247	
	<input type="radio"/> 42x50:009:305269	<input type="radio"/> 50x50:013:305242	<input type="radio"/> 56x50:015:305248	
	<input type="radio"/> 42x56:018:305270	<input type="radio"/> 50x56:022:305243	<input type="radio"/> 56x56:024:305249	



020083	<input type="checkbox"/> 22502512-018	305289	Plansete med frontpute 50mm (art.nr viser str: sb43 sd56)	
020084	<input type="checkbox"/> 22502512-112	305262	Plansete med frontpute 75mm (art.nr viser str: sb56 sd56)	

	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte	
--	-------------------	--------------------	-------------------------------	--

020113	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)
020114	<input type="checkbox"/> 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)
020121	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side	1)
020122	<input type="checkbox"/> 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side	1)
020341	<input type="checkbox"/> 22509025-011	305012	Knestøtte ve 120x120 inkl feste	2)
020342	<input type="checkbox"/> 22509025-012	305011	Knestøtte hø 120x120 inkl feste	2)



	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Individuelle tilpassinger setemoduler; beskrives på forespørselskjema	
--	-------------------	--------------------	--	--

Y01164	<input type="checkbox"/> 1017108Q		Individuell tilpasset ryggpute angi form, fyll, størrelse og type trekk	
Y01262	<input type="checkbox"/> 1017108Q		Individuell tilpasset setepute angi form, fyll, størrelse og type trekk	










Benytt gjerne eksisterende pute fra std. sortiment som utgangspunkt. Angi evt endringer med mål og tegning som vedlegges målskjema

Kommentarer:

1) Ikke sammen med klesbeskytter/sideplate
 2) Ikke sammen med benstøtter: 050015-17, 050080



For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner
040070	● 23104150-011	304684	Armlene mekanisme std Hø	STD 
040070	● 23104150-012	304683	Armlene mekanisme std Ve	STD 
	● 22804051	298092	Festeplate for armlenepads med dobbelt slidespor	STD
			Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:	
	□ 1018046Q	304681	Armlenemekanisme EI oppfellbar Hø	
	□ 1018047Q	304682	Armlenemekanisme EI oppfellbar Ve	
	□ MC-1CH		Motor kontroll med bryter for betjening 1stk EI. Armlene *	
**	□ B4Me		Festebrakett for bryter EI armlenemekanisme. Må velges ved bruk av MC-1CH	
**	B4Me		Angi Bryterplassering(er) for styring av EI.armlene :	
**	□ B4Me		Programmering av styring av EI.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Integralskum	
040023	□ 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø	
040024	□ 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve	
040025	□ 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø	
040026	□ 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve	
040027	□ 22504218-006	304752	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate hø	
040028	□ 22504218-005	304753	Armlenepolster integralskum 450mm inkl festeplate ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster komfort	
040204	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø	
040203	□ 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve	
040074	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate hø	
040075	□ 1017052	206346	Armlenepolster 300mm Polstret, stretch, festeplate ve	
040076	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate hø	
040077	● 1017053	206347	Armlenepolster 400mm Polstret, stretch, festeplate ve	
040078	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk, festeplate hø	
040079	□ 1017054	251005	Armlenepolster 300mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve	
040080	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate hø	
040081	□ 1017055	251006	Armlenepolster 400mm Polstret, avtagbart trekk festeplate ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Hemiplegi	
040031	○ 22804080	304741	Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside	
			Hø: Ve:	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Klesbeskytter	
040033	□ 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monterert, Ve	
040033	□ 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monterert, Hø	

Kommentarer:

*) MÅ velges dersom armlenet ikke skal betjenes uavhengig av styreboks menyen.

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge





		Benstøtter		Illustrasjoner
<i>Kun internt:</i>	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro sentermontert elektrisk	
050076	● 21505675	304793	Sentersøyle benstøtte lengdekompenenserende uten fotplate/Legç STD	
			Fotplate/Leggpute	
**	□ 21505680S		Fotplate 220x150mm for benstøtte sentermontert par	
050072	● 21505680	304921	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par STD	
050073	□ 247181	304924	Fotplate 310x170mm for benstøtte sentermontert par	
050092	● 21505678	305030	Leggpute for sentermont. Benstøtte hø/ve, NB:2 stk STD	
***	□ SFC1034	328599	Polstring for std sentermontert fotplate l:24cm Gelovation par	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro utsvingbar elektrisk vinkelregulerbar	
050017	□ Hø: 22505216-002 Ve: 22505216-001	304848 304849	Benstøttehenger Sedeo Pro elektrisk vinkelregulerbar utsvingbar hø/ve	
	□ 22511005 22511004	307970 307971	Kabelpakke for elektrisk benstøtte utsvingbar -kreves 2 stk av begge art.nr.	
	□ Hø: 22505010-012 Ve: 22505010-011	304646 304647	Feste for utsvingbar benstøtte/amputasjonsstøtte lavt hø/ve	
			Fotplate	
050088	□ 22505217-001	304932	Fotplate setebredder 385 - 400mm Sedeo Pro hø/ve	
050089	□ 22505217-002	304933	Fotplate setebredder 420 - 460mm Sedeo Pro hø/ve	
050090	□ 22505217-003	304934	Fotplate setebredder 480 - 520mm Sedeo Pro hø/ve	
			Fotplate tilbehør	
050082	□ 9010430	240229	Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve 2 stk. kreves	
	□ 9010160	307576	Festebrekett Leggpute 2 stk. kreves	
050083	□ 22505114-005	305026	Leggpute polstret u festebrekett dybdejusterbar til SB:385-420 mm 2 stk. kreves	
050083	□ 22505114-006	305027	Leggpute polstret u festebrekett dybdejusterbar til SB:440-550 mm 2 stk. kreves	
050084	□ 90009061	304982	Hælstropp Sedeo Pro passer hø/ve	
050200	□ 22509129-002	305005	Knestøttepute hø integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
050201	□ 22509129-001	305008	Knestøttepute ve integralskum, monteres i skinne på benstøtte overdel, tykkelse 25mm.	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	SEDEO PRO, elektrisk benstøtte, utsvingbar, kort LL300	
050184	□ 22505548-001	304822	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-38-40cm ve	
050184	□ 22505548-011	304821	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-38-40cm hø	
050184	□ 22505548-002	304824	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-42-46cm ve	
050184	□ 22505548-012	304823	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-42-46cm hø	
050184	□ 22505548-003	304825	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-48-52cm ve	
050184	□ 22505548-013	304826	Benstøtte utsv.b. kort elektrisk vreg sb-48-52cm hø	
050082	□ 9010430	240229	Leggpute utsvingbar inkl feste hø/ve 2 stk. kreves	
			<i>Fotplate tilbehør velges ovenfor</i>	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Amputasjonsstøtte	
050142	□ 22505200-002	304644	Amputasjonsstøtte Hø, <i>velg også feste : 22505010-012</i>	
050143	□ 22505200-001	304645	Amputasjonsstøtte Ve, <i>velg også feste : 22505010-011</i>	
	□ 22505010-012	304646	Feste amputasjonsstøtte Hø	
	□ 22505010-011	304647	Feste amputasjonsstøtte Ve	

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og leveres/monteres i Norge

Q300M DK26

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg ☐ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør	Illustrasjoner
			Bilfeste	
090205	<input type="checkbox"/> 500094		Dahl's docking montert på stolen, med 1stk 8mm spacer.	
	503125		Dahl's docking (velges i tillegg til 500094)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør (Se også Diverse på siste side)	
090128	<input type="checkbox"/> 22509015-001	307042	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 1700mm , velg også feste : 22809095	
090129	<input type="checkbox"/> 22509015-002	307043	Hoftebelte Bil-lås 50mm x 2700mm , velg også feste : 22809095	
090123	<input type="checkbox"/> 22809095		Belteinnfesting for sideskinne	
090110	<input type="checkbox"/> 22509080-012	308666	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090118	<input type="checkbox"/> 22509080-011	308667	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	<input type="checkbox"/> 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
030605	<input type="checkbox"/> 22509056	304627	Abduksjonskloss (1), velg også 22509054	
030605	<input type="checkbox"/> 22509054	304625	Feste Abduksjonskloss 1)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Vesker / Holdere	
**	<input type="checkbox"/> 9004673	307654	Veske armlenemontert med glidelås	
**	<input type="checkbox"/> 1017051		Veske armlene montert	
**	<input type="checkbox"/> ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes (innfestning)	
**	<input type="checkbox"/> 1017986		Holder for oksygenflaske (fastmontert)	
**	<input type="checkbox"/> 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino)	
**	<input type="checkbox"/> 22509060Q		Krykkeholder	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Annet tilbehør	
**	<input type="checkbox"/> UN099	079928	Presenning	
**	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Oppladbar luftpumpe	
**	<input type="checkbox"/> 5005220		Universalplate for seteinnfestning støp/ekstrene seteenheter	
**	<input type="checkbox"/> A0753S		Eksternt OBC ladeuttak L; 1,75cm for Scoot som selvstendig master	
**	<input type="checkbox"/> 5005309Q		Brakett for eksternt ladeuttak	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Fjernstyrt stopp Switch-It for innkobling i OBC	
**	<input type="checkbox"/> 5005206		Feste til bruk for rolltalk, Mediaenheter etc for stillbare rørstag MWD	
**	<input type="checkbox"/> 1017108L1-12		Pute sete lav for bruk i bil. SB: <input type="text"/> SD: <input type="text"/>	
**	<input type="checkbox"/> 1017108	205112	Setemodul. Individuelt tilpassede sete/ryggputer	
**	<input type="checkbox"/> 1017980		Adapter for kortere SD	
**	<input type="checkbox"/> 5005120Q		El. oppfellbar fotplater sentermontert elektrisk benstøtte	
**	<input type="checkbox"/> 1015507	206388	Rullebelte med polstring	
**	<input type="checkbox"/> 5005247Q	307954	Kinetic balance Innfesting vest skulder	
**	<input type="checkbox"/> 5005246Q	307045	Kinetic balance hoftebelte feste	
**	<input type="checkbox"/> 5005245Q	307046	Kinetic balance lårbelte (setebaseplassert)	
**	<input type="checkbox"/> 22509065Q	313924	Festekroker rygg (sett av 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg) ikke SB38	
**	<input type="checkbox"/> 5005215		Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 5005215QB1	307642	Feste til Flyfraktbryter	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-002	307763	Forflytningshjelp, håndtak hø	
**	<input type="checkbox"/> 22509040-001	307764	Forflytningshjelp, håndtak ve	

Kommentar:

(1) Kun for bruk med utsvingbare benstøtter

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

For mer informasjon
besøk vår hjemmesidewww.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Lev.art.nr **HMS art.nr:** **Bord med utsparring til Joystick monteres motsatt Joystickside***Velg Bord med tilhørende festearm under. Bordplate 63 cm passer for SB opptil 50 cm.**Bord og innfesting leveres løst og monteres/tilpasses ved levering.*

090040 ☐ 20009276 307591 Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart

090125 ☐ 90009097 308466 Polstring for hel bordplate

090126 ☐ 9002019-001 307124 Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø

090126 ☐ 9002017-001 307125 Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve


090040 ☐ 90009005 307123 Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve

☐ 90009102-002 307107 Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve

☐ 20009275-001 307112 Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord hø

☐ 20009275-002 307593 Festearm m Mottakerdel/festematriell til utsvingbart halvbord ve

090046 ☐ 90009036-001 307842 Bordplate halvbord b30 hø/ve



Kommentar:

Q300M DK26

QMP ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris



Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk	Illustrasjoner
110016	<input type="checkbox"/> 21011018		Styreboks R-Net LED JSM aktuator og lys knapper *)	
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender	
110023	● 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender STD	
	● 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt STD	
*) LCD støtter ikke Direct Access , velg Ctrl+5 dersom bruker skal ha bryterpanel.				
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Styreboks montering	
110056	● 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve STD	
110050	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve	
Styreboks plassering				
110052	●		Styreboks på høyre side STD	
110053	○		Styreboks på venstre side	
Språk i display. Standard er Norsk:				
119008	<input type="checkbox"/>		Ønsker annet språk i display, angi språk:	
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør	
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm	
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm	
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball 70mm	
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm	
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm	
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm	
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep penngrepp 80x15mm	
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm	
**	<input type="checkbox"/>		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.	
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net	
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software	
090064	<input type="checkbox"/> 108664 015574	168639 168626	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel	
110004	● 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A	
			Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net	
110032	● 21011013	213075	Aktuator og lysmodul ISM6-L	
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Styreboks bordmontering	
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks	
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate	
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks	
110080	○		Monteres venstre side	
110081	○		Monteres høyre side	

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024



Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Direct Access og Ctrl+5	Illustrasjoner
			Direct Access	
110174	<input type="checkbox"/> 1016968	307206	Bryterpanel Direct Acces for Jsm1 kort kabel, joystickside	
110174	● 20011265	307208	Bryterpanel Direct Acces for Jsm2 kort kabel, joystickside STD	
	● 1016971	265011	Brakett for plassering DA Joystick side STD	
	<input type="checkbox"/> 1016969	307207	Bryterpanel Direct Acces for Jsm1 lang kabel	
	<input type="checkbox"/> 20011267	307209	Bryterpanel Direct Acces for Jsm2 lang kabel	
	<input type="checkbox"/> 1016972	265012	Brakett for plassering DA motsatt side Joystick	
			Ctrl+5	
			Det kan monteres max 2 stk Ctrl+5 bryterpaneler pr stol.	
	<input type="checkbox"/> 20011034		Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl+5 bryter	
			Ctrl+5 bryterpanel montering	
110180	<input type="checkbox"/> 21709011	251376	Ctrl+5 bryterpanel monteres bak styreboks <i>ikke m/parallellforskyver</i>	
110181	<input type="checkbox"/> 22509070-001	307961	Ctrl+5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside	
**	<input type="checkbox"/>		Ctrl+5 bryterpanel montert på rygg * : Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/>	
			*)Se Tilbehør/deler på side 15 for fester	
110043	<input type="checkbox"/> inkl i nr.nedenfor:		Ctrl+5 bryterpanel Brytertype	
110175	<input type="checkbox"/> 20011151-001	243456	Ctrl+5 Bryter Lave, gule knapper, inkl USB ladeuttak	
110176	<input type="checkbox"/> 20011150-001	236790	Ctrl+5 Bryter Høye hvite vippebrytere, inkl USB ladeuttak	
110179	<input type="checkbox"/> 21709011	251376	Monteringsplate Ctrl+5 på styreboks	
			CTRL+5 bryterpanel kan programmeres i ulike Modus og den kan også settes opp via Assignable Buttons for å betjene alle funksjoner som er koblet til stolen	

DENNE HALVSIDEN FINNES OGSÅ PÅ SKJEMAET FOR SPESIALSTYRINGER R-Net

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyringer, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**. **Omni2** styrer også IR og Blåtann signaler slik at omgivelseskontroll og Tlf/Pad/Pc kan betjenes via rullestolen.



NB!
Ønskes flere valg av **SPESIALSTYRINGER**, åpne eget skjema her

Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net		
<input type="checkbox"/> 108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov		
110116	<input type="checkbox"/> 20011230-010	308100		Omni2 enhet
110116	<input type="checkbox"/> 20011236-200	307986		Kabel Display
110116	<input type="checkbox"/> 20011231-010	308875		Omni2 Display
				Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak
<input type="checkbox"/> 20009190-010	307339	307339		Bag Omni2
110116	<input type="checkbox"/> 22509145	307566		Brakett for ryggmontering Omni2 bag
<input type="checkbox"/> 20011035	307977	307977		Kabel R-Net
<input type="checkbox"/> 20011034	308014	308014		Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master
				OMNI2 Skjermplassering med Link-It innfestingmoduler
110119	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert Hø armlene	
110120	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert Ve armlene	
110123	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart beslag Hø armlene	
110124	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart beslag Ve armlene	
			Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering. Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me. Se Link-It-katalog	

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge




LEDSAGERSTYRINGER JSM og Dual

Illustrasjoner:

kun internt: Lev.art.nr: HMS Art.nr:

KUN INFO: Både brukerstyrt og ledsagerstyrt Kun ledsagerstyrt (flytt std. Styreboks)**Standard JSM flyttet til rygg**

110020 Dersom standard styreboks ønskes flyttet fra armlene til rygg, velges følgende:

110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ekstra JSM montert på rygg**110023 20011016-002 308860 Ekstra JSM2 styreboks f/montering på rygg, velg også skjøtekabel + Y-kabel under 20011032-120 307974 Kabel R-Net vinklet kontakt 9002481 Skjøtekabel 1.0m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**DUAL ledsagerstyreboks montert på rygg**110021 21011025 203099 Dual Ledsagerstyreboks 9002481 Skjøtekabel 1.0 m 20011034 308014 Skjøtekabel Y-kabel110025 22503412-001 307540 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Hø 22503415-002 304995 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Hø110026 22503412-002 307541 Innfestingsbrakett hjust, Dual ledsager i rygggramme Ve 22503415-001 304996 Håndstøtte for styreboks ledsagerstyring Ve**Ledsagerstyringer fortsetter på neste side...**

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge










Besøk vår hjemmeside

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

LEDSAGERSTYRINGER Scoot og Attende

Illustrasjoner

	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:		
**	SCOOT ledsagerstyring regulerbar festet på rygg			
**	<input type="checkbox"/> LEDQPSCO	308889	Scoot leds.styring m/kabel og feste, nedfell og høyderreg.bar, velg også A0753S	
**	<input type="checkbox"/> A0753S	293026	Ekstern Ladekontakt MÅ velges dersom Scoot eneste Master i styresystemet	
**	<input type="checkbox"/> 5005309Q	293027	Feste ekstern ladekontakt MÅ velges dersom A0753S er valgt	
<i>Merk! Montering av Scoot ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt</i>				
ATTENDE ledsagerstyring regulerbar festet på rygg				
**	<input type="checkbox"/> LEDKTATT28	308880	Attende Ledsagerstyring inkl.Dual styreboks (21011025) og kabler 1)	
1) Dersom std JSM ønskes flyttet inn i Attende-mekanisme, krediter: 21011025.				
<i>Merk! Montering av Attende ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt</i>				
Tilbehør/deler til Ledsagerstyringer				
**	<input type="checkbox"/> 555546-1		Sedeo Pro festemekanisme Attende ledsagerstyring inkl Baseplate	
**	<input type="checkbox"/> EL4727-1		Baseplate for montering av ledsagerstyringer og tilbehør. *)	
*) Baseplate passer festemekanisme Attende og Scoot. Velges v/mont av flere tilbehør m/ Scoot				
**	<input type="checkbox"/> 555561		Festebrakett f/Ctrl+5 og Direct Access på Baseplate til ledsagerstyring rygg	
**	<input type="checkbox"/> EL4682	308412	Ledsagerstyringsfeste med håndstøtte f/ryggmontering på Baseplate,	
			○ Hø ○	
**	<input type="checkbox"/> 5005320		Nødstopp Std bryter for bruk alene, velg også Festeplate: 555560	
**	<input type="checkbox"/> 555560		Festeplate til Std Nødstopp bryter: 5005320, for montering i Baseplate	

Kommentar:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Diverse	Illustrasjoner	
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L		
**	<input type="checkbox"/> 6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M		
**	<input type="checkbox"/> 8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L		
Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog.					
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser.	 <small>så i fargen utbrosyre på</small>	
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDETX.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)		
**	<input type="checkbox"/> KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)		
Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter					
**	<input type="checkbox"/> 8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm		
**	<input type="checkbox"/> 8008	154772	Fotavlaster, one size (par)		
**	<input type="checkbox"/> 2145	217575	Armbeskytter, one size (par)		
**	<input type="checkbox"/> 8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)		
Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.					
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester	Antall:		
**	<input type="checkbox"/>	308928	Utprøving enhetspris		
**	<input type="checkbox"/>	308922	Tilpassing på brukt elektrisk rullestol timepris		
**	<input type="checkbox"/>	308920	Individuell tilpassing på ny og brukt elektrisk rullestol timepris		
**	<input type="checkbox"/>	308918	Reparasjon timepris		
**	<input type="checkbox"/>	308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspri		
**	<input type="checkbox"/>	308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris		
**	<input type="checkbox"/>	308916	Reisetid timepris		
<input type="checkbox"/>	DIETT	Oppholdsgodtgjørels statens satser, der reisekost ikke inngår i tjenesten ***	Ihht bilag:		
<input type="checkbox"/>	19	Bom , Taxi , andre påløpte reiseutgifter.. ***	Ihht bilag:		
<input type="checkbox"/>	12	Kjøregodtgjørelse, Km sats ihht statens satser Sats: ***	Antall:		

Kommentarer:

**) Bestilles i tillegg og plukkes/monteres i Norge

For mer informasjon

***) Belastes når Utprøving, Reperasjon og Individuell tilpassing - samt Tilpassing av brukt rullestol - utføres hos bruker.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

besøk vår hjemmeside

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no