



via GO[®]

Frihet på den enkle måten

NYHET!



Den kompakte hjelpemotoren
for rullestoler



Yes, you can.®

viaGO: Smart og hendig

1. plass
Delkontrakt 21

Den kraftige, men enkle, hjelpemotoren for rullestoler

Et dårlig fortau eller en liten stigning kan fort bli et større og uoverkommelig hinder for daglige gjøremål. **Alber viaGO** gir deg som ledsager korrekt mengde assistanse og skyvehjelp - slik at gjøremål som dette kan gjøres, uten anstrengelse. Det enkle og praktiske designet vil bidra til mange gode utflukter og opplevelser - med lave skuldre og ro i sinnet.

Den kompakte og praktiske hjelpemotoren er, i liket med øvrige Alber-produkter, av høy kvalitet og passer til de aller fleste rullestolmodeller. Din Invacare-representant kan hjelpe deg med å se om rullestolen din og **viaGO** er kompatible og gi deg hjelp og veiledning for montering og betjening.

viaGO - flytter grenser!



Kompakt og praktisk

Opplev mer

Med sin imponerende allsidighet vil **Alber viaGO** bli en fast følgesvenn i hverdagen - både for daglige gjøremål og andre spennende utflukter. Takket være sine kompakte dimensjoner og lave egenvekt, er **Alber viaGO** svært enkel å håndtere og kan raskt stues bort uten at den opptar mye plass.


Enklere hverdag: rett og slett enklere.

Både monteringen og styringen av **Alber viaGO** er enkel og brukervennlig.

Den lille, ergonomiske kontrollenheten festes enkelt på styrehåndtakene på rullestolen.

Den smarte monteringsanordningen gjør at rullestolen kan slås sammen som normalt, selv når **Alber viaGO** fortsatt sitter på.

Som et resultat av den lave egenvekten, og det store praktiske håndtaket på kjøreenheten, er **Alber viaGO** svært lett å feste og fjerne fra rullestolen.





Sterk og utholdende

Ingen anstrengelse

Nesten uansett hvilken utendørsaktivitet man gjør, vil man møte på stigninger eller ramper. **Alber viaGO** gir deg som ledsager korrekt mengde assistanse akkurat når du trenger det, og hjelper deg med å få dine kjære på farten - uten problemer. **Alber viaGO** har en rekkevidde på opptil 16 km på én enkelt lading, noe som gir mange muligheter.



Intuitiv og fleksibel

Smart

Alber viaGO er så enkel og intuitiv at den kan tas i bruk umiddelbart - uten opplæring. Store knapper med et tydelig deisgn gjør styringen til en lek! I tillegg trenger du ikke å fjerne **viaGO** for å slå sammen rullestolen. Din Invacare-representant vil likevel alltid være behjelpelig med å gi deg veiledning for bruk av **Alber viaGO**.



Sikker og pålitelig

Alber-kvalitet

Alber er markedsledende innen drivaggregat/hjelpemotorer og har i løpet av en årrekke opparbeidet seg erfaring og ekspertise som kommer til syne i de ulike kvalitetsproduktene. Alber-produktene er ikke minst svært pålitelige og TÜV-testet for din sikkerhet.

Tekniske data



Kjøreenhet ▼

17 x 24 x 27 cm
(B x H x L)



Kontrollenhet ▼

3,5 x 9,5 x 2,7 cm
(B x H x L)



Hastighet ▼

0-6 km/t



Rekkevidde ▼

Opptil 12 km
Integrert oppladbart
lithium-ion-batteri*



Maksimal
brukervekt ▼

Opptil 150 kg



Stigning ▼

Opptil 16 % **



Vekt Lader ▼

540 g



Vekt Kjøreenhet ▼

5,85 kg



Vekt Kontrollenhet ▼

140 g

* Avhengig av brukervekt, topografi (underlag, terreng) og temperatur i samsvar med ISO 7176-4.
** Kan være lavere basert på hvilken rullestol som brukes samt ledsagers evne til å styre rullestolen.

Inkluderte komponenter

Muligheter og egenskaper



Lett og kompakt

Drivenheten til viaGo har svært kompakte dimensjoner og veier kun 5,85 kg.



Enkel å håndtere

Takket være den lave vekten og de kompakte dimensjonene er viaGo svært enkel å håndtere for ledsager.



Praktisk oppbevaring av kontrollenheten

Ved transport, lagring eller lading kan kontrollenheten plasseres i det praktiske oppbevaringsrommet foran på drivenheten.

HOVEDPRODUKT (standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1595002	321214	viaGo V24 kjøreenhet, håndkontroll og lader



BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol viaGo V24 skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Merk at det må være kjørehåndtak på stolen som viaGo skal monteres på.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Ledsagerbrems*, ekstra kjørehåndtak* for bedre ergonomi for ledsager og Jack Up tippesikringer.

* Stolspesifikt tilbehør fra stolleverandør

SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.

MADE IN GERMANY

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®