

VELA Sango MWD I B er enkel å kjøre med drivhjul i midten. Stolen krever lite plass, har liten svingradius og er lett å manøvrere ute som inne.

## HVORFOR VELGE DENNE STOL PÅ DELAVTALEN

- ✓ Kommer enkelt inn i bil, og med den lave sittehøyden (fra 39 cm) er den egnet som sete i kjøretøy.
- ✓ Er enkel å manøvrere på trange steder og tar hinder på en behagelig og effektiv måte både inne og ute.
- ✓ Med 45° elektrisk tilt kan brukeren enkelt variere sittestilling/hvilestilling.
- ✓ Enkel tilgang til batterier (uten bruk av verktøy) med bruker sittende i stolen.
- ✓ Optimal kjørestilling for ledsager med to-hånds ledsagerstyring (tilbehør).



Se produktvideo her



VL1935.dk/14mwd

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Modell                             | VELA Sango MWD I B   |
| HMS varenummer                     | 303700   |
| VELA varenummer                    | G983614  |
| Delavtale                          | 14   |
| Setetilt                           | Elektrisk (45°)  |
| Setepute                           | Anatomic 2, med sidevanger                                 |
| Rygginnstilling                    | Manuel   |
| Ryggpute                           | Contour dyp, m/sidevanger, stropper horisontal             |
| Nakkestøtte                        | Høyde-, dybde- og breddeinnstilling                        |
| Armlene                            | Oppfellbar & høyde-, dybde- og breddeinnstilling           |
| Benstøtte                          | Manuel sentermontert (0-60°), lengde- og vinkelinnstilling |
| Joystick                           | P&G LED (h/v utfellbar)                                    |
| Setebredde min / standard / maks   | 42 cm / 46 cm / 54 cm                                      |
| Setedybde min. / standard / maks.  | 42 cm / 50 cm / 56 cm                                      |
| Setehøyde u/pute min. / maks.      | 39 cm / 69 cm  |
| Setehøyde m/pute min. / maks.      | 47 cm / 77 cm  |
| Ryggbredde                         | 42-54 cm   |
| Ryggbredde standard                | 46 cm  |
| Rygg høyde                         | 46-61 cm   |
| Rygg høyde standard                | 50 cm  |
| Benstøtte lengdeinnstilling        | Ja, innstillbar  |
| Antall hjul                        | 6  |
| Senterdrift                        | Ja   |
| Klaring over underlag (frihøyde)   | 7 cm   |
| Hinderhøyde maks                   | 6 cm   |
| Helningsgrad maks Dynamisk/Statisk | 6°/10°   |
| Totalbredde                        | 61 cm  |
| Totallengde                        | 103 cm   |
| Vekt inkl batteri                  | 155 kg   |
| Brukervekt maks                    | 160 kg   |
| Hastighet maks                     | 10 km/t  |
| Kjørelengde                        | ca 30 km   |



Lav under bordet eller som sete i bil



God setetilt



Mulighet for variasjon og god hvilestilling



### Ryggpute - hva skal jeg velge?

VELAs ryggputer gir optimal komfort under alle forhold. Se vårt utvalg.

Side 6



### Setepute - hva skal jeg velge?

Vi har fire standardtyper av seteputer. Se vårt utvalg.

Side 7



# Sitteenhet, Sete & Setebunn

|  |  |                    |                |                      |   |  |                    |                |                    |
|--|--|--------------------|----------------|----------------------|---|--|--------------------|----------------|--------------------|
|    | <b>Anatomic 1</b><br>Setedybde 48 cm         | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b>   |       | <b>Anatomic 1</b><br>Setedybde 55 cm         | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|  | sb42 sd48                                    | G5000878           | 303989         | sb42 sd55            |   | G5000882                                     | 303990             |                |                    |
|  | sb46 sd48                                    | G5000879           | 303991         | sb46 sd55            |   | G5000883                                     | 303992             |                |                    |
|  | sb50 sd48                                    | G5000880           | 303993         | sb50 sd55            |   | G5000884                                     | 303994             |                |                    |
|  | sb52 sd48                                    | G5001402           | 304000         | sb52 sd55            |   | G5001406                                     | 303995             |                |                    |
|  | sb54 sd48                                    | G5000881           | 303996         | sb54 sd55            |   | G5000885                                     | 303997             |                |                    |
| Plan setepute u/setebunn i setedybde 48 cm.  |  |                    |                |                      | Plan setepute u/setebunn i setedybde 55 cm.   |  |                    |                |                    |
|    | <b>Anatomic 2</b><br>Setedybde 48 cm         | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b>   |       | <b>Anatomic 2</b><br>Setedybde 55 cm         | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|  | sb42 sd48                                    | G5000886           | 304003         | sb42 sd55            |   | G5000890                                     | 304004             |                |                    |
|  | sb46 sd48                                    | G5000887           | 304005         | <b>sb46 sd55</b>     |   | <b>G5000891</b>                              | <b>304006</b>      |                |                    |
|  | sb50 sd48                                    | G5000888           | 304007         | sb50 sd55            |   | G5000892                                     | 304008             |                |                    |
|  | sb52 sd48                                    | G5001410           | 304009         | sb52 sd55            |   | G5001414                                     | 304010             |                |                    |
|  | sb54 sd48                                    | G5000889           | 304011         | sb54 sd55            |   | G5000893                                     | 304012             |                |                    |
| Utformet setepute u/setebunn med sidevanger i setedybde 48 cm.                     |  |                    |                |                      | Utformet setepute u/setebunn med sidevanger i setedybde 55 cm.<br><b>Standard-sete!</b> |  |                    |                |                    |
|  | <b>Anatomic 2 Visko</b><br>Setedybde 48 cm   | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b>   |     | <b>Anatomic 2 Visko</b><br>Setedybde 55 cm   | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|  | sb42 sd48                                    | G5000894           | 304017         | sb42 sd55            |   | G5000898                                     | 304018             |                |                    |
|  | sb46 sd48                                    | G5000895           | 304019         | sb46 sd55            |   | G5000899                                     | 304020             |                |                    |
|  | sb50 sd48                                    | G5000896           | 304021         | sb50 sd55            |   | G5000900                                     | 304022             |                |                    |
|  | sb52 sd48                                    | G5001418           | 304023         | sb52 sd55            |   | G5001422                                     | 304024             |                |                    |
|  | sb54 sd48                                    | G5000897           | 304025         | sb54 sd55            |   | G5000901                                     | 304026             |                |                    |
| Utformet setepute med sidevanger og setebunn i setedybde 48 cm.                    |  |                    |                |                      | Utformet setepute med sidevanger og setebunn i setedybde 55 cm.                         |  |                    |                |                    |
|  | <b>Plansete</b><br>Setedybde 48 cm           | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b>   |     | <b>Plansete</b><br>Setedybde 55 cm           | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|  | sb42 sd48                                    | G5000902           | 303855         | sb42 sd55            |   | G5000906                                     | 303856             |                |                    |
|  | sb46 sd48                                    | G5000903           | 303858         | sb46 sd55            |   | G5000907                                     | 303859             |                |                    |
|  | sb50 sd48                                    | G5000904           | 303861         | sb50 sd55            |   | G5000908                                     | 303862             |                |                    |
|  | sb52 sd48                                    | G5001426           | 303864         | sb52 sd55            |   | G5001430                                     | 303865             |                |                    |
|  | sb54 sd48                                    | G5000905           | 303867         | sb54 sd55            |   | G5000909                                     | 303868             |                |                    |
| Plansete med treplate m/vinyl i setedybde 48 cm.                                   |  |                    |                |                      | Plansete med treplate m/vinyl i setedybde 55 cm.  |  |                    |                |                    |
|  | <b>Setebunn, fjærende</b><br>Setedybde 48 cm | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b>   |     | <b>Setebunn, fjærende</b><br>Setedybde 55 cm | <b>Beskrivelse</b> | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|  | sb42 sd48                                    | G5000910           | 304044         | sb42 sd55            |   | G5000914                                     | 304045             |                |                    |
|  | sb46 sd48                                    | G5000911           | 304046         | sb46 sd55            |   | G5000915                                     | 304047             |                |                    |
|  | sb50 sd48                                    | G5000912           | 304048         | sb50 sd55            |   | G5000916                                     | 304049             |                |                    |
|  | sb52 sd48                                    | G5001434           | 304056         | sb52 sd55 (fjærende) |   | G5001438                                     | 304057             |                |                    |
|  | sb54 sd48                                    | G5000913           | 304050         | sb54 sd55            |   | G5000917                                     | 304051             |                |                    |
| Setebunn med treplate m/vinyl og utsparring m/strikk i setedybde 48 cm.            |  |                    |                |                      | Setebunn med treplate m/vinyl og utsparring m/strikk i setedybde 55 cm.                 |  |                    |                |                    |




# Sete, Trekk & Kantpute

| <p><b>Anatomic 3</b><br/>Setedybde 55 cm</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb42 sd55</td> <td>G5001774</td> <td>304031</td> </tr> <tr> <td>sb46 sd55</td> <td>G5001775</td> <td>304032</td> </tr> <tr> <td>sb50 sd55</td> <td>G5001776</td> <td>304033</td> </tr> <tr> <td>sb54 sd55</td> <td>G5001777</td> <td>304034</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utformet setepute med sidevanger u/setebunn i setedybde 55 cm.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb42 sd55        | G5001774 | 304031 | sb46 sd55  | G5001775   | 304032      | sb50 sd55   | G5001776   | 304033      | sb54 sd55 | G5001777    | 304034   | <p><b>Contour 3</b><br/>Universal</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>universal</td> <td>G7000600</td> <td>304035</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setepute universal. lages etter beskrivelse.</p> | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. | universal | G7000600   | 304035   |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
|--|--|-------------|---------|-------------|------------------|----------|--------|--|--|-------------|---|--|-------------|-----------|-------------|----------|--|---|-------------|----------|-------------|-----------|--|--|-------------|----------|-------------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb42 sd55  | G5001774   | 304031      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb46 sd55  | G5001775   | 304032      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb50 sd55  | G5001776   | 304033      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb54 sd55  | G5001777   | 304034      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| universal  | G7000600   | 304035      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| <p><b>Inkontinestreck elastisk</b></p>         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb39</td> <td>G5001298</td> <td>304092</td> </tr> <tr> <td>sb42</td> <td>G5001299</td> <td>304093</td> </tr> <tr> <td>sb45</td> <td>G5001300</td> <td>304094</td> </tr> <tr> <td>sb48</td> <td>G5001301</td> <td>304095</td> </tr> <tr> <td>sb51</td> <td>G5001302</td> <td>304096</td> </tr> <tr> <td>sb54</td> <td>G5001303</td> <td>304097</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elastisk inkontinestreck.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb39             | G5001298 | 304092 | sb42   | G5001299   | 304093      | sb45  | G5001300   | 304094      | sb48      | G5001301    | 304095   | sb51   | G5001302  | 304096      | sb54     | G5001303    | 304097    | <p><b>Trekk</b><br/>Universal</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inkontinestreck</td> <td>G7000602</td> <td>304091</td> </tr> <tr> <td>setetrekk</td> <td>G7000604</td> <td>304090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trekk universal etter beskrivelse</p> | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. | inkontinestreck | G7000602 | 304091 | setetrekk | G7000604 | 304090 |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb39   | G5001298   | 304092      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb42   | G5001299   | 304093      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb45   | G5001300   | 304094      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb48   | G5001301   | 304095      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb51   | G5001302   | 304096      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb54   | G5001303   | 304097      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| inkontinestreck  | G7000602   | 304091      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| setetrekk  | G7000604   | 304090      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| <p><b>Bakkantpute</b></p>                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fast</td> <td>G5000393</td> <td>303852</td> </tr> <tr> <td>dybdejusterbar</td> <td>G5000394</td> <td>303853</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bakkantpute 5cm for plansete.<br/>Seteplate ikke inkludert!</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | fast             | G5000393 | 303852 | dybdejusterbar   | G5000394   | 303853      | <p><b>Bredde- og dybde</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fra sb48</td> <td>G5001318</td> <td>304058</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setebreddeplate i metall for montering på siden av seteplaten.</p> | Beskrivelse | Art.nr.   | HMS art.nr. | fra sb48 | G5001318   | 304058  |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| fast   | G5000393   | 303852      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| dybdejusterbar   | G5000394   | 303853      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| fra sb48   | G5001318   | 304058      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| <p><b>Trekk</b><br/>Mellom rygg og sete</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trekk, universal</td> <td>G5001616</td> <td>304089</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trekk (universal) mellom rygg og setepute.</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Trekk, universal | G5001616 | 304089 | <p><b>Forkantpute</b></p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb42</td> <td>G5000384</td> <td>303854</td> </tr> <tr> <td>sb46</td> <td>G5000386</td> <td>303857</td> </tr> <tr> <td>sb50</td> <td>G5000388</td> <td>303860</td> </tr> <tr> <td>sb52</td> <td>G5000389</td> <td>303863</td> </tr> <tr> <td>sb54</td> <td>G5000390</td> <td>303866</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forkantpute 5cm for plansete</p> | Beskrivelse | Art.nr.   | HMS art.nr.  | sb42        | G5000384  | 303854      | sb46     | G5000386   | 303857  | sb50        | G5000388 | 303860      | sb52      | G5000389   | 303863   | sb54        | G5000390 | 303866      |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Trekk, universal   | G5001616   | 304089      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb42   | G5000384   | 303854      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb46   | G5000386   | 303857      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb50   | G5000388   | 303860      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb52   | G5000389   | 303863      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |
| sb54   | G5000390   | 303866      |         |             |                  |          |        |  |  |             |   |  |             |           |             |          |  |   |             |          |             |           |  |  |             |          |             |                 |          |        |           |          |        |



## Rygg

| Contour, fast rygg<br>Rygg høyde 50 cm   | Beskrivelse      | Art.nr.         | HMS art.nr.   | Contour, fast rygg<br>Rygg høyde 57 cm  | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|----------|-------------|
|                  | rb42 rh50        | G5000415        | 303981        |           | rb42 rh57   | G5000424 | 303904      |
|  | rb46 rh50        | G5000417        | 303982        |   | rb46 rh57   | G5000426 | 303905      |
|  | rb50 rh50        | G5000419        | 303983        |   | rb50 rh57   | G5000428 | 303906      |
|  | rb52 rh50        | G5000420        | 303984        |   | rb52 rh57   | G5000429 | 303907      |
|  | rb54 rh50        | G5000421        | 303985        |   | rb54 rh57   | G5000430 | 303908      |
| Buet ryggpute m/fast rygg i rygg høyde 50 cm.  |                  |                 |               | Buet, høy ryggpute m/fast rygg i rygg høyde 57 cm.  |             |          |             |
|                  | rb42 rh50        | G5000451        | 303974        |           | rb42 rh57   | G5000460 | 303925      |
|  | rb46 rh50        | G5000453        | 303975        |   | rb46 rh57   | G5000462 | 303930      |
|  | rb50 rh50        | G5000455        | 303976        |   | rb50 rh57   | G5000464 | 303935      |
|  | rb52 rh50        | G5000456        | 303977        |   | rb52 rh57   | G5000465 | 303940      |
|  | rb54 rh50        | G5000457        | 303978        |   | rb54 rh57   | G5000466 | 303945      |
| Dyp ryggpute m/fast rygg og standard sidevanger i rygg høyde 50 cm.                              |                  |                 |               | Dyp, høy ryggpute m/fast rygg og standard sidevanger i rygg høyde 57 cm.                    |             |          |             |
|                | rb42 rh50        | G5000487        | 303929        |         | rb42 rh57   | G5000496 | 303927      |
|  | rb46 rh50        | G5000489        | 303934        |   | rb46 rh57   | G5000498 | 303932      |
|  | rb50 rh50        | G5000491        | 303939        |   | rb50 rh57   | G5000500 | 303937      |
|  | rb52 rh50        | G5000492        | 303944        |   | rb52 rh57   | G5000501 | 303942      |
|  | rb54 rh50        | G5000493        | 303949        |   | rb54 rh57   | G5000502 | 303947      |
| Dyp ryggpute med vertikale stropper og sidevanger i rygg høyde 50 cm.                            |                  |                 |               | Dyp, høy ryggpute med vertikale stropper og sidevanger i rygg høyde 57 cm.                  |             |          |             |
|                | rb42 rh50        | G5000523        | 303928        |         | rb42 rh57   | G5000532 | 303926      |
|  | <b>rb46 rh50</b> | <b>G5000525</b> | <b>303933</b> |   | rb46 rh57   | G5000534 | 303931      |
|  | rb50 rh50        | G5000527        | 303938        |   | rb50 rh57   | G5000536 | 303936      |
|  | rb52 rh50        | G5000528        | 303943        |   | rb52 rh57   | G5000537 | 303941      |
|  | rb54 rh50        | G5000529        | 303948        |   | rb54 rh57   | G5000538 | 303946      |
| Dyp ryggpute med horisontale stropper og sidevanger i rygg høyde 50 cm.<br><b>Standard-rygg!</b> |                  |                 |               | Dyp, høy ryggpute med horisontale stropper og sidevanger i rygg høyde 57 cm.                |             |          |             |
|                | rb42 rh50        | G5000739        | 303960        |         | rb42 rh57   | G5000748 | 303961      |
|  | rb46 rh50        | G5000741        | 303962        |   | rb46 rh57   | G5000750 | 303963      |
|  | rb50 rh50        | G5000743        | 303964        |   | rb50 rh57   | G5000752 | 303965      |
|  | rb52 rh50        | G5000744        | 303966        |   | rb52 rh57   | G5000753 | 303967      |
|  | rb54 rh50        | G5000745        | 303968        |   | rb54 rh57   | G5000754 | 303969      |
| Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp av stroppe-rygg med sidevanger i rygg høyde 50 cm.      |                  |                 |               | Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp av stroppe-rygg med sidevanger i rygg høyde 57 cm. |             |          |             |



# Rygg & Feste for rygg

| Contour Extra Dyp, horisontal<br>Rygg høyde 50 cm  | Beskrivelse                                  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Extra Dyp, horisontal<br>Rygg høyde 57 cm  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|--|----------|-------------|--|---------------|----------|-------------|
|    | rb42 rh50                                    | G5000775 | 303876      |    | rb42 rh57     | G5000784 | 303877      |
|  | rb46 rh50                                    | G5000777 | 303878      |  | rb46 rh57     | G5000786 | 303879      |
|  | rb50 rh50                                    | G5000779 | 303880      |  | rb50 rh57     | G5000788 | 303881      |
|  | rb52 rh50                                    | G5000780 | 303882      |  | rb52 rh57     | G5000789 | 303883      |
|  | rb54 rh50                                    | G5000781 | 303884      |  | rb54 rh57     | G5000790 | 303885      |
| Dyp ryggpute med horisontale stropper og extra dype sidevanger i rygg høyde 50 cm.   |  |          |             | Dyp, høy ryggpute med horisontale stropper og extra dype sidevanger i rygg høyde 57 cm.                                    |               |          |             |
| Contour Extra Dyp, Flex<br>Rygg høyde 50 cm  | Beskrivelse                                  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Extra Dyp, Flex<br>Rygg høyde 57 cm  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|    | rb42 rh50                                    | G5000811 | 303890      |    | rb42 rh57     | G5000820 | 303891      |
|  | rb46 rh50                                    | G5000813 | 303892      |  | rb46 rh57     | G5000822 | 303893      |
|  | rb50 rh50                                    | G5000815 | 303894      |  | rb50 rh57     | G5000824 | 303895      |
|  | rb52 rh50                                    | G5000816 | 303896      |  | rb52 rh57     | G5000825 | 303897      |
|  | rb54 rh50                                    | G5000817 | 303898      |  | rb54 rh57     | G5000826 | 303899      |
| Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp og bunn av stropper rygg med extra dype sidevanger i rygg høyde 50 cm.                        |  |          |             | Dyp, høy flexibel ryggpute u/avstiving i topp og bunn av stropper rygg med extra dype sidevanger i rygg høyde 57 cm.       |               |          |             |
| Contour Dyp, Flex<br>Høye sidevanger og rygg høyde 50 cm   | Beskrivelse                                  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Dyp, Flex<br>Høye sidevanger og rygg høyde 57 cm   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|    | rb42 rh50                                    | G5001170 | 303918      |                                        | rb42 rh57     | G5001179 | 303911      |
|  | rb46 rh50                                    | G5001172 | 303919      |  | rb46 rh57     | G5001181 | 303912      |
|  | rb50 rh50                                    | G5001174 | 303920      |  | rb50 rh57     | G5001183 | 303913      |
|  | rb52 rh50                                    | G5001175 | 303921      |  | rb52 rh57     | G5001184 | 303914      |
|  | rb54 rh50                                    | G5001176 | 303922      |  | rb54 rh57     | G5001185 | 303915      |
| Dyp ryggpute med høye sidevanger i rygg høyde 50 cm u/avstiving i topp og bunn. Det gir ekstra fleksibilitet i sidevanger.             |  |          |             | Dyp ryggpute med høye sidevanger i rygg høyde 57 cm u/avstiving i topp og bunn. Det gir ekstra fleksibilitet i sidevanger. |               |          |             |
| Ryggpute<br>Universal  | Beskrivelse                                  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Feste (reservedel)<br>Monteringssett   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | universal                                    | G7000601 | 303988      |                                        | Ryggpute      | G5000395 | 303827      |
|  | Ryggpute universal. Lages etter beskrivelse. |          |             |  | Ryggpute Flex | G5000396 | 303828      |
|  |  |          |             | Feste monteringssett ryggpute. Reservedel.   |               |          |             |
| Sitteenhet   | Beskrivelse                                  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |               |          |             |
|    | sb42 sd48                                    | G7000622 | 304085      |  |               |          |             |
|  | sb46 sd55                                    | G7000623 | 304084      |  |               |          |             |
|  | sb50 sd55                                    | G7000624 | 304086      |  |               |          |             |
|  | sb54 sd55                                    | G7000625 | 304087      |  |               |          |             |
| Sitteenhet med rygg høyde 48-57cm høyderregulering manuel, vinkelregulering el, tilt el, sete og ryggpute, rygggramme m. armlenefeste. |  |          |             |  |               |          |             |



# Sete og setebunn for VELA Sango XXL

| <p><b>Anatomic 1 f/XXL</b><br/>Setedybde 48 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd48</td> <td>G5001385</td> <td>304001</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd48</td> <td>G5001386</td> <td>304002</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plan setepute u/setebunn for VELA Sango XXL. Setedybde 48 cm.</p>                             | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd48 | G5001385 | 304001 | sb64 sd48 | G5001386 | 304002 | <p><b>Anatomic 1 f/XXL</b><br/>Setedybde 55 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd55</td> <td>G5001387</td> <td>303998</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd55</td> <td>G5001388</td> <td>303999</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plan setepute u/setebunn for VELA Sango XXL. Setedybde 55 cm.</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd55        | G5001387        | 303998        | sb64 sd55 | G5001388 | 303999 |
|---|--|---------------|---------|-------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|---|--|-------------|---------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|--------|
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd48   | G5001385   | 304001        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd48   | G5001386   | 304002        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd55   | G5001387   | 303998        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd55   | G5001388   | 303999        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| <p><b>Anatomic 2 f/XXL</b><br/>Setedybde 48 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd48</td> <td>G5001389</td> <td>304015</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd48</td> <td>G5001390</td> <td>304016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utformet setepute u/setebunn med sidevanger for VELA Sango XXL. Setedybde 48 cm.</p>          | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd48 | G5001389 | 304015 | sb64 sd48 | G5001390 | 304016 | <p><b>Anatomic 2 f/XXL</b><br/>Setedybde 55 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>sb60 sd55</b></td> <td><b>G5001391</b></td> <td><b>304013</b></td> </tr> <tr> <td>sb64 sd55</td> <td>G5001392</td> <td>304014</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utformet setepute u/setebunn med sidevanger for VELA Sango XXL. Setedybde 55 cm.<br/><b>Standard-sete!</b></p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | <b>sb60 sd55</b> | <b>G5001391</b> | <b>304013</b> | sb64 sd55 | G5001392 | 304014 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd48   | G5001389   | 304015        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd48   | G5001390   | 304016        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| <b>sb60 sd55</b>  | <b>G5001391</b>  | <b>304013</b> |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd55   | G5001392   | 304014        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| <p><b>Anatomic 2 Visko f/XXL</b><br/>Setedybde 48 cm</p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd48</td> <td>G5001393</td> <td>304029</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd48</td> <td>G5001394</td> <td>304030</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utformet setepute med sidevanger og setebunn for VELA Sango XXL. Setedybde 48.</p>            | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd48 | G5001393 | 304029 | sb64 sd48 | G5001394 | 304030 | <p><b>Anatomic 2 Visko f/XXL</b><br/>Setedybde 55 cm</p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd55</td> <td>G5001395</td> <td>304027</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd55</td> <td>G5001396</td> <td>304028</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utformet setepute med sidevanger og setebunn for VELA Sango XXL. Setedybde 55 cm.</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd55        | G5001395        | 304027        | sb64 sd55 | G5001396 | 304028 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd48   | G5001393   | 304029        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd48   | G5001394   | 304030        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd55   | G5001395   | 304027        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd55   | G5001396   | 304028        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| <p><b>Plansete f/XXL</b><br/>Setedybde 48 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd48</td> <td>G5001492</td> <td>303870</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd48</td> <td>G5001493</td> <td>303873</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plansete med treplate m/vinyl for VELA Sango XXL. Setedybde 48 cm.</p>                        | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd48 | G5001492 | 303870 | sb64 sd48 | G5001493 | 303873 | <p><b>Plansete f/XXL</b><br/>Setedybde 55 cm</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd55</td> <td>G5001494</td> <td>303871</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd55</td> <td>G5001495</td> <td>303874</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plansete med treplate m/vinyl for VELA Sango XXL. Setedybde 55 cm.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd55        | G5001494        | 303871        | sb64 sd55 | G5001495 | 303874 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd48   | G5001492   | 303870        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd48   | G5001493   | 303873        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd55   | G5001494   | 303871        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd55   | G5001495   | 303874        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| <p><b>Setebunn, fjærende f/XXL</b><br/>Setedybde 48 cm</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd48</td> <td>G5001496</td> <td>304052</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd48</td> <td>G5001497</td> <td>304054</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setebunn med treplate m/vinyl og utsparring m/strikk for VELA Sango XXL. Setedybde 48 cm.</p> | Beskrivelse   | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd48 | G5001496 | 304052 | sb64 sd48 | G5001497 | 304054 | <p><b>Setebunn, fjærende f/XXL</b><br/>Setedybde 55 cm</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sb60 sd55</td> <td>G5001498</td> <td>304053</td> </tr> <tr> <td>sb64 sd55</td> <td>G5001499</td> <td>304055</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setebunn med treplate m/vinyl og utsparring m/strikk for VELA Sango XXL. Setedybde 55 cm.</p>                                       | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | sb60 sd55        | G5001498        | 304053        | sb64 sd55 | G5001499 | 304055 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd48   | G5001496   | 304052        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd48   | G5001497   | 304054        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr.   |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb60 sd55   | G5001498   | 304053        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |
| sb64 sd55   | G5001499   | 304055        |         |             |           |          |        |           |          |        |   |  |             |         |             |                  |                 |               |           |          |        |



# Rygg for VELA Sango XXL

|   |  |   |   |  |   |  |  |
|---|--|---|---|--|---|--|--|
| <b>Contour, fast rygg f/XXL</b><br>Ryghøyde 50 cm<br>           | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh50<br>rb64 rh50<br>Buet ryggpute m/fast rygg. Ryghøyde 50 cm.   | <b>Art.nr.</b><br>G5000422<br>G5000423        | <b>HMS art.nr.</b><br>303986<br>303987        | <b>Contour, fast rygg f/XXL</b><br>Ryghøyde 57 cm<br>           | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh57<br>rb64 rh57<br>Buet ryggpute m/fast rygg. Ryghøyde 57 cm.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000431<br>G5000432 | <b>HMS art.nr.</b><br>303909<br>303910 |
| <b>Contour Dyp, fast rygg f/XXL</b><br>Ryghøyde 50 cm<br>      | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh50<br>rb64 rh50<br>Dyp ryggpute m/fast rygg og standard sidevan-<br>ger. Ryghøyde 50 cm.                                    | <b>Art.nr.</b><br>G5000458<br>G5000459        | <b>HMS art.nr.</b><br>303979<br>303980        | <b>Contour Dyp, fast rygg f/XXL</b><br>Ryghøyde 57 cm<br>      | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh57<br>rb64 rh57<br>Dyp ryggpute m/fast rygg og standard sidevan-<br>ger. Ryghøyde 57 cm.                         | <b>Art.nr.</b><br>G5000467<br>G5000468 | <b>HMS art.nr.</b><br>303950<br>303955 |
| <b>Contour Dyp, Vertikal f/XXL</b><br>Ryghøyde 50 cm<br>    | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh50<br>rb64 rh50<br>Dyp ryggpute med vertikale stropper og sidevan-<br>ger. Ryghøyde 50 cm.                                  | <b>Art.nr.</b><br>G5000494<br>G5000495        | <b>HMS art.nr.</b><br>303954<br>303959        | <b>Contour Dyp, Vertikal f/XXL</b><br>Ryghøyde 57 cm<br>    | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh57<br>rb64 rh57<br>Dyp ryggpute med vertikale stropper og sidevan-<br>ger. Ryghøyde 57 cm..                      | <b>Art.nr.</b><br>G5000503<br>G5000504 | <b>HMS art.nr.</b><br>303952<br>303957 |
| <b>Contour Dyp, Horizontal f/XXL</b><br>Ryghøyde 50 cm<br>  | <b>Beskrivelse</b><br><b>rb60 rh50</b><br>rb64 rh50<br>Dyp ryggpute med horisontale stropper og<br>sidevan-ger. Ryghøyde 50 cm.<br><b>Standard-rygg!</b> | <b>Art.nr.</b><br><b>G5000530</b><br>G5000531 | <b>HMS art.nr.</b><br><b>303953</b><br>303958 | <b>Contour Dyp, Horizontal f/XXL</b><br>Ryghøyde 57 cm<br>  | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh57<br>rb64 rh57<br>Dyp ryggpute med horisontale stropper og<br>sidevan-ger. Ryghøyde 57 cm.                      | <b>Art.nr.</b><br>G5000539<br>G5000540 | <b>HMS art.nr.</b><br>303951<br>303956 |
| <b>Contour Dyp, Flex f/XXL</b><br>Ryghøyde 50 cm<br>        | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh50<br>rb64 rh50<br>Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp av strop-<br>perykk med sidevan-ger. Ryghøyde 50 cm.            | <b>Art.nr.</b><br>G5000746<br>G5000747        | <b>HMS art.nr.</b><br>303970<br>303972        | <b>Contour Dyp, Flex f/XXL</b><br>Ryghøyde 57 cm<br>        | <b>Beskrivelse</b><br>rb60 rh57<br>rb64 rh57<br>Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp av strop-<br>perykk med sidevan-ger. Ryghøyde 57 cm. | <b>Art.nr.</b><br>G5000755<br>G5000756 | <b>HMS art.nr.</b><br>303971<br>303973 |



# Rygg for VELA Sango XXL

| Contour Extra Dyp, horisontal f/XXL - Rygg høyde 50 cm  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Extra Dyp, horisontal f/XXL - Rygg høyde 57 cm  | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|--|----------|-------------|---|-------------|----------|-------------|
|   | rb60 rh50  | G5000782 | 303886      |   | rb60 rh57   | G5000791 | 303887      |
|   | rb64 rh50  | G5000783 | 303888      |   | rb64 rh57   | G5000792 | 303889      |
| Dyp ryggpute med horisontale stropper og extra dype sidevanger. Rygg høyde 50 cm.   |  |          |             | Dyp ryggpute med horisontale stropper og extra dype sidevanger. Rygg høyde 57 cm.   |             |          |             |
|   |  |          |             |    |             |          |             |
| Contour Extra Dyp, Flex f/XXL Rygg høyde 50 cm  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Extra Dyp, Flex f/XXL Rygg høyde 57 cm  | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | rb60 rh50  | G5000818 | 303900      |   | rb60 rh57   | G5000827 | 303901      |
|   | rb64 rh50  | G5000819 | 303902      |   | rb64 rh57   | G5000828 | 303903      |
| Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp og bunn av stropper rygg med extra dype sidevanger. Rygg høyde 50 cm.            |  |          |             | Dyp flexibel ryggpute u/avstiving i topp og bunn av stropper rygg med extra dype sidevanger. Rygg høyde 57 cm.            |             |          |             |
|    |  |          |             |   |             |          |             |
| Contour Dyp, Flex f/XXL Høye sidevanger og rygg høyde 50 cm   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Contour Dyp, Flex f/XXL Høye sidevanger og rygg høyde 57 cm   | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | rb60 rh50  | G5001177 | 303923      |                                       | rb60 rh57   | G5001186 | 303916      |
|   | rb64 rh50  | G5001178 | 303924      |   | rb64 rh57   | G5001187 | 303917      |
| Dyp ryggpute med høye sidevanger u/avstiving i topp og bunn. Det gir ekstra fleksibilitet i sidevanger. Rygg høyde 50 cm. |  |          |             | Dyp ryggpute med høye sidevanger u/avstiving i topp og bunn. Det gir ekstra fleksibilitet i sidevanger. Rygg høyde 57 cm. |             |          |             |
|   |  |          |             |                                        |             |          |             |
| Sitteenhet f/XXL  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Forkantpute f/XXL   | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | sb60 sd55  | G7000626 | 304088      |                                       | sb60        | G5000391 | 303869      |
|   | Sitteenhet med rygg høyde 48-57cm høyde regulering manuel, vinkelregulering el, tilt el, sete og ryggpute, ryggamme m. armlenefeste. |          |             |   | sb64        | G5000392 | 303872      |
|   |  |          |             | Forkantpute 5cm for plansete  |             |          |             |



## Hodestøtte &amp; Sidestøtte

| Hodestøttepute<br>PUR   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Hodestøtte<br>Polstret   | Beskrivelse                             | Art.nr.                                       | HMS art.nr. |
|---|-------------------------------|----------|---|--|---|---|-------------|
|                | PUR b19 h18                   | G5000673 | 303832  |                | b26 h13                                 | G5000674                                      | 303834      |
|   | Hodestøttepute i PUR b19 h18. |          |   |  | Hodestøttepute polstret b26 h13.        |   |             |
| Hodestøtte<br>Fleksibel   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Hodestøtte<br>Universal  | Beskrivelse                             | Art.nr.                                       | HMS art.nr. |
| <br>G5000675    | b34 h8 liten                  | G5000675 | 303835  |                | universal                               | G7000614                                      | 303833      |
|   | b55 h11 stor                  | G5000676 | 303836  |  |   |   |             |
| <br>G5000676   |                               |          | Hodestøttepute fleksibel og vinkelregulerbar.                         |  |   | Hodestøtte universal etter beskrivelse.       |             |
| Holder<br>for hodestøtte  | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Feste for hodestøtte<br>Universal  | Beskrivelse                             | Art.nr.                                       | HMS art.nr. |
| <br>G5000677  | vinkel-/høydereg.             | G5000677 | 303838  |              | feste universal                         | G7000619                                      | 303829      |
|   | vinkel-/høyde-/<br>breddereg  | G5000678 | 303837  |  |   |   |             |
|   | monteringsfeste               | G5000605 | 303826  |  |   |   |             |
| <br>G5000605  |                               |          | Holder og Monteringsfeste/hodestøttefeste for hodestøtte, regulerbar. |  |   | Hodestøttefeste universal. Etter beskrivelse. |             |
| Sidestøttepute<br>Lår   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Sidestøtte, rygg<br>inkl. feste  | Beskrivelse                             | Art.nr.                                       | HMS art.nr. |
| <br>G5000669  | akryl b20 h9 liten            | G5000668 | 304078  | <br>G5001353 | høyre, svingbar                         | G5000987                                      | 304074      |
|   | akryl b?? h? stor             | G5000669 | 304079  |  | venstre, svingbar                       | G5000988                                      | 304081      |
|   | polstret b20 h9 liten         | G5000670 | 304077  |  | feste f/XXL, sett                       | G5001267                                      | 304238      |
|   | polstret b36 h12 stor         | G5000671 | 304080  |  | forlengersett for holder                | G5001353                                      | 303830      |
| <br>G5000670 |                               |          | Sidestøttepute lår, sett.   |  |   | Sidestøtte for rygg inkl. holder/feste.       |             |
| Støtte og abduksjon<br>Universal  | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Holder for lårstøtte<br>Sett   | Beskrivelse                             | Art.nr.                                       | HMS art.nr. |
|              | abduksjonskloss               | G7000603 | 303824  |              | holder, dreg, sett                      | G5000666                                      | 304073      |
|   | sidestøtte lår                | G7000618 | 304082  |  | holder, vreg, hreg,<br>breg, dreg, sett | G5000667                                      | 304072      |
|   | sidestøtte rygg               | G7000616 | 304083  |  | feste f/XXL, sett                       | G5001267                                      | 304238      |
| Støtte/abduksjon universal. Etter beskrivelse.  |                               |          | Holder for sidestøtte lår. Sett.                                      |  |   |   |             |




# Størrelsesguide for benstøtter

## Sidehengte benstøtter

Høydemål

| Utgave/modell | Komfort (El og manuell)    | Standard                   |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Standard      | Min: 280 mm<br>Max: 443 mm | Min: 270 mm<br>Max: 430 mm |
| Kort          | Min: 213 mm<br>Max: 363 mm | Min: 213 mm<br>Max: 370 mm |

Høyde på setepute legges till. Standardpute (Anatomic 2) er 75 mm




## Sentermontert benstøtte

Høydemål

| Utgave/modell | Elektrisk                  | Manuell                    |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Standard      | Min: 280 mm<br>Max: 375 mm | Min: 265 mm<br>Max: 375 mm |
| Kort          | Min: 230 mm<br>Max: 325 mm | Min: 210 mm<br>Max: 325 mm |


Høyde på setepute legges till. Standardpute (Anatomic 2) er 75 mm



## Sentermontert el-benstøtte

Dimensjoner


| Modell         | Art. nr  | Dimensjoner |         |         |
|----------------|----------|-------------|---------|---------|
|                |          | A           | B       | C       |
| Advanced       | G5000961 | 22 cm       | 34 cm   | 27,5 cm |
| XXL            | G5000962 | 32 cm       | 44 cm   | 26,5 cm |
| Slimline Large | G5000964 | 17 cm       | 26,5 cm | 27,5 cm |
| Delt fotplate  | G5001306 | 10 cm       | 16 cm   | 27 cm   |



## Sentermontert el-benstøtte

Dimensjoner, bredderegulerbar

| Utgave/modell | Art. nr  | Bredde bak                 | Bredde foran               |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Liten         | G5001548 | Min: 188 mm<br>Max: 264 mm | Min: 270 mm<br>Max: 348 mm |
| Stor          | G5001549 | Min: 251 mm<br>Max: 326 mm | Min: 335 mm<br>Max: 410 mm |





# Benstøtte, sentermontert

| <p><b>Senterbenstøtte, el*</b><br/>Øvre del - 1 aktuator</p>     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f FWD/MWD</td> <td>G5001188</td> <td>303760</td> </tr> <tr> <td>f RWD</td> <td>G5001282</td> <td>303761</td> </tr> <tr> <td>f XXL</td> <td>G5001284</td> <td>303762</td> </tr> <tr> <td>f FWD/MWD, m/kort lengde</td> <td>G5001286</td> <td>303737</td> </tr> <tr> <td>f RWD, m/kort lengde</td> <td>G5001287</td> <td>303743</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vinkelregulerbar elektrisk sentermontert benstøtte med 1 aktuator. Øvre del inkl. leggstøtte.</p>                     | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | f FWD/MWD      | G5001188 | 303760 | f RWD   | G5001282  | 303761      | f XXL          | G5001284    | 303762 | f FWD/MWD, m/kort lengde   | G5001286  | 303737       | f RWD, m/kort lengde | G5001287    | 303743                          | <p><b>Senterbenstøtte, el*</b><br/>Øvre del - 2 aktuatorer</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f FWD/MWD</td> <td>G5001326</td> <td>303745</td> </tr> <tr> <td>f RWD</td> <td>G5001327</td> <td>303746</td> </tr> <tr> <td>f XXL</td> <td>G5001328</td> <td>303766</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vinkelregulerbar og lengdekompenserende elektrisk sentermontert benstøtte med 2 aktuatorer. Øvre del inkl. leggstøtte.</p> | Beskrivelse              | Art.nr.   | HMS art.nr.  | f FWD/MWD   | G5001326 | 303745      | f RWD | G5001327 | 303746 | f XXL   | G5001328 | 303766 |         |          |        |
|---|--|-------------|---------|-------------|----------------|----------|--------|---|---|-------------|----------------|-------------|--------|--|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------|----------|-------------|-------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f FWD/MWD   | G5001188   | 303760      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f RWD   | G5001282   | 303761      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f XXL   | G5001284   | 303762      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f FWD/MWD, m/kort lengde  | G5001286   | 303737      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f RWD, m/kort lengde  | G5001287   | 303743      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f FWD/MWD   | G5001326   | 303745      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f RWD   | G5001327   | 303746      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| f XXL   | G5001328   | 303766      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| <p><b>Senterbenstøtte, el*</b><br/>Nedre del</p>                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b24 (bakerst)</td> <td>G5001190</td> <td>303786</td> </tr> <tr> <td>b18 (bakerst)</td> <td>G5001192</td> <td>303785</td> </tr> <tr> <td>b34 (bakerst)</td> <td>G5001194</td> <td>303798</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hel fotplate for vinkelregulerbar og lengdekompenserende elektrisk sentermontert benstøtte. Nedre del.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | b24 (bakerst)  | G5001190 | 303786 | b18 (bakerst)   | G5001192  | 303785      | b34 (bakerst)  | G5001194    | 303798 | <p><b>Senterbenstøtte, manuel*</b><br/>Øvre del</p>              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>man, std</td> <td>G5001608</td> <td>303747</td> </tr> </tbody> </table> <p>Manuel, sentermontert benstøtte. Øvre del.</p>  | Beskrivelse  | Art.nr.              | HMS art.nr. | man, std                        | G5001608  | 303747  |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| b24 (bakerst)   | G5001190   | 303786      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| b18 (bakerst)   | G5001192   | 303785      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| b34 (bakerst)   | G5001194   | 303798      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| man, std  | G5001608   | 303747      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| <p><b>Senterbenstøtte*</b><br/>Nedre del, bredderegulerbar</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>liten, 19-26cm</td> <td>G5001548</td> <td>303791</td> </tr> <tr> <td>stor, 25-33cm</td> <td>G5001549</td> <td>303794</td> </tr> <tr> <td>liten, hø side</td> <td>G5001551</td> <td>303792</td> </tr> <tr> <td>liten, ve side</td> <td>G5001552</td> <td>303793</td> </tr> <tr> <td>stor, hø side</td> <td>G5001553</td> <td>303795</td> </tr> <tr> <td>stor, ve side</td> <td>G5001554</td> <td>303796</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bredderegulerbar sentermontert fotplate.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | liten, 19-26cm | G5001548 | 303791 | stor, 25-33cm   | G5001549  | 303794      | liten, hø side | G5001551    | 303792 | liten, ve side   | G5001552  | 303793       | stor, hø side        | G5001553    | 303795                          | stor, ve side   | G5001554  | 303796                   | <p><b>Senterbenstøtte*</b><br/>Nedre del, delt</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sett</td> <td>G5001306</td> <td>303775</td> </tr> <tr> <td>hø side</td> <td>G5001478</td> <td>303776</td> </tr> <tr> <td>ve side</td> <td>G5001479</td> <td>303777</td> </tr> </tbody> </table> <p>Delt fotplate for senterbenstøtte.</p> | Beskrivelse | Art.nr.  | HMS art.nr. | sett  | G5001306 | 303775 | hø side | G5001478 | 303776 | ve side | G5001479 | 303777 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| liten, 19-26cm  | G5001548   | 303791      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| stor, 25-33cm   | G5001549   | 303794      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| liten, hø side  | G5001551   | 303792      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| liten, ve side  | G5001552   | 303793      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| stor, hø side   | G5001553   | 303795      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| stor, ve side   | G5001554   | 303796      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| sett  | G5001306   | 303775      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| hø side   | G5001478   | 303776      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| ve side   | G5001479   | 303777      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| <p><b>Senterbenstøtte, el*</b><br/>El-opfellbar fotplate</p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rb54 rh50</td> <td>G5001759</td> <td>303735</td> </tr> </tbody> </table> <p>El-opfellbar fotplate for sentermontert benstøtte.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | rb54 rh50      | G5001759 | 303735 | <p><b>Leggstøtte</b><br/>For senterbenstøtte</p>  <p>G5001609<br/>G5001339<br/>G5001307</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feste</td> <td>G5001609</td> <td>303773</td> </tr> <tr> <td>kun leggpute</td> <td>G5001339</td> <td>303789</td> </tr> <tr> <td>komplet</td> <td>G5001752</td> <td>303813</td> </tr> <tr> <td>komplet, dreg</td> <td>G5001307</td> <td>303810</td> </tr> </tbody> </table> <p>Leggstøttepute for elektrisk sentermontert benstøtte.</p> | Beskrivelse | Art.nr.        | HMS art.nr. | Feste  | G5001609   | 303773  | kun leggpute | G5001339             | 303789      | komplet                         | G5001752  | 303813  | komplet, dreg            | G5001307  | 303810   |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| rb54 rh50   | G5001759   | 303735      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Feste   | G5001609   | 303773      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| kun leggpute  | G5001339   | 303789      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| komplet   | G5001752   | 303813      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| komplet, dreg   | G5001307   | 303810      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| <p><b>Skumlag, 5mm</b><br/>For senterfotplate</p>               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 cm</td> <td>G5001333</td> <td>303780</td> </tr> <tr> <td>24 cm</td> <td>G5001331</td> <td>303781</td> </tr> <tr> <td>34 cm (XXL)</td> <td>G5001334</td> <td>303782</td> </tr> </tbody> </table> <p>Skumlag f senterfotplate, tykkelse 5mm.</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | 18 cm          | G5001333 | 303780 | 24 cm   | G5001331  | 303781      | 34 cm (XXL)    | G5001334    | 303782 | <p><b>Diverse</b><br/>For senterbenstøtte</p>  <p>G5001329</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjul f/fotplate (gulvbeskytter)</td> <td>G5001329</td> <td>303787</td> </tr> <tr> <td>Holder f/senterbenstøtte</td> <td>G5000871</td> <td>303800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diverse tilbehør.</p> | Beskrivelse  | Art.nr.              | HMS art.nr. | Hjul f/fotplate (gulvbeskytter) | G5001329  | 303787  | Holder f/senterbenstøtte | G5000871  | 303800   |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| 18 cm   | G5001333   | 303780      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| 24 cm   | G5001331   | 303781      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| 34 cm (XXL)   | G5001334   | 303782      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Hjul f/fotplate (gulvbeskytter)   | G5001329   | 303787      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |
| Holder f/senterbenstøtte  | G5000871   | 303800      |         |             |                |          |        |   |   |             |                |             |        |  |   |              |                      |             |                                 |   |   |                          |   |  |             |          |             |       |          |        |         |          |        |         |          |        |

\*Se størrelsesguide side 36





## Benstøtte, sidehengt

| Benstøtte, Komfort*<br>Vinkel- og lengderegulerbar                                  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Benstøtte*   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|---|---|----------|-------------|--|--|----------|-------------|--|
|    | liten, hø side  | G5000015 | 303748      |                | liten, hø side   | G5000020 | 303756      |  |
|   | liten, ve side  | G5000016 | 303749      |  | liten, ve side   | G5000021 | 303757      |  |
|   | stor, hø side   | G5000637 | 303750      |  | stor, hø side  | G5000632 | 303758      |  |
|   | stor, ve side   | G5000638 | 303751      |  | stor, ve side  | G5000633 | 303759      |  |
|   | Vinkel- og lengderegulerbar manuel Komfort benstøtte med fotplate.                        |          |             |  | Utsvingbar benstøtte med fotplate.   |          |             |  |
| Benstøtte, Elektrisk*<br>Lengdekompensering   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Benstøtte, Elektrisk*<br>Lengdekompensering  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|     | liten, hø side  | G5001518 | 303731      |                | liten, hø side   | G5001516 | 303753      |  |
|   | liten, ve side  | G5001519 | 303732      |  | liten, ve side   | G5001517 | 303763      |  |
|   | stor, hø side   | G5001520 | 303733      |  | Dybde-, høyde og lengderegulerbar benstøtte med elektrisk lengdekompensering og fotplate. Kort model.  |          |             |  |
|   | stor, ve side   | G5001521 | 303734      |  |  |          |             |  |
|   | Dybde-, høyde og lengderegulerbar benstøtte med elektrisk lengdekompensering og fotplate. |          |             |  |  |          |             |  |
| Benstøtte, Manuel*<br>Kort  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Benstøtte, Manuel*<br>Øvre del   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|  | hø side   | G5001488 | 303741      | <br>G5001149 | m/ gassfjær, hø  | G5000634 | 303767      |  |
|   | ve side   | G5001489 | 303742      |  | m/ gassfjær, ve  | G5000635 | 303768      |  |
|   | øvre del, hø  | G5001466 | 303739      |  | vinkel 66°, hø   | G5001149 | 303769      |  |
|   | øvre del, ve  | G5001467 | 303752      |  | vinkel 66°, ve   | G5001150 | 303770      |  |
|   | nedre del, hø/ve  | G5001490 | 303740      |  | Manuel benstøtte, øvre del.  |          |             |  |
| Kort benstøtte med fotplate.  |   |          |             |  |  |          |             |  |
| Benstøtte, Elektrisk*<br>Øvre del   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Benstøtte*<br>Nedre del  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|   | kort lengde, hø   | G5001512 | 303755      |              | liten, b21, d15  | G5000630 | 303788      |  |
|   | kort lengde, ve   | G5001513 | 303765      |  | stor, b23, d15   | G5000631 | 303790      |  |
|   | std lengde, hø  | G5001514 | 303754      |  | junior fotplate  | G5001450 | -           |  |
|   | std lengde, ve  | G5001515 | 303764      |  | Fotplate for høyre og venstre side, nedre del.<br><b>Merk:</b> liten str. brukes for setebredde 42-46,<br>stor str. brukes for setebredde 50-54. |          |             |  |
|   | Elektrisk vinkelregulerbar benstøtte, øvre del.   |          |             |  |  |          |             |  |
| Benstøtte<br>Universal  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Oppheng<br>For benstøtte   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|  | fotplate+stang  | G7000612 | 303736      |              | manuel, hø   | G5000598 | 303820      |  |
|   | fotplate  | G7000609 | 303797      |  | manuel, ve   | G5000599 | 303821      |  |
|   | Benstøtte universal etter beskrivelse.  |          |             |  | elektrisk, hø  | G5000600 | 303818      |  |
|   |   |          |             |  | elektrisk, ve  | G5000601 | 303819      |  |
|   |   |          |             | Oppheng for manuelle og elektriske benstøtter.   |  |          |             |  |

\*Se størrelsesguide side 36














## Benstøtte &amp; Armlen

| Knestøtte<br>Komplet  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Leggstøttepute<br>For sidemontert benstøtte   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|---|----------|-------------|---|-------------------------------|----------|-------------|
|    | hø side   | G5000662 | 303805      |   | komfort hø/ve                 | G5000656 | 303812      |
|   | ve side   | G5000663 | 303806      |   | sett                          | G5000658 | 303814      |
| Komplet knestøtte med pute.   |   |          |             | Leggstøttepute. Bredde 14 cm, lengde 18 cm  |                               |          |             |
| Leggstøttepute<br>For sidemontert benstøtte, Universal                              | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Stropper  | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|    | universal, etter beskr.   | G7000615 | 303811      |    | tåstropp f/fot hø/ve          | G5000661 | 303799      |
|   | Leggstøttepute.   |          |             |   | stropp f/hel, hø/ve           | G5000012 | 303803      |
|   |   |          |             | G5000011<br>f legg, sett<br>G5000037<br>303807<br>f legg (XXL) hø/ve<br>G5000037<br>303808<br>Fotstropp, f/breg<br>fotplate<br>G5001550<br>303783<br>Stropper for legg, fot og hel.<br>G5000011 |                               |          |             |
| Amputasjonsstøtte<br>Vinkelregulerbar   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Diverse<br>For benstøtter   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | hø side   | G5000664 | 303707      |   | gassfjær                      | G5000636 | 303738      |
|   | ve side   | G5000665 | 303708      |   | feste f/motor, kort<br>modell | G5001465 | 303772      |
| Vinkelregulerbar amputasjonsstøtte polstret.<br>Størrelse 22 x 22 cm                |   |          |             | Manuel/elektrisk innstilling for benstøtter.  |                               |          |             |
| Armstøtte<br>Avtagbar   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Armstøtte<br>Elektrisk opfellbar  | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | fast, sett  | G5001155 | 303716      |   | hø side                       | G5001764 | 303714      |
|   | hreg, komfort, hø   | G5001246 | 303718      |   | ve side                       | G5001765 | 303715      |
|   | hreg, komfort, ve   | G5001247 | 303720      | Elektrisk opfellbar armlen.   |                               |          |             |
|   | hreg, kort, hø  | G5001250 | 303717      |   |                               |          |             |
|   | hreg, kort, hø  | G5001251 | 303717      |   |                               |          |             |
| Avtagbar armlene.   |   |          |             |   |                               |          |             |
| Lås og forhøyer<br>For opfellbar armlen   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Armstøttepute   | Beskrivelse                   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | lås f/hø side   | G5001762 | 303721      |   | hø/ve                         | G5000034 | 303728      |
|   | lås f/ve side   | G5001763 | 303722      |   | b10 l30, liten, hø/ve         | G5000626 | 303724      |
|   | forhøyer +4cm hø  | G5001200 | 304252      |   | b10 l40, stor, hø/ve          | G5000627 | 303725      |
|   | forhøyer +4cm ve  | G5001274 | 304253      |   | b12 l40, skinn, hø            | G5001162 | 303729      |
| Lås og forhøyer for opfellbar armlene.  |   |          |             | Armstøttepute.  |                               |          |             |
| G5001762  |  | G5001200 |             |   |                               |          |             |













## Armlen &amp; Bord

| Armstøttepute<br>Universal  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. | Hemi-armlen  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|--|----------|-------------|--|---|----------|-------------|
|                            | universal, etter beskr.                    | G7000611 | 303723      | <br>G5001617<br><br>G5001619 | flat hånd del hø  | G5001617 | 303726      |
|   | Armstøtteput universal, etter beskrivelse. |          |             |  | flat hånd del ve  | G5001618 | 303727      |
|   |  |          |             |  | forlenger, +7 cm  | G5001619 | 303774      |
|   |  |          |             |  | Armstøttepute hemi med flat hånd-del.   |          |             |
| Bord<br>M/utskjæring f/joystick i venstre side  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. | Bord<br>M/utskjæring f/joystick i høyre side   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|                             | b49cm                                      | G5001341 | 304146      |    | b49cm   | G5001484 | 304148      |
|   | b60cm                                      | G5001342 | 304151      |  | b60cm   | G5001485 | 304152      |
|   | b64cm                                      | G5001343 | 304154      |  | b64cm   | G5001486 | 304155      |
|   | b68cm                                      | G5001344 | 304159      |  | b68cm   | G5001487 | 304160      |
| Bord, dybde 53,5cm, med utskjæring for joystick i venstre side, inklusiv feste - montert i høyre side.      |  |          |             | Bord, dybde 53,5cm, med utskjæring for joystick i høyre side, inklusiv feste - montert i venstre side.   |   |          |             |
| Bord<br>F/joystick sentermontert  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. | Bord<br>Hemiplegi  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|                           | 64cm uten joystick                         | G5001355 | 304157      | <br>G50000730<br>G5001348  | halv bord f hø/ve, komplett   | G5000730 | 304162      |
|   | 54cm uten joystick                         | G5001356 | 304149      |  | Brakett for hemiplegebord   | G5001348 | 304291      |
|   | 64cm inkl. joystick                        | G5001357 | 304158      |  | Bord for høyre eller venstre side, hemiplegi. Bredde 30 cm, lengde 49 cm.                               |          |             |
|   | 54cm inkl. joystick                        | G5001358 | 304150      |  |   |          |             |
| Bord, dybde 53,5cm, med utskjæring, inklusiv feste. For sentermontert joystick.                             |  |          |             |  |   |          |             |
| Bordplate<br>F/joystick sentermontert   | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. | Bord<br>Universal  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|                           | b49cm                                      | G5001480 | 304147      |    | universal, etter beskr.   | G7000605 | 304166      |
|   | b60cm                                      | G5001481 | 304153      |  | Bord med utskjæring, inklusiv feste. monteres i høyre eller venstre side.<br>Merk: Bordplate uten feste |          |             |
|   | b64cm                                      | G5001482 | 304156      |  |   |          |             |
|   | b68cm                                      | G5001483 | 304161      |  |   |          |             |
| Bordplate, dybde 53,5cm, med utskjæring, monteres i høyre eller venstre side.<br>Merk: Bordplate uten feste |  |          |             |  |   |          |             |
| Holder Ø22<br>For bord med utskjæring   | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. | Holder Ø25<br>For bord med utskjæring  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|                          | Rørholder                                  | G5001459 | 304285      |    | Rørholder   | G5001461 | 304284      |
|   | Monteringsbøyle                            | G5001347 | 304290      |  | Monteringsbøyle   | G5001491 | 304278      |
| Holder Ø22 for bord med høyre/venstre utskjæring for joystick.  |  |          |             | Holder Ø25 for bord med sentermontert joystick.  |   |          |             |



## Bord &amp; Diverse

| Kantforhøyer<br>For bord  | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Håndvarmeblæser<br>Komplett  | Beskrivelse               | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|-------------------------------------|----------|-------------|--|---------------------------|----------|-------------|
|    | hø/ve                               | G5001359 | 304165      |    | håndvarmeblæser, komplett | G5001639 | 304301      |
|   | front                               | G5001360 | 304164      |  |                           |          |             |
| Kantforhøyer f bord.  |                                     |          |             | Håndvarmeblæser for joystick, komplett sett.   |                           |          |             |
| Presenning  | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Speil<br>Inklusiv holder   | Beskrivelse               | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|    | Presenning                          | G5001620 | 304393      |    | Speil m/ holder           | G5000737 | 304411      |
|   | Presenning.                         |          |             |  |                           |          |             |
| Ekstern ladekontakt<br>Inkl kabel   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. | K-Mark frontlys<br>Foran   | Beskrivelse               | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | Ekstern ladekontakt                 | G5001346 | 304502      |  | frontlys                  | G5000594 | 304329      |
|   | Ekstern ladekontakt inklusiv kabel. |          |             |  |                           |          |             |
| Kabel<br>For lys  | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. | LED lys og indikatorer   | Beskrivelse               | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | Kabel f lys                         | G5000704 | 304308      |  | LED lys, komplett         | G5000035 | 304330      |
|   | Kabel for lys                       |          |             |  |                           |          |             |
| Låseplugg   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Drivmotor 12km/h<br>For RWD/MWD/FWD  | Beskrivelse               | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | Låseplugg                           | G5001221 | 304331      |  | RWD/MWD hø                | G5000128 | 304337      |
|   | Låseplugg.                          |          |             |  | RWD/MWD ve                | G5000129 | 304338      |
|   |                                     |          |             | Drivmotor 12km/h for RWD/MWD.  |                           |          |             |








# Belte

| Belte   | Beskrivelse             | Art.nr.  | HMS art.nr. | Hoftebelte<br>Rullebelte   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|-------------------------|----------|-------------|--|-------------------------------------|----------|-------------|
|   | l190 cm                 | G5000009 | 304111      |    | l135 cm                             | G5001294 | 304120      |
|   | l290 cm                 | G5000010 | 304112      |  | Hoftebelte, type rullebelte, 135cm. |          |             |
| Belte inklusiv monteringskit.   |                         |          |             |  |                                     |          |             |
| 2-punkts hoftebelte*<br>Evoflex   | Beskrivelse             | Art.nr.  | HMS art.nr. | 2-punkts hoftebelte*<br>Trykkلاس   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | l163 br38, liten        | G5001641 | 304122      | <br>     | l130 br36, liten                    | G5001644 | 304126      |
|   | l176 br46, medium       | G5001642 | 304123      |  | l142 br46, medium                   | G5001645 | 304128      |
|   | l196 br62, stor         | G5001643 | 304124      |  | l155 br62, stor                     | G5001646 | 304130      |
| 2-punkt, polstret Evoflex hoftebelte. Leddet med trykkلاس. Evoflex belte holdes i opret posisjon og sitter ikke i veien når den ikke anvendes. Gir enklere forflytning.   |                         |          |             |  | l206 br82, x-stor                   | G5001647 | 304131      |
|   |                         |          |             | 2-punkt polstret hoftebelte med trykkلاس.<br>Merk: Husk å bestille monteringssett for belte (se side 41).  |                                     |          |             |
| 2-punkts hoftebelte*<br>Flyلاس  | Beskrivelse             | Art.nr.  | HMS art.nr. | 4-punkts hoftebelte*<br>Trykkلاس   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. |
| <br> | l130 br36, liten        | G5001648 | 304125      | <br> | l130 br36, liten                    | G5001651 | 304133      |
|   | l142 br46, medium       | G5001649 | 304127      |  | l142 br46, medium                   | G5001652 | 304135      |
|   | l155 br62, stor         | G5001650 | 304129      |  | l155 br62, stor                     | G5001653 | 304137      |
| 2-punkt polstret hoftebelte med flyلاس.<br>Merk: Husk å bestille monteringssett for belte (se side 41).   |                         |          |             | Y-sele, 4-punkts polstret hoftebelte med trykkلاس.<br>Merk: Husk å bestille monteringssett for belte (se side 41).   |                                     |          |             |
| 4-punkts hoftebelte*<br>Flyلاس  | Beskrivelse             | Art.nr.  | HMS art.nr. | Sikkerhetsdeksel<br>For belte  | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. |
| <br> | l130 br36, liten        | G5001654 | 304132      |    | 1" f spenne (2,5 cm)                | G5001663 | 304113      |
|   | l142 br46, medium       | G5001655 | 304134      |  | 1,5" f trykkلاس (4 cm)              | G5001664 | 304114      |
|   | l155 br62, stor         | G5001656 | 304136      |  | 2" f trykkلاس (5 cm)                | G5001665 | 304115      |
| Y-sele, 4-punkts polstret hoftebelte med flyلاس.<br>Merk: Husk å bestille monteringssett for belte (se side 41).  |                         |          |             | Sikkerhetsdeksel for belte.  |                                     |          |             |
| Ankelbelte  | Beskrivelse             | Art.nr.  | HMS art.nr. | Skuldersele, polstret*   | Beskrivelse                         | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|    | ekstra liten<br>14-17cm | G5001666 | 304105      |    | ekstra liten                        | G5001670 | 304119      |
|   | liten 16,5-20cm         | G5001667 | 304106      |  | liten                               | G5001671 | 304116      |
|   | medium<br>19-23,5cm     | G5001668 | 304107      |  | medium                              | G5001672 | 304117      |
|   | stor 23-28cm            | G5001669 | 304108      |  | stor                                | G5001673 | 304118      |
| Ankelbelte.   |                         |          |             | H-sele, skuldersele.<br>Merk: Husk å bestille monteringssett og seleføring for selen (se side 41).   |                                     |          |             |

\*Se størrelsesguide side 43




# Belte & Størrelsesguide

| Seleføring Sett  | Beskrivelse           | Art.nr.  | HMS art.nr. | Belte Universal  | Beskrivelse                                       | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|-----------------------|----------|-------------|--|---|----------|-------------|
|   | 15cm sett             | G5001674 | 304109      |  | universal, etter beskr.                           | G7000606 | 304121      |
|  | 20cm sett             | G5001675 | 304110      |  | Belte universal etter beskrivelse.                |          |             |
| Seleføring for skuldersele, sett.  |                       |          |             |  |   |          |             |
| Monteringssett For belte   | Beskrivelse           | Art.nr.  | HMS art.nr. | Forlenger høyt feste for hoftebelte  | Beskrivelse                                       | Art.nr.  | HMS art.nr. |
| <br>flat<br><br><br>m/klemlås | flat 1,5" (4 cm)      | G5001657 | 304244      |  | Forlenger   | G5001295 | 304257      |
|  | flat 2" (5 cm)        | G5001658 | 304245      |  | Forlenger høyt bakovervendt feste for hoftebelte. |          |             |
|  | flat 1" (2,5 cm)      | G5001659 | 304243      |  |   |          |             |
|  | m/klemlås 1,5" (4 cm) | G5001660 | 304247      |  |   |          |             |
|  | m/klemlås 2" (5 cm)   | G5001661 | 304248      |  |   |          |             |
| m/klemlås 1" (2,5 cm)  | G5001662              | 304246   |             |  |   |          |             |
| Monteringssett for belte.  |                       |          |             |  |   |          |             |


## 2-punkts hoftebelte Evoflex

| Størrelse         | A      | B     | C      | D     |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|
| l163 br38, liten  | 2,5 cm | 38 cm | 5 cm   | 63 cm |
| l176 br46, medium | 4 cm   | 46 cm | 5,5 cm | 76 cm |
| l196 br62, stor   | 5 cm   | 62 cm | 7 cm   | 96 cm |




## 2- og 4-punkts hoftebelte Trykkلاس & Flyلاس

| Størrelse         | A    | B     | C      | D      |
|-------------------|------|-------|--------|--------|
| l130 br36, liten  | 4 cm | 36 cm | 5,5 cm | 130 cm |
| l142 br46, medium | 4 cm | 40 cm | 5,5 cm | 142 cm |
| l155 br62, stor   | 4 cm | 46 cm | 5,5 cm | 142 cm |
| l206 br82, x-stor | 5 cm | 62 cm | 7 cm   | 155 cm |



## Skuldersele

| Størrelse    | skulderbredde |
|--------------|---------------|
| ekstra liten | 24-28 cm      |
| liten        | 28-33 cm      |
| medium       | 33-41 cm      |
| stor         | 41-48 cm      |












## Hjul

| Massivt dekk for drivhjul  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr.   | Luftdekk for drivhjul  | Beskrivelse  | Art.nr.         | HMS art.nr. |        |
|--|--|----------|---|--|--|-----------------|-------------|--------|
|    | massivt 12", svart   | G5000163 | 304207  |    | luft 12", svart  | G5000028        | 304202      |        |
|  | massivt 14", svart   | G5000167 | 304208  |  | luft 12", grå  | G5000164        | 304203      |        |
| Massivt dekk, for drivhjul svart.<br>Merk, bare dekk inkludert!                    |  |          | Luftdekk for drivhjul.<br>Merk, bare dekk inkludert!        |  |  |                 |             |        |
|    | massivt 12", svart   | G5001703 | 304222  |  |    | luft 12", svart | G5001702    | 304217 |
|  | massivt 12", grå   | G5001705 | 304220  |  |  | luft 12", grå   | G5001704    | 304214 |
|  | massivt 14", svart   | G5001707 | 304213  |  |  | luft 14", svart | G5001706    | 304212 |
|  | massivt 14", grå   | G5001709 | 304211  |  |  | luft 14", grå   | G5001708    | 304210 |
|  | massivt 16", svart   | G5001725 | 304223  | luft 16", svart  |  | G5001715        | 304219      |        |
|  | massivt 16", grå   | G5001726 | 304221  | luft 16", grå  |  | G5001716        | 304216      |        |
| Drivhjul komplett, massivt med svart felg og 5 monteringshull.                     |  |          | Drivhjul komplett, luft med svart felg og 5 monteringshull. |  |  |                 |             |        |
|  | luft 14", grå  | G5001710 | 304226  |  | massivt 8", svart  | G5000138        | 304430      |        |
|  | massivt 14", grå   | G5001711 | 304227  |  | massivt 8", grå  | G5000140        | 304427      |        |
|  | luft 14", svart  | G5001717 | 304218  |  | massivt 9", svart  | G5001688        | 304431      |        |
|  | luft 14", grå  | G5001718 | 304215  |  | massivt 9", grå  | G5001690        | 304428      |        |
|  | Drivhjul komplett dekk eller massivt i grå eller sort, med svart felg. |          |   |  | Dekk massivt for svinghjul.<br>Merk, bare dekk inkludert!                            |                 |             |        |
|  | luft 8", svart   | G5000137 | 304424  |  |  | luft 8", svart  | G5001684    | 304442 |
|  | luft 8", grå   | G5000139 | 304422  | luft 8", grå   |  | G5001694        | 304439      |        |
|  | luft 9", svart   | G5001687 | 304425  | luft 9", svart   |  | G5001696        | 304443      |        |
|  | luft 9", grå   | G5001689 | 304423  | luft 9", grå   |  | G5001698        | 304440      |        |
| Dekk luft for svinghjul.<br>Merk, bare dekk inkludert!                             |  |          | Komplett svinghjul med luft og svart felg.                  |  |  |                 |             |        |
|  | massivt 7", svart  | G5001691 | 304447  |  |  | f/svinghjul 9"  | G5000158    | 304405 |
|  | massivt 7", grå  | G5001692 | 304444  |  | f/drivhjul 14"   | G5000180        | 304404      |        |
|  | massivt 8", svart  | G5001693 | 304448  | Skærm for hjul.  |  |                 |             |        |
|  | massivt 8", grå  | G5001695 | 304445  |  |  |                 |             |        |
|  | massivt 9", svart  | G5001697 | 304449  |  |  |                 |             |        |
|  | massivt 9", grå  | G5001699 | 304446  |  |  |                 |             |        |
|  | massivt 10", svart   | G5001723 | 304451  |  |  |                 |             |        |
|  | massivt 10", grå   | G5001724 | 304450  |  |  |                 |             |        |
| Komplett massivt svinghjul med svart felg.   |  |          |   |  |  |                 |             |        |













## Hjul &amp; kjørekomfort

| Hjulgaffel<br>For svinghjul  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Fenderhjul<br>Sett   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|---|----------|-------------|--|--|----------|-------------|
|  <p>G5000108</p> <p>G5001151</p> | 7"/8" (MWD)   | G5000108 | 304435      |    | 125mm hjul f/montering på ramme, sett                  | G5001756 | 304266      |
|  | 9" fjærende, komplett   | G5000948 | 304436      |  | 100mm hjul f/montering u/fotplate, sett                | G5001760 | 304265      |
|  | 9" fjærende (MWD)   | G5001151 | 304437      |  | Fenderhjul for montering på elektrisk rullestol, sett. |          |             |
|  | 8" fjærende   | G5001500 | 304433      |  |  |          |             |
|  | 8" komplett   | G5001501 | 304434      |  |  |          |             |
| Hjulgaffel for svinghjul.  |   |          |             |  |  |          |             |
| Antitiphjul  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Hjulboss 16"<br>For drivhjul   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  <p>G5001614</p>                 | 100mm hø/ve   | G5001526 | 304263      |    | hjulboss f/mon. av drivhjul 16"                        | G5001747 | 304209      |
|  | 14" fjærende, komplett sett   | G5001614 | 304264      |  |  |          |             |
| Antitiphjul.   |   |          |             | Hjulboss for montering av drivhjul 16".  |  |          |             |
| Forlenger fjæring<br>For svinghjul   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Fjæring<br>Sett  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|                                | bytte 9"->10"   | G5001290 | 304269      |  | Shore 40, sett   | G5000089 | 304259      |
|  | Forlenger fjæring for tilpasning af høyde fra 9" til 10" svinghjul. |          |             |  | Shore 55, sett   | G5000090 | 304251      |
|  |   |          |             | Fjæring (shore) gummiklosser sett.   |  |          |             |
| Kantklatrer<br>For VELA Sango RWD  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |    |  |          |             |
| Kantklatrer RWD Advanced.  |   |          |             |  |  |          |             |
| Kantklatrer RWD  |   |          |             | G5000734   | 304322   |          |             |













## Elektrisk og manuell innstilling

|   |   |                |                    |  |   |                |                    |
|---|---|----------------|--------------------|--|---|----------------|--------------------|
| <b>Setetilt module</b><br>52° vinkel<br><br>                | <b>Beskrivelse</b>                                  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> | <b>Holder</b><br>For rygg med gassfjær<br><br>         | <b>Beskrivelse</b>  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|   | Setetilt module                                     | G5000581       | 304071             |  | Holder vreg f/rygg  | G5000607       | 303839             |
|   | Setelift og tilt module                             | G5000583       | 304061             |  | Holder vreg f rygg m gassfjær.                                    |                |                    |
| Setetilt module komplett 52°.   |   |                |                    |  |   |                |                    |
| <b>Motor</b><br>For vinkelregulering av rygg<br><br>       | <b>Beskrivelse</b>                                  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> | <b>Quick release</b><br>For nedfellbar rygg<br><br>    | <b>Beskrivelse</b>  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|   | Motor f/el-rygg 30° m/lang kabel                    | G5000609       | 303848             |  | quick release for ryggfunksjon                                    | G5000612       | 304041             |
|   | Motor f/el-rygg 45° m/kopling kabel                 | G5000610       | 303850             |  | Ryggvinkelregulering, quick release for ryggfunksjon, nedfellbar. |                |                    |
| Motor for vinkelregulering av el-rygg. Med kabel.   |   |                |                    |  |   |                |                    |
| <b>Ryggvinkelregulering</b><br>For VELA Sango XXL<br><br> | <b>Beskrivelse</b>                                  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> | <b>Motor</b><br>For vinkelregulering av tilt<br><br> | <b>Beskrivelse</b>  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|   | vreg manuel   | G5001255       | 304042             |  | 52° tilt modul  | G5001374       | 303847             |
|   | vreg manuel m/gassfjær                              | G5001256       | 304043             | 45° tilt modul   | G5001375  | 303845         |                    |
| Ryggvinkelregulering for VELA Sango XXL.  |   |                |                    |  |   |                |                    |
|   |   |                |                    | 52° tilt (XXL)   | G5001236  | 304347         |                    |
|   |   |                |                    | 52° tilt modul m/lift (300mm)  | G5001376  | 303846         |                    |
| Motor for elektrisk tilt modul.   |   |                |                    |  |   |                |                    |
| <b>Seteramme</b><br><br>                                  | <b>Beskrivelse</b>                                  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> | <b>Bilfeste</b><br>Dahl docking<br><br>              | <b>Beskrivelse</b>  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|   | Ramme f setetilt minus 5°                           | G5001525       | 304070             |  | prep. sett f/ Dahl Docking (Sango Adv.)                           | G5000062       | 304145             |
|   | c-skinne, høy montering.komp. sett inkl. mont. sett | G5001773       | 304066             | prep. sett f/ Dahl Docking (Slimline)  | G5001160  | 304143         |                    |
| Rammer for innstilling av negativ tilt på sete.   |   |                |                    |  |   |                |                    |
|   |   |                |                    | låseplate inkl montering   | G5001384  | 304144         |                    |
| Dahl docking bilfeste for montering.  |   |                |                    |  |   |                |                    |
| <b>Katapult-funksjon</b><br><br>                         | <b>Beskrivelse</b>                                  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> | <b>Biomekanisk rygg</b><br><br>                      | <b>Beskrivelse</b>  | <b>Art.nr.</b> | <b>HMS art.nr.</b> |
|   | f/FWD/RWD*  | G5001678       | 304059             |  | Biomekanisk rygg*   | G6000483       | 304036             |
|   | f/MWD*  | G5001679       | 304062             | Biomekanisk rygg 45°.  |   |                |                    |
|   | m/seteløft f/XXL*                                   | G7000621       | 304063             | *Merk: Må bestilles med ny stol!   |   |                |                    |
| Katapult-funksjon.<br>*Merk: Må bestilles med ny stol!  |   |                |                    |  |   |                |                    |















# Joystick & ledsagerstyring

| R-net CJSM2-L-sw Joystick  | Beskrivelse                                      | Art.nr.  | HMS art.nr. | R-net CJSM2-L-sw m/bt Joystick  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|--|----------|-------------|---|--|----------|-------------|
|   | R-net CJSM2-L-sw infrarød                        | G5000003 | 304459      |   | R-net CJSM2-L-sw m lys infrarød/ bluetooth | G5000005 | 304460      |
| Joystick P&G R-net CJSM2-L-sw infrarød.  |  |          |             | Joystick P&G R-net CJSM2-L-sw med bluetooth.  |  |          |             |
| R-net LED m/lys Joystick   | Beskrivelse                                      | Art.nr.  | HMS art.nr. | R-net for ledsagerstyring Joystick  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | R-net LED m lys                                  | G5000054 | 304461      |   | R-net for ledsagerstyring                  | G5000056 | 304462      |
| Joystick P&G R-net LED med lys.  |  |          |             | Joystick P&G R-net for ledsagerstyring.   |  |          |             |
| R-net CJSM1 m/lys Joystick   | Beskrivelse                                      | Art.nr.  | HMS art.nr. | Heavy duty joystick Joystick  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | R-net CJSM1 m lys                                | G5000681 | 304457      |   | Heavy duty Joystick                        | G5001319 | 304455      |
| Joystick P&G R-net CJSM1 med lys.  |  |          |             | Heavy duty joystick for montering på CJSM2.   |  |          |             |
| R-net Joystick for montering i bord  | Beskrivelse                                      | Art.nr.  | HMS art.nr. | Ledsagerstyring 2-håndsgrep   | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | R-net joystick f mont i bord                     | G5001354 | 304458      |   | ledsagerstyring komplet*                   | G5000984 | 304492      |
| Joystick P&G R-net for montering i bord. Flat vendbar.                             |  |          |             | Ledsagerstyring, 2-håndsgrep med joystick og mekaniske deler, komplet.<br>*Merk: Nødstopp ikke inkludert - bestilles separat (se nedenfor). |  |          |             |
| Ledsagerstyring Scoot control  | Beskrivelse                                      | Art.nr.  | HMS art.nr. | Nødstopp  | Beskrivelse                                | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | ledsagerstyring inkl. holder f/nakkestøtte       | G5001980 | -           |   | nødstopp inkl. mont sett                   | G5001506 | 304351      |
|  | holder f/nakkestøtte u. ledsagerstyring          | G5001979 | -           |   | nødstopp fjernstyrt inkl. mont sett        | G5001510 | 304350      |
|  | ledsagerstyring inkl. holder f/rygg              | G5001270 | 304494      |   |  |          |             |
|  | holder u/ledsagersty.                            | G5001271 | 304289      |   |  |          |             |
|  | ledsagersty. u/holder                            | G5001361 | 304491      |   |  |          |             |
|  | Scoot control ledsagerstyring f R-net og holder. |          |             |   |  |          |             |













# Alternativ styring

| Betjeningspanel trykkbrytere  | Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr.                             | Betjeningspanel vippebrytere   | Beskrivelse                          | Art.nr.                                | HMS art.nr. |
|---|--|-------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------|
|     | f/CJSM2  | G5000684    | 304454                                  |    | f/CJSM1                              | G5001292                               | 304138      |
|   | f/CJSM1  | G5000975    | 304139                                  |  | f/CJSM2                              | G5001293                               | 304140      |
|   | special control f R-net buskabel   | G5001524    | 304141                                  |  | special control f R-net buskabel     | G5001523                               | 304142      |
|   | Betjeningspanel m 5stk trykkbrytere.                                     |             |   |  | Betjeningspanel m 5stk vippebrytere. |  |             |
| OMNI All-round light Alternativ styring   | Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr.                             | OMNI All-round Alternativ styring  | Beskrivelse                          | Art.nr.                                | HMS art.nr. |
|    | 120 gram   | G5000925    | 304481                                  |    | 250 gram                             | G5000927                               | 304479      |
|   | chin 120 gram  | G5000926    | 304482                                  |  | chin 250 gram                        | G5000928                               | 304480      |
|   | OMNI All-round light joystick.   |             |   |  | OMNI All-round joystick.             |  |             |
|    | All-round-styring  |             |   |    | Chin-styring                         |  |             |
|   | OMNI heavy duty Alternativ styring                                       | Beskrivelse | Art.nr.                                 |  | HMS art.nr.                          | OMNI Micro joystick Alternativ styring | Beskrivelse |
|  | 650 gram   | G5000929    | 304478                                  |  | 10 gram                              | G5000923                               | 304483      |
|   | OMNI All-round heavy duty joystick.                                      |             |   |  | 50 gram                              | G5000924                               | 304484      |
|   |  |             |   |  | OMNI Micro joystick.                 |  |             |
| IOM input-output-modul Alternativ styring   | Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr.                             | Omni2 Alternativ styring   | Beskrivelse                          | Art.nr.                                | HMS art.nr. |
|   | input-output-modul   | G5000998    | 304485                                  |  | omni2, komplett                      | G5000993                               | 304487      |
|   | P&G R-net IOM input-output-modul.  |             |   |  | omni2 skjerm                         | G5001349                               | 304490      |
|   |  |             | omni2 input section                     |  | G5001350                             | 304489                                 |             |
|   |  |             | omni2 kabel 1,5m                        |  | G5001351                             | 304488                                 |             |
|   |  |             | P&G R-net Omni 2 module, scanner deler. |  |                                      |  |             |
| Micropilot switch it Alternativ styring   | Beskrivelse  | Art.nr.     | HMS art.nr.                             | Bryter Goose Neck Ø1,7cm Bryter  | Beskrivelse                          | Art.nr.                                | HMS art.nr. |
|  | Micropilot m/ flere funksjoner   | G5001631    | 304193                                  |  | Ø1,7cm rød                           | G5001633                               | 304175      |
|   | Micropilot switch it joystick 10-50 gram. For montering sammen med Omni. |             |   |  | Ø1,7cm grøn                          | G5001634                               | 304173      |
|   |  |             | Ø1,7cm gul                              |  | G5001635                             | 304174                                 |             |
|   |  |             | Ø1,7cm blå                              |  | G5001636                             | 304172                                 |             |
|   |  |             | Bryter GooseNeck Ø1,7cm.                |  |                                      |  |             |










# Bryter & Holder

| <p><b>Bryter Ø3cm</b><br/>Bryter</p>                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø3cm rød</td> <td>G5001166</td> <td>304183</td> </tr> <tr> <td>Ø3cm grøn</td> <td>G5001167</td> <td>304181</td> </tr> <tr> <td>Ø3cm gul</td> <td>G5001623</td> <td>304182</td> </tr> <tr> <td>Ø3cm blå</td> <td>G5001624</td> <td>304180</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bryter Ø3cm.</p>           | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Ø3cm rød                     | G5001166 | 304183 | Ø3cm grøn  | G5001167   | 304181      | Ø3cm gul   | G5001623    | 304182                              | Ø3cm blå   | G5001624 | 304180 | <p><b>Bryter Ø1,7cm</b><br/>Bryter</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø1,7cm rød</td> <td>G5001164</td> <td>304179</td> </tr> <tr> <td>Ø1,7cm grøn</td> <td>G5001165</td> <td>304177</td> </tr> <tr> <td>Ø1,7cm gul</td> <td>G5001621</td> <td>304178</td> </tr> <tr> <td>Ø1,7cm blå</td> <td>G5001622</td> <td>304176</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bryter Ø1,7cm.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Ø1,7cm rød | G5001164 | 304179 | Ø1,7cm grøn | G5001165 | 304177 | Ø1,7cm gul | G5001621 | 304178 | Ø1,7cm blå | G5001622 | 304176 |
|---|--|-------------|---------|-------------|------------------------------|----------|--------|--|--|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------|--------|---|--|-------------|---------|-------------|------------|----------|--------|-------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø3cm rød  | G5001166   | 304183      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø3cm grøn   | G5001167   | 304181      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø3cm gul  | G5001623   | 304182      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø3cm blå  | G5001624   | 304180      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø1,7cm rød  | G5001164   | 304179      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø1,7cm grøn   | G5001165   | 304177      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø1,7cm gul  | G5001621   | 304178      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø1,7cm blå  | G5001622   | 304176      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| <p><b>Bryter Ø6,3cm</b><br/>Bryter</p>                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø6,3cm rød</td> <td>G5001627</td> <td>304191</td> </tr> <tr> <td>Ø6,3cm grøn</td> <td>G5001628</td> <td>304189</td> </tr> <tr> <td>Ø6,3cm gul</td> <td>G5001629</td> <td>304190</td> </tr> <tr> <td>Ø6,3cm blå</td> <td>G5001630</td> <td>304188</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bryter Ø6,3cm.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Ø6,3cm rød                   | G5001627 | 304191 | Ø6,3cm grøn  | G5001628   | 304189      | Ø6,3cm gul | G5001629    | 304190                              | Ø6,3cm blå | G5001630 | 304188 | <p><b>Bryter Ø5cm</b><br/>Bryter</p>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø5cm rød</td> <td>G5001288</td> <td>304187</td> </tr> <tr> <td>Ø5cm grøn</td> <td>G5001289</td> <td>304185</td> </tr> <tr> <td>Ø5cm gul</td> <td>G5001625</td> <td>304186</td> </tr> <tr> <td>Ø5cm blå</td> <td>G5001626</td> <td>304184</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bryter Ø5cm.</p>           | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Ø5cm rød   | G5001288 | 304187 | Ø5cm grøn   | G5001289 | 304185 | Ø5cm gul   | G5001625 | 304186 | Ø5cm blå   | G5001626 | 304184 |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø6,3cm rød  | G5001627   | 304191      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø6,3cm grøn   | G5001628   | 304189      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø6,3cm gul  | G5001629   | 304190      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø6,3cm blå  | G5001630   | 304188      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø5cm rød  | G5001288   | 304187      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø5cm grøn   | G5001289   | 304185      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø5cm gul  | G5001625   | 304186      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Ø5cm blå  | G5001626   | 304184      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| <p><b>Bryter Micro Light</b><br/>Bryter</p>                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>micro light</td> <td>G5001637</td> <td>304192</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bryter micro light kontakt.</p>   | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | micro light                  | G5001637 | 304192 | <p><b>Oppheng for ledsagerstyring</b><br/>Universal</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>universal etter beskr.</td> <td>G7000610</td> <td>304496</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oppheng for ledsagerstyring universal, mekaniske deler. Etter beskrivelse.</p>                     | Beskrivelse | Art.nr.    | HMS art.nr. | universal etter beskr.              | G7000610   | 304496   |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| micro light   | G5001637   | 304192      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| universal etter beskr.  | G7000610   | 304496      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| <p><b>Fast beslag for oppheng</b><br/>For ledsagerstyring</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>opheng mek deler hø/ve</td> <td>G5000036</td> <td>304495</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fast beslag hø/ve for ledsagerstyring P&amp;G R-net inklusiv oppheng.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | opheng mek deler hø/ve       | G5000036 | 304495 | <p><b>For CJSM2 på leds.styring</b><br/>Holder</p>       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holder hø/ve f/CJSM2</td> <td>G5001296</td> <td>304282</td> </tr> </tbody> </table> <p>Holder for montering av R-net CJSM2 på 2-hånds ledsagerstyring, høyre/venstre side.</p>              | Beskrivelse | Art.nr.    | HMS art.nr. | Holder hø/ve f/CJSM2                | G5001296   | 304282   |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| opheng mek deler hø/ve  | G5000036   | 304495      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Holder hø/ve f/CJSM2  | G5001296   | 304282      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| <p><b>Oppheng R-net</b><br/>For ledsagerstyring</p>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>justbar holder f/R-net CJSM2</td> <td>G5001606</td> <td>304493</td> </tr> </tbody> </table> <p>Justbar holder f R-net CJSM2 mont som ledsager sammen med forus høyre/venstre side.</p>  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | justbar holder f/R-net CJSM2 | G5001606 | 304493 | <p><b>For ledsager joystick</b><br/>Holder</p>           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justerbar holder f/rygg-bøyle hø ve</td> <td>G5001453</td> <td>304283</td> </tr> </tbody> </table> <p>Justerbar holder for ledsager-joystick monteret på ryggbøyle, høyre/venstre side.</p> | Beskrivelse | Art.nr.    | HMS art.nr. | Justerbar holder f/rygg-bøyle hø ve | G5001453   | 304283   |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| justbar holder f/R-net CJSM2  | G5001606   | 304493      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |
| Justerbar holder f/rygg-bøyle hø ve   | G5001453   | 304283      |         |             |                              |          |        |  |  |             |            |             |                                     |            |          |        |   |  |             |         |             |            |          |        |             |          |        |            |          |        |            |          |        |













## Holder

| For joystick hø/ve<br>Holder  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | For DAC box<br>Holder  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|---|--|----------|-------------|--|---|----------|-------------|
|    | f/joystick hø/ve                                     | G5000679 | 304287      |    | f DAC box betj panel  | G5001338 | 304279      |
|   | Fast holder for joystick i høyre eller venstre side. |          |             |  | Holder for DAC box betjeningspanel, monteret på parallellforskyver. |          |             |
| Svingarm hakekontroll<br>Manuell holder   | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | Svingarm hakekontroll<br>Motorisert holder   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|     | horisontal, hø                                       | G5000939 | 304292      |    | horisontal, hø  | G5000941 | 304294      |
|   | horisontal, ve                                       | G5000940 | 304293      |  | horisontal, ve  | G5000942 | 304295      |
|   | Svingarm hakekontroll, manuell, horisontal.          |          |             |  | vertikal, hø  | G5000943 | 304297      |
|   |  |          |             |  | vertikal, ve  | G5000944 | 304296      |
| Svingarm hakekontroll motorisert.   |  |          |             |  |   |          |             |
| For All-round joystick<br>Holder  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. | For Omni 2<br>Holder   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | Holder f All-round joystick                          | G5001464 | 304280      |  | Holder, side f/ Omni 2  | G5000994 | 304486      |
|   | Holder f All-round joystick bag omni2.               |          |             |  | P&G R-net Omni 2 holder for joystick side.                          |          |             |
| Holder for parallellforskyver<br>Universal  | Beskrivelse  | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |   |          |             |
|  | universal etter beskr.                               | G7000613 | 304376      |  |   |          |             |
|   | Parallellforskyver universal. Etter beskrivelse.     |          |             |  |   |          |             |










## Kabel, Programvare &amp; Batteri

| Bus-kabel<br>For R-net  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Bus-kabel<br>For joystick  | Beskrivelse                               | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|---|---|----------|-------------|--|---|----------|-------------|--|
|     | bus-kabel 0,3m  | G5000695 | 304312      |    | bus-kabel 0,7m                            | G5001369 | 304309      |  |
|   | bus-kabel 0,5m  | G5000696 | 304313      |  | Bus-kabel for joystick.                   |          |             |  |
|   | bus-kabel 1,0m  | G5000697 | 304314      |  |   |          |             |  |
|   | bus-kabel 1,2m  | G5000698 | 304315      |  |   |          |             |  |
|   | bus-kabel 1,5m  | G5000699 | 304316      |  |   |          |             |  |
|   | bus-kabel 2,0m  | G5000700 | 304317      |  |   |          |             |  |
|   | bus-kabel 2,5m  | G5000701 | 304318      |  |   |          |             |  |
|   | bus-kabel forl. 1,0m  | G5000702 | 304320      |  |   |          |             |  |
| R-net bus-kabel.  |   |          |             |  |   |          |             |  |
| Powerkabel<br>For R-net   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Forgrenerboks<br>For R-net   | Beskrivelse                               | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|     | powerkabel  | G5000705 | 304311      |    | fordeler til 4 stikk                      | G5000703 | 304306      |  |
|   | R-net powerkabel.   |          |             |  | R-net forgrenerboks fordeler til 4 stikk. |          |             |  |
| Gyro module<br>Programvare  | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Y-splitter kabel<br>For R-net  | Beskrivelse                               | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|   | Gyro module   | G5000685 | 304395      |  | y-splitter kabel                          | G5001280 | 304306      |  |
|   | Gyro module.  |          |             |  | R-net y-splitter kabel.                   |          |             |  |
| P&G R-net tilt modul<br>Programvare   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Bluetooth IOS modul<br>Programvare   | Beskrivelse                               | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|  | tilt modul  | G5001462 | 304398      |  | IOS modul                                 | G5000687 | 304396      |  |
|   | tilt modul inkl feste   | G5001463 | 304399      |  | Bluetooth R-net IOS modul Apple.          |          |             |  |
|   | P&G R-net tilt modul for elektronisk begrensning av vinkel på setetilt og/eller rygg. |          |             |  |   |          |             |  |
| Batteri 100Ah<br>For VELA Sango XXL   | Beskrivelse   | Art.nr.  | HMS art.nr. | Dobbelt-plugg USB<br>R-net plugg inn   | Beskrivelse                               | Art.nr.  | HMS art.nr. |  |
|   | batteri 100 Ah C20 AGM  | G5000991 | 304497      |  | R-net usb plugg inn                       | G5001610 | 304503      |  |
|   | Batteri 100 Ah C20 AGM for XXL.   |          |             |  | Plugg dobbel usb direkte R-net plugg inn. |          |             |  |









# Joystickgrep

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Sopp</b><br>Joystickgrep          | <b>Beskrivelse</b><br>sopp<br>Joystickgrep styrepinne sopp.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000720                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304469                               |     |
| <b>Ball, mini</b><br>Joystickgrep    | <b>Beskrivelse</b><br>ball mini Ø25mm<br>Joystickgrep styrepinne ball mini Ø25mm.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000721                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304465                               |     |
| <b>Ball</b><br>Joystickgrep          | <b>Beskrivelse</b><br>ball Ø38mm<br>Joystickgrep styrepinne ball Ø38mm.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000722                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304464                               |     |
| <b>Softball, big</b><br>Joystickgrep | <b>Beskrivelse</b><br>softball big 70mm<br>Joystickgrep styrepinne softball big 70mm.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000723                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304468                               |    |
| <b>Stick</b><br>Joystickgrep         | <b>Beskrivelse</b><br>stick<br>Joystickgrep styrepinne stick.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000724                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304470                               |   |
| <b>T-grep</b><br>Joystickgrep        | <b>Beskrivelse</b><br>T-grep<br>Joystickgrep styrepinne T-grep.  | <b>Art.nr.</b><br>G5000725                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304471                               |  |
| <b>Hakekontroll</b><br>Joystickgrep  | <b>Beskrivelse</b><br>styrepinn f/<br>hakekontroll<br>Styrepinne hakekontroll.   | <b>Art.nr.</b><br>G5000728                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304463                               |   |
| <b>Softball</b><br>Joystickgrep      | <b>Beskrivelse</b><br>softball 45mm<br>Joystickgrep styrepinne softball 4,5mm.   | <b>Art.nr.</b><br>G5001275                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304467                               |  |
| <b>Golfball</b><br>Joystickgrep      | <b>Beskrivelse</b><br>golfball 43mm<br>Joystickgrep styrepinne golfball 43mm.  | <b>Art.nr.</b><br>G5001317                                     | <b>HMS art.nr.</b><br>304466                               |   |
| <b>U-grep</b><br>Joystickgrep        | <b>Beskrivelse</b><br>vertikal, liten<br>vertikal, stor<br>horisontal, liten<br>horisontal, stor<br>Joystickgrep styrepinne u-grep, svart. | <b>Art.nr.</b><br>G5001502<br>G5001503<br>G5001504<br>G5001505 | <b>HMS art.nr.</b><br>304474<br>304475<br>304472<br>304473 |  |



## Holder

| Holder for krykker   | Beskrivelse         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Holder for oxygen tank   | Beskrivelse                      | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|--|---------------------|----------|-------------|--|----------------------------------|----------|-------------|
|   | f/MWD/RWD, hø       | G5000738 | 304275      |    | Holder, komplett                 | G5000870 | 304300      |
|  | f/MWD/RWD, ve       | G5000981 | 304277      |  | Holder for oxygen tank komplett. |          |             |
|  | f/FWD               | G5000982 | 304276      |  |                                  |          |             |
|  | f/XXL               | G5001556 | 304281      |  |                                  |          |             |
| Holder for 2 krykker.  |                     |          |             |  |                                  |          |             |
| Holder Universal   | Beskrivelse         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Kurv, myk<br>For armlen  | Beskrivelse                      | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|   | str 1 etter beskr.  | G7000607 | 304298      |    | Kurv m/lokk og glidlås           | G5001522 | 304325      |
|  | str 2 etter beskr.  | G7000608 | 304299      |  |                                  |          |             |
| Holder universal, etter beskrivelse.   |                     |          |             | Myk kurv for armlen med lokk og glidlås, høyre/venstre.                              |                                  |          |             |
| Karabinkroker<br>Sett  | Beskrivelse         | Art.nr.  | HMS art.nr. | Oppheng<br>Universal   | Beskrivelse                      | Art.nr.  | HMS art.nr. |
|  | Karabinkroker sett  | G5001220 | 304361      |  | oppheng etter beskr.             | G7000617 | 304371      |
|  | Karabinkroker sett. |          |             |  |                                  |          |             |