



Brukervekt opp til 325 kg

Cobi Cruise Power

- Brukervekt opp til 325 kg.
- Elektrisk fremdrift via joystick.
- Designet og utviklet i Danmark.
- Armlen og benstøtter, som tåler meget høy belastning
- Komfortabel og egnet til bruk over lengre tid
- Tilt og recline funksjon

Cobi Cruise Power betyr frihet. Frihet til å komme seg rundt og til å komme videre, fra sengeliggende til selvstendig bruker.

Cobi Cruise Power er designet slik at den matcher den bariatriske brukers daglige rutiner. Mange justeringsmuligheter og funksjoner gjøre komfortrullestolen til det foretrukne hjelpemiddel i både den tidlige rehabiliteringsfase og i den sene, hvor brukeren er mer selvhjulpen og kan glede seg over den friheten Cobi Cruise Power bidrar til.

Funksjoner som elektrisk fremdrift, elektrisk tilt og ryggregulering reduserer risikoen for overbelastning av pleiepersonalet.

Cobi Cruise Power er designet for innendørs bruk på sykehus, bariatriske avdelinger, i omsorgsboliger eller private hjem, men kan også brukes ute.



Rullestolen har en bredde som gjør at den kan komme igjennom de fleste døråpninger. Rullestolen er beregnet for brukere med brukervekt opp til 325 kg, med begrenset stå- og gangfunksjon.

Elektrisk fremdrift, tilt og ryggregulering

Cobi Cruise Power er utstyrt med **elektrisk fremdrift, elektrisk tilt og ryggregulering**. Alle funksjoner aktiveres ved hjelp av en programmerbar styreboks/joystick.

Joysticken gir både bruker og pleiepersonalet mulighet til å manøvrere rullestolen og justere setefunksjonene. Joysticken monteres med svingbeslag enten på innsiden eller utsiden av armlenet, og kan evt. kompletteres eller erstattes med ledsagerstyring bak på kjørehåndtaket.

Rullestolen har en maksfart på 6 km/t og den maksimale rekkevidde er 9 km.

Bred innvendig og smal utvendig

Med en totalbredde på under 80 cm (setebredde 50-65 cm) kan Cobi Cruise komme igjennom de fleste standarddører i private hjem og på institusjoner. Det betyr en stor grad av mobilitet og mulighet for et sosialt liv for brukeren, og enkel forflytning for personalet.

Maks brukervekt	325 kg
Setedybde	480-600 mm, i 30 mm intervaller
Setebredde	550-850 mm
Ryggvinkel	90°-120°, trinnløst
Setehøyde i bakkant u/pute	337-511 mm, trinnløst
Rygghøyde	613 mm
Maks. lengde ekskl. benstøtter	1246 mm
Maks. lengde inkl. benstøtter	1773 mm
Totalbredde	676-926 mm
Totalhøyde	1115 mm
Rullestolvekt	120 kg, avhengig av størrelse
Maks høyde på kantsten	50 mm
Maks helning i bakke	10 %
Setetilt	-4 – 13°
Massive hjul	12,5" nylondekk med PU-fyll
Maks hastighet	6 km/t
Maks kjørelengde	ca 9 km
Svingradius	ca. 100-120 cm
Test	DS/EN 12184: 2014, i henhold til ISO 7176
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvingsmetoder	EN 12182: 2012

