

OPTICELL SMART EVAC



INTEGRERT
EVAKUERINGS-
FUNKSJON



TRUE ALTERNATING
FOR BEHAGLIGERE
VEKSLING



LAVT TRYKK
UAVHENGIG AV
BRUKERVEKT



ALTERNERENDE
ELLER STATISK
LUFTRYKK



MULTI ZONE SYSTEM
FOR ENKELT Å
FRIGJØRE CELLER



INFEKSJONSKONTROLL
MED OPTITEX 4-VEIS
HYGIENETREKK



SLANGEHOLDER
FOR SLANGE- OG
KABELBESKYTTELSE

*Neste generasjons trykkavlastningssystem med
integrert evakueringsfunksjon – for sikkerhetens skyld.*

Helautomatisk trykkavlastning med integrert evakueringsfunksjon

Det er ofte de aller sykeste pasientene som ligger på luftmadrasssystemer. Dette er pasienter som har vanskeligheter med å evakuere selv hvis det oppstår brann eller annen fare. Samtidig vet vi at en evakuerings situasjon er blant de mest stressende hendelsene helsepersonell kan bli utsatt for. Når ulykken er ute, må man kunne stole på at det finnes en enkel måte å evakuere på – også for pasienter som ligger på luftmadrasser.

Derfor har vi utviklet OptiCell SMART Evac med integrert evakueringsfunksjon.

- Muliggjør evakuering takket være madrassens integrerte evakueringsfunksjon.
- Evakueringsfunksjonen er testet og godkjent i henhold til SS 876 00 39:2022.
- God hygiene takket være vanntette sveisede glidelåser med dryppekant.
- Luftmadrass med trygg evakuering takket være en integrert skumkjærne.
- Redusert risiko for søysyke gjennom svært rolige vekslinger: True Alternating.
- Enkel frigjøring av luftceller for total trykkavlastning.
- Helautomatisk.



BRUKERVEKT 250 kg ■ **SÅRKATEGORI** opp til og med sårkategori 4 ■ **STANDARDSTØRRELSER** 200 x 80/85/90 x 20 cm
CELLER Utskiftbare celler i myk TPU (polyuretan) med Micro-Air-Loss-funksjon. ■ **HYGIENETREKK** OptiTex™ 4-veis hygienetrekk i myk, elastisk PU. ■ **PUMPE** OC55, en avansert pumpe med innebygde sensorer som automatisk tilpasser seg brukeren.
LYDNIVÅ 21 db ■ **GARANTI** 2 år på produksjonsfeil ■ **BRANNSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 och 2. ■ **GJENVINNING** Se bruksanvisning. ■ **VEKT** madrass 6–10 kg, pumpe 3,4 kg ■ **MERKING** produksjonsår, måned, uke, EAN, vedlikeholdsinstruksjoner, oppfylte standarder samt plassering i seng.



OptiCell Norge AS | Storgata 1 | 1440 Drøbak
 Tlf. 41 13 13 70 | info@opticell.no | www.opticell.no |