

momo tohjulssykkkel m støttehjul.

Fakturaadresse:
Forsendelsesadresse:

Se fakturaadresse

Bestilling
kostnadsoverslag

Kundenr.: _____

Bestiller: _____

Dato: _____


Signatur: _____

Kommisjon:
momo tohjulssykkkel m støttehjul. for bedre balanse.

- Aluminiumsramme med ekstra lav innstigning
- Felgbrems med separat parkeringsbrems
- vinkeljusterbar styreforlengelse
- Styredemper for stabilisering av kjøringsegenskapene
- Trommelbrems i forhjulet
- Støttehjulramme med dynamisk virkende støtter og justerbar fjærstyrke
- inkl. bagasjebærer
- Standard farge grå, tilsvarende **momo trehjulssykkkel**.





Mål

		12"	16"	20"	24"	26"
A*	Pedal til øvre kant av salen	30 - 43 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	58 - 80 cm	70 - 92 cm
A**	Pedal til øvre kant av salen	33 - 40 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	61 - 84 cm	73 - 96 cm
B	Seterør til styrerør	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
C	Hjulavstand	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
D	Total lengde	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
E	Innstigningshøyde	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
F	Total bredde	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
	maks. belastning	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	100 kg
	Vekt	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg



* Mål med standard setepinne / ** Mål med T-stang

Grunnmodell				
momo tohjul. 12"	momo tohjul. 16"	momo tohjul. 20"	momo tohjul. 24"	momo tohjul. 26"
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.
38 01 000	38 02 000	38 03 000	328389	38 04 000
				38 05 000

Rammefarger					
Fargevalg for 12"+16"		Fargevalg for 20"		Fargevalg for 24" + 26"	
					
	Art. nr.		Art. nr.	Art. nr.	
Vindusgrå Ren hvit	(92 00 200)	Vindusgrå Ren hvit	(92 00 200)	Vindusgrå Ren hvit	(92 00 200)
Telemagenta (rosa) Ren hvit	(92 00 201)	Pastellblå Ren hvit	(92 00 203)	Beige Ren hvit	(92 00 205)
Turkisblå Ren hvit	(92 00 202)	Kiwisorbetgrønn Ren hvit	(92 00 204)	Svart matt Ren hvit	(92 00 206)



Konfigurasjonsmuligheter	
	Art. nr. Drivverk
	38 00 001 Fastnav (standardkonfigurasjon, hvis ikke annet er angitt)
	38 00 002 Ekstra lett gir
	38 00 005 7-gir med pedalbrems
	38 00 008 7-gir med frinav (bremsgrep montert på styret,) KUN FOR 20"-26"

Sete					
Standard sete (Husk fratrekke ved valg av alternativ)			Gel-sete		
					
	Bredde	Lengde		Bredde bak	Bredde foran
Str. 1	15 cm	21 cm	Str. 1	19 cm	4 cm
Str. 2	15 cm	24 cm	Str. 2	24 cm	7 cm
Str. 3	18 cm	26 cm			
	Art. nr.	HMS nr.		Art. nr.	HMS nr.
Str. 1 12"	(37 01 001)	315193	Str. 1	(37 01 024)	193188
Str. 2 16-20"	(37 02 001)	315194	Str. 2	(37 02 024)	193192
Str. 3 24-26"	(37 03 001)	315195			

Sete				Tilbehør					
Banana sete – (Øker skrittlengde med 2 cm)				Mofa sete – (Øker skrittlengde med 2 cm)				T-stang	
									
Bredde bak	Bredde midten	Bredde foran	Lengde	Bredde bak	Bredde foran	Lengde bak	Total lengde	til	
11 cm	6 cm	8 cm	25 cm	26 cm	9,5 cm	12 cm	25 cm	Str. 1 12" + 16"/12"	
								Str. 2 16" + 20"	
								Str. 3 24" + 24"/20" + 26"	
	Art. nr.	HMS nr.		Art. nr.	HMS nr.			Art. nr. HMS nr.	
37 00 010	193185			37 00 023	193186			Str. 1 (37 01 005) 315231	
								Str. 2 (37 02 005) 315232	
								Str. 3 (37 03 005) 315233	

Festebøyle				Hodestøtte		
Festebøyle med holder				Hodestøtte – krever festebøyle i tillegg		
	Maks. høyde*	Dybde				
Str. 1	20 cm	12 cm				
Str. 2	30 cm	12 cm				
Str. 3	37 cm	12 cm				
Str. 4	53 cm	12 cm				
* maks. høyde målt ved standardsadel til overkanten av ryggstøtteputen						
Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	
Str. 1 (37 01 007)	168776	Str. 3 (37 03 007)	166218	Str. 1 (37 01 029)	231409	
Str. 2 (37 02 007)	170427	Str. 4 (37 04 007)	175398	Str. 2 (37 02 029)	231410	

Ryggstøttepute				Bekkenstøtte			
Dynamisk bolstøtte m bøyle polstret med belte		Kroppstøtte sykkel kpl m/brystsele/ bøyle polstret, inkl. holder		Hofstøtte dynamisk polstret med belte og holder – krever festebøyle i tillegg		Bekkenstøtte breddejusterbar – polstret, inkl. holder – krever festebøyle i tillegg	
							
	Bredde		Bredde		Bredde		Bredde
Str. 1	20 – 30 cm	Str. 1	20 – 28 cm	Str. 1	20 – 30 cm	Str. 1	20 – 28 cm
Str. 2	25 – 35 cm	Str. 2	25 – 33 cm	Str. 2	25 – 35 cm	Str. 2	25 – 33 cm
Str. 3	30 – 40 cm	Str. 3	30 – 36 cm	Str. 3	30 – 40 cm	Str. 3	30 – 36 cm
Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
Str. 1 (37 01 009/2)	315213	Str. 1 (37 01 026/M)	315158	Str. 1 (37 01 009)	157412	Str. 1 (37 01 026)	261384
Str. 2 (37 02 009/2)	315215	Str. 2 (37 02 026/M)	315159	Str. 2 (37 02 009)	157413	Str. 2 (37 02 026)	174468
Str. 3 (37 03 009/3)	315217	Str. 3 (37 03 026/M)	315160	Str. 3 (37 03 009)	157414	Str. 3 (37 03 026)	261385

Posisjonerings									
Brystbelte – for breddejusterbar kroppsstøtte			Posisjoneringsvest – for breddejusterbar kroppsstøtte						
	Bredde	Lengde		Bredde innvendig	Bredde totalt	Høyde side	Høyde totalt		
Str. 1	5 cm	18,5 cm		Str. 1	8 cm	25 cm	10 cm		28 cm
Str. 2	6,5 cm	25,5 cm		Str. 2	9 cm	30 cm	12 cm		30 cm
Str. 3	7 cm	30,5 cm		Str. 3	12 cm	34 cm	16 cm		35 cm
Art. nr.	HMS nr.		Art. nr.	HMS nr.					
Str. 1 (37 01 050)	231390		Str. 1 (37 01 051)	198613					
Str. 2 (37 02 050)	231391		Str. 2 (37 02 051)	231460					
Str. 3 (37 03 050)	231392		Str. 3 (37 03 051)	231461					

Posisjonerings					
Overkroppsfiksering – Overkroppsfiksering består av: bøyle, vest m feste, kroppsstøtte- og hofstøtte breddejusterbare m skrittsele			Hofstøtte m/skrittsele krever festebøyle i tillegg		
	Bredde				
Str. 1	20–28 cm			Art. nr.	HMS nr.
Str. 2	25–33 cm			Str. 1 (37 01 026/S)	315131
Str. 3	30–36 cm			Str. 2 (37 02 026/S)	315132
				Str. 3 (37 03 026/S)	315133
		Art. nr.	HMS nr.		
		12" breg kpl (37 01 026/K)	315174		
		16–24" breg kpl (37 02 026/K)	315175		
		26" breg kpl (37 03 026/K)	315176		





Posisjoneringer

Skrittsele - for kroppsstøtte breddejusterbar					4-punkts - for breddejusterbar kroppsstøtte					
	Bredde Sitte flate	Bredde foran	Lengde Sitte flate	Lengde totalt		hoftebelte	Bredde Mellomdel	Lengde Ulven-digedeler	Lengde Mellomdel	
Str. 1	24 cm	23 cm	15 cm	32 cm		Str. 1	7 cm	12 cm	12 cm	
Str. 2	26 cm	26 cm	17 cm	34 cm		Str. 2	9 cm	13 cm	14 cm	
Str. 3	28 cm	28 cm	19 cm	38 cm		Str. 3	11,5 cm	15 cm	16 cm	
Art. nr.		HMS nr.			Art. nr.		HMS nr.			
Str. 1	(37 01 052)	198612			Str. 1	(37 01 053)	231386			
Str. 2	(37 02 052)	315214			Str. 2	(37 02 053)	231387			
Str. 3	(37 03 052)	315216			Str. 3	(37 03 053)	231388			

Tilbehør

Feste universal (Bredde = 27,5 cm)		Håndfiksering for alle styrer		Svingbegrenser				
			Bredde foran			passer til		
	Str. 0	8,5 cm	Str. 1		10 cm	Str. 1		12"
	Str. 2	12 cm	Str. 2		14 cm	Str. 2		16/12" - 26"
	Str. 3	14 cm						
Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.			
37 02 055	231459	Str. 0 (37 00 057)	315134	Str. 1 (37 01 006)	157435			
		Str. 1 (37 01 057)	315135	Str. 2 (37 03 006)	157436			
		Str. 2 (37 02 057)	315136					
		Str. 3 (37 03 057)	315137					

Styre

Standardstyre (husk fratrekk ved alternativ styre)			Touringstyre			Sirkelstyre			Multifunksjonstyre - 20" - 26"												
	Standard på	Bredde		Bredde	Dybde		Bredde	Dybde		Bredde	Dybde										
	Str. 1	12"										47 cm	Str. 1	55 cm	17 cm	Str. 1	40 cm	17 cm	Str. 1	61,5 cm	16,5 cm
	Str. 2	16/12" + 16"										49 cm	Str. 2	58 cm	17 cm	Str. 2	43 cm	21 cm	Str. 2		
	Str. 3	20"										52 cm	Str. 3			Str. 3	48 cm	25 cm	Str. 3		
Str. 4	24/20" - 26"	58 cm																			
Art. nr.		HMS nr.	Art. nr.		HMS nr.	Art. nr.		HMS nr.	Art. nr.		HMS nr.										
Str. 1	(37 01 011)	315227	Str. 1	(37 01 012)	157438	Str. 1	(37 01 013)	157433	37 02 014	157427											
Str. 2	(37 02 011)	315228	Str. 2	(37 02 012)	157439	Str. 2	(37 02 013)	157434													
Str. 3	(37 03 011)	315229				Str. 3	(37 03 013)	315224													
Str. 4	(37 04 011)	315230																			

Bremse på styret

Sirkelstyre m bremsebøyle			Sirkelstyre med bremsefunksjon (bremser når styret trykkes ned)				
	Bredde	Dybde		Bredde	Dybde		
	Str. 1	40 cm		17 cm	Str. 1	40 cm	17 cm
	Str. 2	43 cm		21 cm	Str. 2	43 cm	21 cm
	Str. 3	48 cm		25 cm	Str. 3	48 cm	25 cm
Art. nr.		HMS nr.	Art. nr.		HMS nr.		
Str. 1	(37 01 028)	231446	Str. 1	(37 01 031)	231445		
Str. 2	(37 02 028)	231448	Str. 2	(37 02 031)	231447		
Str. 3	(37 03 028)	315225	Str. 3	(37 03 031)	315226		

Styring

Skyvestang høydejusterbar og avtakbar 	Parkeringsbrems for ledsager (kan kun brukes sammen med skyvestang eller ledsagerstyring) 	Bremse for ledsager inkl. motoravstengning ved bruk av e-drift samt utstyr med skivebrems på forhjulet (kan kun brukes sammen med skyvestang) 	Ledsagerstyring inkl. styrebegrenser 
Art. nr.	Art. nr. HMS nr.	Art. nr.	Art. nr. HMS nr.
for 12" (38 01009) for 16" (38 02009) for 20" - 26" (38 03009)	38 00 011 157419	38 02 011	for 12" (38 01010) 315165 for 16" (38 02010) 315166 for 20" (38 03010) 315167

Pedalarm

Pedalarmforkorter trinnløs 	Pedalarmforkorter 2,5 og 5 cm 	Pedalarmforkorter f knekontraktur 20" - 26" 
Art. nr. HMS nr.	Art. nr. HMS nr.	Art. nr. HMS nr.
til 12"-20"+16/12"+24/20" til 24"+26" (37 00 016) 315187 (37 04 016) 315189	til 16"+20"+24/20" til 24"+26" (37 02 015) 157420 (37 05 015) 315188	montert høyre (37 03 015) 231429 montert venstre (37 04 015) 231430


Pedaler

Pedaler med tåbøyle 	Fotplate balanse universal 	Ergotec pedaler – med fotposisjonering 									
Dybde	Bredde	<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>Bredde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Str. 1</td> <td>6,5cm</td> <td>9 cm</td> </tr> <tr> <td>Str. 2</td> <td>8 cm</td> <td>9 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	Bredde	Str. 1	6,5cm	9 cm	Str. 2	8 cm	9 cm
	A	Bredde									
Str. 1	6,5cm	9 cm									
Str. 2	8 cm	9 cm									
13cm	12cm	Klettstreifen zum Öffnen									
Art. nr. HMS nr.	Art. nr. HMS nr.	Art. nr.									
37 00 013 315186	37 00 014 315103	Str. 1 (37 01 056) 185 € Str. 2 (37 02 056) 185 €									

Fotplate

Fotplate – m lodd og rem (breddejusterbar) magnetlås 	Krykkeholder 																								
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min. bredde foran</th> <th>Maks. bredde foran</th> <th>Min. bredde bak</th> <th>Maks. bredde bak</th> <th>Lengde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Str. 1</td> <td>8,7 cm</td> <td>10,4 cm</td> <td>5,7 cm</td> <td>7,4 cm</td> <td>17,4 cm</td> </tr> <tr> <td>Str. 2</td> <td>9,5 cm</td> <td>12 cm</td> <td>6,7 cm</td> <td>9,2 cm</td> <td>20,1 cm</td> </tr> <tr> <td>Str. 3</td> <td>11,5 cm</td> <td>14 cm</td> <td>8,1 cm</td> <td>10,6 cm</td> <td>23,8 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Min. bredde foran	Maks. bredde foran	Min. bredde bak	Maks. bredde bak	Lengde	Str. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	Str. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	Str. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	
	Min. bredde foran	Maks. bredde foran	Min. bredde bak	Maks. bredde bak	Lengde																				
Str. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm																				
Str. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm																				
Str. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm																				
Art. nr. HMS nr.	Art. nr.																								
Str. 1 12-16" lodd/rem hø (37 01 037/MR) 315087 Str. 1 12-16" lodd/rem ve (37 01 037/ML) 315088 Str. 2 20-24" lodd/rem hø (37 02 037/MR) 315093 Str. 2 20-24" lodd/rem ve (37 02 037/ML) 315094 Str. 3 26" lodd/rem hø (37 03 037/MR) 315099 Str. 3 26" lodd/rem ve (37 03 037/ML) 315100	37 00 040																								

Konfigurasjonsmuligheter – Belysningsanlegg

	Art.-nr.	belysningsanlegg	for
	38 00 021		Oppgradering av et batteridrevet lysystem
38 02 021		Oppgradering av lysanlegg med navdynamo (ikke mulig i forbindelse med elektrisk drift)	16" + 20"

Tilbehør

kurv



Art. nr.

for 12" + 16" **(38 01 019)**
 for 20" + 24" **(38 03 019)**
 for 26" **(38 05 019)**

Tilbehør

Hurtigkobling av støtte-hjulsrammen – for enkel demontering ved transport

Art. nr.

for 12" **(38 01 026)**
 for 16" **(38 02 026)**
 for 20" **(38 03 026)**
 for 24" **(38 04 026)**
 for 26" **(38 05 026)**

E - Drift
DirectPower E-drift fra Heinzmann

momo. kan utstyres med DirectPower E-drivverk fra Heinzmann. Motoren er børsteløs og konstruert uten gir. Dette minimerer vedlikeholdsbehovet og slitasjen og eliminerer motorstøy.

Batterikapasiteten er 400 Wh. Lades automatisk opp igjen ved nedoverbakker og bremsing. Dette kan øke rekkevidden med opptil 15%. Brukerens kraft måles av en kraftsensor integrert i krankhuset, og støtten fra elmotoren tilpasses deretter.

Her kan du velge om motoren skal være utstyrt **med eller uten startassistanse**. I tillegg kan du velge mellom og en **avansert versjon**. Forskjellen ligger i **startoppførselen og slutfarten til de** forskjellige **modusene Eco, Standard og Power**, som kan velges via displayet. Den valgte versjonen kan endres på et senere tidspunkt ved hjelp av et analysekabel.

Konfigurasjon E – Drivverk
DirectPower E-drift fra Heinzmann – uten startassistanse

for størrelse	Versjon	Art. nr.	Startegenskaper / toppfart		
			Eco	Standard	Kraft
16"	Begynner (38 02 085)		mild / 4 km/h	gjennomsnitt / 4 km/h	sterk / 6 km/h
	Avansert (38 02 086)		gjennomsnittlig / 6 km/h	sterk / 8 km/h	sterk / 10 km/h
20"	Begynner (38 03 085)		mild / 4 km/h	gjennomsnitt / 4 km/h	sterk / 6 km/h
	Avansert (38 03 086)		gjennomsnittlig / 6 km/h	sterk / 8 km/h	sterk / 12 km/h
24"	Begynner (38 04 085)		mild / 6 km/h	gjennomsnitt / 8 km/t	sterk / 12 km/h
	Avansert (38 04 086)		mild / 10 km/h	gjennomsnittlig / 15 km/t	sterk / 20 km/t
26"	Begynner (38 05 085)		mild / 6 km/h	gjennomsnitt / 8 km/t	sterk / 12 km/h
	Avansert (38 05 086)		mild / 10 km/h	gjennomsnittlig / 15 km/t	sterk / 20 km/t

Konfigurasjon E – Drivverk
DirectPower E-drift fra Heinzmann – med startassistanse

Velg om startassistenten skal **aktiveres** ved å trykke på knappen **(fig. 1)** eller ved å vri på håndtaket **(fig. 2)**.



for størrelse	Versjon	Art. nr.	Startas- sistanse	Startegenskaper / Slutfart		
				Eco	Standard	Kraft
16"	Beginner med dreiehåndtak	(38 02 087)	4 km/t	mild / 4 km/h	gjennomsnitt / 4 km/h	sterk / 6 km/h
	Rbegynnere med trykknapp	(38 02 088)				
	Avanserte med dreiehåndtak	(38 02 089)	6 km/t	gjennomsnittlig / 6 km/h	sterk / 8 km/h	sterk / 10 km/h
	Avanserte med tastatur	(38 02 090)				
20"	Beginner med dreiehåndtak	(38 03 087)	4 km/t	mild / 4 km/h	gjennomsnitt / 4 km/h	sterk / 6 km/h
	Begynner med knapp	(38 03 088)				
	Avanserte med dreiehåndtak	(38 03 089)	6 km/t	gjennomsnittlig / 6 km/h	sterk / 8 km/h	sterk / 12 km/h
	Avanserte med tastatur	(38 03 090)				
24"	Beginner med dreiehåndtak	(38 04 087)	6 km/t	mild / 6 km/h	gjennomsnitt / 8 km/t	sterk / 12 km/h
	Begynner med trykknapp	(38 04 088)				
	Avanserte med dreiehåndtak	(38 04 089)	6 km/t	mild / 10 -- km/h	gjennomsnittlig / 15 km/t	sterk / 20 km/t
	Avanserte med tastatur	(38 04 090)				
26"	Beginner med dreiehåndtak	(38 05 087)	6 km/t	mild / 6 km/h	gjennomsnitt / 8 km/t	sterk / 12 km/h
	Rbegynnere med tastatur	(38 05 088)				
	Avanserte med dreiehåndtak	(38 05 089)	6 km/t	mild / 10 km/h	gjennomsnittlig / 15 km/t	sterk / 20 km/t
	Avanserte med tastatur	(38 05 090)				

Programvare

Etterfølgende omstilling / Tilpasning av programvaren på det leverte -produktet av vår kundeservice

Art. nr.

38 00 091