

# momo tohjulssykkkel med støttehjul.

GMFCS  
Nivå I-V



## Fast i salen.

### Jeg er din terapisykkkel for mer

**balanse.** Jeg er der for deg når været inviterer til en tur rundt sjøen. Men en tur med meg kan gi deg mye mer. Avhengig av hvor sikker du er på sykkelen, kan du justere mine støttehjul, så de gir deg akkurat den støtten du har behov for. Slik trener du balansen din lekende lett. Dessuten ser jeg virkelig kul ut.





# momo tohjulssykkkel med støttehjul.



## Mangfoldig Tilbehørsprogram



**Du har valget mellom et stor tilbehørsprogram, som er lik det vi tilbyr på momo 3-hjuls sykkel**



\* Hvis ikke annet er avtalt, leveres sykkel i standard farge vindusgrå/ hvit




**Med meg trener du balanse, koordinasjon og utholdenhet.**



#### **Dynamiske støttehjul**

kan tilpasses dine ferdigheter. Med en fast innstilling gir de deg først og fremst sikkerhet og trygghet. I løpet av terapien kan de endres til svært myke, fjærende stabiliseringshjelpemidler. De balanserer kurvekjøring på en enkel måte og gir tilstrekkelig support selv på ujevne veier.



	12"	16"	20"	24"	26"
Pedal til øvre kant av sete*	30 - 43 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	58 - 80 cm	70 - 92 cm
Pedal til øvre kant av sete**	33 - 40 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	61 - 84 cm	73 - 96 cm
Seterør til styrerør	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
Hjulavstand	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
Total lengde	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
Innstigningshøyde	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
Total bredde	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
Maks. brukevekt	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	
Egenvekt	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg

\* Mål med standard sadelstøtte / \*\* Mål med T-sadelstøtte



# momo tohjulssykkel med støttehjul.

## Med elektrisk drift.

**Visste du at momo tohjulssykkelen din også kan utstyres med elektrisk drift? Den hjelper deg når din egen kraft ikke strekker helt til. Enten det er korte eller lange turer til byen eller til sjøen.**

Grunnlaget for systemet vårt er DirectPower E-drivverket fra Heinzmann i forhjulet. Dette er et lydløst direkte drivverk som er tilgjengelig med startassistanse som tilleggsutstyr.

Med denne kraftige elektriske motoren tilbyr vi et ideelt tillegg til din **momo tohjulssykkel**, og hjelper deg med å nå dine mål.

Hjelpemotoren er justerbar, og kan justeres i akkurat den fart og følsomhet som passer for deg!

Vi står gjerne til disposisjon for individuell rådgivning.

### Knapp eller vrigass

gjør det mulig å stille inn modus og eventuelt startassistanse også under kjøring.



### DirectPower E-Bike-motor

Er konstruert uten børster og uten gir, minimerer vedlikeholdsbehovet og slitasje og eliminerer motorstøy.



### LCD-skjerm

Viser informasjon om støttenivå, hastighet og batteristatus – lett å lese også i lyse/solrike omgivelser.





**Batteriet kan også tas ut for lading.  
Ladetilstanden kan avleses på displayet.**

