



EL-INNEBANDYKJELKE

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

El-Innebandykjelke

EL-Innebandykjelken er en spesialutviklet elektrisk kjelke laget med det formål å kunne spille innebandy og lignende spill med små baller i gymsaler og idrettshaller.

Den er lett, har et meget lavt tyngdepunkt og er ekstremt manøvreringsdyktig og stabil. Brukeren sitter lavt og godt beskyttet i innebandykjelken. Hendene og føttene er i tillegg sikret bak skjermer av lexanplast.

EL-Innebandykjelken kan brukes av alle, uansett alder og handikap. Den grunnleggende betjeningen, samt måten det kjøres på, læres raskt. Kjelkens front har påmontert et kølleblad for å føre og skyte ballen. Ballen får fart ved kraftig dreining på kjelken av spilleren. Kjelkene er regulert til en maks hastighet på 15 km/t.

EL-Innebandykjelken leveres i 3 størrelser for å sørge for at både liten og stor kan spille. Ryggen kan enkelt justeres frem og tilbake ved hjelp av fire låseratt, slik at avstanden til joysticken kan reguleres.



Standard utstyr

- Sete-/ryggpute komfort 2 cm med velcro
- Lexanplast fotbeskyttelse i front for beskyttelse av bena
- Gummimatte til fotbrønn for godt fotgrep
- Håndbeskyttere i forsterket RPC for beskyttelse av armene
- 4-punktsbelte
- 2 kølleblad
- Lader med 3-polet kontakt

Med ledsagerstyring kan EL-Innebandykjelken også benyttes av brukere med større funksjonsnedsettelse. Er det behov for mer stabilitet kan det også påmonteres et skallsete.



Ledsagerstyring for ledsager og bruker



Ledsagerstyring kun for ledsager



Det kan monteres på sidestøtter og nakkestøtte om bruker har behov for mer støtte.

EL-Innebandykjelke med store buede sidestøtter, hode støtte med vanger og sideforskyvning, og langt håndtak for bedre grep.

Innebandykjelken kan enkelt demonteres uten bruk av verktøy. Det er kun 3 låseratt som skal skrues ut for å løfte av sitteenheten. Motordelen og sitteenheten er derfor enkel å transportere i bilens bagasjerom.



Teknisk data

Beskrivelse	Medi	Maxi	Maxi Plus
Art. nr.	507001	507000	507003
HMS nr.	190165	140662	189436
Setebredde	42 cm	42 cm	42 cm
Setedybde	30 cm	32,5 cm	32,5 cm
Rygg høyde	58 cm	58 cm	58 cm
Høyde armlen	17,5-21 cm	17,5-21 cm	17,5-21 cm
Total bredde	70 cm	70 cm	70 cm
Total lengde	140 cm	145 cm	150 cm
Egenvekt	53 kg	54 kg	55 kg
Brukervekt	100 kg	100 kg	100 kg
Motorstørrelse	2x380 watt	2x380 watt	2x380 watt
Batteri	2x12V 20 Amp	2x12V 20 Amp	2x12V 20 Amp
Lader	24V 2,5 Amp	24V 2,5 Amp	24V 2,5 Amp
Kjøretid	90 minutter	90 minutter	90 minutter
Hastighet	15 km/t	15 km/t	15 km/t
Svingradius	87,5 cm	90 cm	95 cm
Dekk foran størrelse	300x4"	300x4"	300x4"
Dekktrykk foran	2 bar	2 bar	2 bar
Dekk bak størrelse	200x50	200x50	200x50
Dekktrykk bak	2 bar	2 bar	2 bar

Tilbehør for EI-Innebandykjelke

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
770091	157267	Linx Plush 8-18" justerbar (inkl. stag og feste)
2032G	256406	Batteri Litium
2032D	256405	Lader Litiumbatteri
507250	236516	Transporthjul
507076	234445	Ståbrett for ledsager
507161	190172	Bord lexan oppfellbart for joystick
507129	161677	Håndtak, langt, for bedre grep
507130	161678	Belte til bena med polster og billås
507131	161679	Abduksjonskloss liten H-7cm
507038-S	190233	Neoprenvest Small
507038-M	190231	Neoprenvest Medium
507038-L	190232	Neoprenvest Large
507031	190171	Batteripakke m/kabler og lader
507034	184470	Brønnpote 3 cm
507185	232327	Forlengelse 10 cm på Maxi Plus
507216	232327	Håndfiksering med reim
507035	174261	Korsryggstøtte regulerbar, liten med trekk
507066	190230	Korsryggstøtte regulerbar, stor med trekk
400501	325262	Skallsete str. 1 - SB: 20 - SD: 17,5 - RH: 52,5
400502	325263	Skallsete str. 2 - SB: 25 - SD: 23,5 - RH: 65
400503	325264	Skallsete str. 3 - SB: 30 - SD: 28,5 - RH: 72,5
400504	325265	Skallsete str. 4 - SB: 35 - SD: 33,5 - RH: 82,5
507186	190225	Joystickgrep softball gul
507191	190227	Joystickgrep kule sort D38
507226	232310	Joystickgrep, lang pinne
507239	232309	Joystickgrep CHIN-C38
507193	190226	Joystickgrep softball sort (halvmåne)
507240	232311	Joystickgrep soppformet
507192	190223	Joystickgrep T-grep T80
507072	210909	Ledsagerstyring m/bøyle for ledsager (joystick flyttes til rygg)
507224	216819	Ledsagerstyring m/bøyle og ekstra styreboks (for ledsager og bruker)
507200	190179	Forlengerkabel for joystick
507236	229622	Aluminiumsbeslag for heving armlen, stk.
507156	190235	Polster for H-sele, lang
507099	286236	Tyngdeforsterker 6,5 kg
507100	286235	Navkapsel heldekkende



Ledsagerstyring



Linx Plush 8-18"
justerbar
(inkl. stag og feste)



EB - Transporthjul



Neoprenvest
Small/Medium/Large



Ledsagerstyring og ståbrett for ledsager



Joystickgrep softball, gul



Joystickgrep, langt



Sidestøtter buet, store, med dybdereguleringsrør



Joystickgrep CHIN-C38



Langt håndtak for bedre grep



Skallsete str.1/2/3/4



Joystickgrep T-grep



Joystickgrep D38



Joystickgrep "soppformet"

Reservedeler

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
507109	158744	Kølleblad komplett
507014	149667	Sete-/ryggpute 2 cm komfort med velcro
507143	198814	Batteri, vedlikeholdsfritt
507142	248009	Batterikabler med kontakter (sett til 2 batterier)
507203	257231	Batteribånd med spenne
507175	257230	Filt underside front, sett
507103	194701	Dekk 300 x 4" grå langrillet
507015	149668	Fotbeskyttelse i lexan, sett
507040	257227	Gummimatte til fotbrett Medi
507041	257228	Gummimatte til fotbrett Maxi
507042	257229	Gummimatte til fotbrett Maxi Plus
507102	257232	Hjulgaffel aluminium
507177	164676	Håndbeskytter RPC forsterket, Høyre
507178	164677	Håndbeskytter RPC forsterket, Venstre
507116	257233	H-sele komplett
507112	209886	Lader 2,5A 24V med 3-polet kontakt
507135	198808	Låsepinne, kort
507159	248008	Låseratt M6x16 til batterideksel
507110	198812	Låseratt M8 (mutterdel)
507163	198813	Låseratt M8x40 (skruedel)
507166	198809	Monteringsvinkel spilleblad, sett
507207	257234	Motor/gir Unisys 380W 24V, høyre
507207-V	257235	Motor/gir Unisys 380W 24V, venstre
507208	257236	Styringsmodul VR2 60 A
507209	223393	Joystick VR2 JSM
507126	194702	Navkapsel sort
507137	194703	Slange 300x4"
507136	194705	Svinghjul 200x50 komplett

**EL-Innebandykjelke er CE-merket og TÜV-testet i henhold til
ISO 7176-14:2008, ISO 7176-21:2009 og EN 12184: 2014**