



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
Seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700 Aktiv Liten

VELA Tango 700 Aktiv Medium

VELA Tango 700 Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1
VELA Art. nr.	J71001-13	J71001-14	J71001-15
HMS Art. nr.	323899	323900	323901
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



VL1935.dk/finnstol