

- ▶ Dynamisk seteenhet
- ▶ Individuell tilpasning
- ▶ For barn og voksne



# ANATOMIC MOTION INDIVIDUELL

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

## Anatomic Motion Individuell

Kroppen er ikke skapt for å sitte stille over lang tid. Bevegelse og stillingsendring er viktig, men for personer med nedsatt mobilitet kan dette være utfordrende.

Anatomic Motion Individuell produseres etter individuelle mål eller ved å ta en avstøpning av kroppen. Seteenheten er utviklet for å gi optimale tilpasningsmuligheter, også ved komplekse asymmetrier.

Setedelen er utstyrt med bendelere som kan dybdejusteres og abdukeres individuelt for best mulig støtte og komfort. Fotbrettene følger bendelerne og kan tilpasses individuelt i både høyde og vinkel, noe som sikrer en helhetlig og funksjonell sitteløsning.



*Anatomic Motion Individuell montert på Guppy G2 rullestolunderstell*



Anatomic Motion Individuell følger personens bevegelser i hoft- og kneledd. Motstanden i både hoft- og kneledd kan tilpasses den enkeltes behov.

I kneleddet sitter det en gassfjær som gjør at bevegelsen tilbake til utgangsposisjonen er dempet. Dette gjør bevegelsen tilbake kontrollert og behagelig. Motstanden i hoftleddet kan også tilpasses med tanke på kraft og styrke hos personen.



Ved ekstensjon er seteenheten utviklet og designet slik at hodets stilling beholder sin posisjon så likt som mulig som utgangsposisjonen.

Dette gjør at man kan være mer interaktiv i ulike situasjoner.



Det er mulig å låse den dynamiske funksjonen i kneleddet i ønsket posisjon, ved å bruke gantegrepet som sitter på utsiden av trekket ved kneleddet.

## Unik ryggdel med mange justerings- og reguleringsmuligheter

Ryggdelen kan trinnløst reguleres i hoftevinkel for å kunne tilpasses optimalt. Reguleringen kan også gjøres mens noen sitter i stolen. Er det vanskelig for en person å sitte i 90° så kan hoftevinkelen enkelt åpnes slik at vinkelen passer bedre, uten at det går utover bevegelsesutslaget.

Ryggdelen har også en gassfjær som demper en hard stopp av strekkbevegelsen for personen, selv når seteryggens fulle bevegelsesutslag er tatt ut.



▶ Trinnløs regulering av sidestøtter i høyde, bredde og vinkel. For å regulere sidestøttene, løsnes gantegrepene på baksiden av ryggen og låses i ønsket posisjon.



*Lett synlig skrubolt for å låse den dynamiske bevegelsen i hofteleddet*



*Utløserpak for regulering av hoftevinkel*



*Utløserpakken i sikret posisjon*



*Anatomic Motion Individuell avbildet med windswept stilling*



*Anatomic Motion Individuell avbildet med abduisert stilling*



Anatomic Motion Individuell kan monteres på rullestolunderstell, inneunderstell eller elektriske understell.

Anatomic Motion individuell til venstre er avbildet med Flipper G2 str. 2 el. tilt hev/senk understell.

### **Anatomic Motion Individuell kan monteres på følgende understell:**

- Flipper G2 Manuell
- Flipper G2 El.
- Flipper G2 El./tilt
- Flipper Flex G2 Manuell
- Flipper Flex G2 El.
- Flipper Flex G2 El./tilt
- Guppy G2 str. 1-4
- Seabass G2 str. 1-3

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
170500K	334041	Anatomic Motion Individuell

For mer informasjon vedrørende tilpasning, ta gjerne kontakt med en av våre fagkonsulenter.