



Empulse F35

BRUKERSTYRT DRIVAGGREGAT

OF_Empulse_F35_Rev_1.3_111125_NO

Kunde/HMS:
Kont.person:
e-post:
Tlf:
Best.dato: Selger
Best.nr:
Kommentar:

Kunde/HMS:
Kont.person:
e-post:
Tlf:
Best.dato:
Best.nr:
Kommentar:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Spesialtilpasning



● = Standard

 = Tillegg i pris

○ = valg uten ekstra kost

Empulse F35 Drivaggregat for manuell rullestol

Informasjon som oppgis vil bli lagret hos lev.i inntil 3 år

Maks brukervekt: **110 kg**BRUKERVEKT;

kg

Send til:

mailordre@sunrisemedical.no

Tekn.spesifikasjoner:

Maks brukervekt	110 kg
Drivhjulsstørrelse	6.5" (Kompakt)
Stolbredde (front)	360 - 480mm
Total prod.vekt m/ dokkingramme	9kg
Total produktvekt m/ batteri	7,5kg
Batteritype (stk):	Li-Ion, 36V, 4Ah
Motor	250W nominal

Maks hastighet forover:	10km/h (6 el. 15km/h)
Maks helling	11% (6°)
Maks kjørelengde	15 km
Bremsetype	Dual (el- og mekanisk)
Farge	Svart

Empulse F35 drivaggregat - brukerstyrt

(se også kompatibilitetsguide)

Lev.art.nr:

HMS art.nr

- Empulse F35 komplett** . 250W moteo, 4Ah batteri, Nedfell. håndtak m/lås i nedfell pos.
Forover/bakover gir, Cruise control, dual bremses (trommel/el-), skjerm, lys

EF35

Bestilling

Lev.art nr:

HMS art.nr:

EMD090213 Uten bestilling av rullestol

Montering

Lev.art nr:

HMS art.nr:

EMD010027 Rullestol med **fast** frontEMD010028 Rullestol med **utsvingbare benstøtter**

Festeklemmer

Lev.art nr:

HMS art.nr:

EMD010030 For ovale rammerør (Helium, Nitrum, Xenon FF) (par)

47601000-020

EMD010031 For Xenon2 SA (par)

47601000-030

EMD010029 For runde rør diam. 19.5, 23, 25, 28.6 og 30mm rundrør, samt QS5 X (par)

47601000-010

EMD010062 For runde rør. Diameter 32mm (Rouge) (par)

47601000-050

Rammebredder ved dokking*

Lev.art nr:

HMS art.nr:

FW26 Rammebredde 260mmFW38 Rammebredde 380mmFW27 Rammebredde 270mmFW39 Rammebredde 390mmFW28 Rammebredde 280mmFW40 Rammebredde 400mmFW29 Rammebredde 290mmFW41 Rammebredde 410mmFW30 Rammebredde 300mmFW42 Rammebredde 420mmFW31 Rammebredde 310mmFW43 Rammebredde 430mmFW32 Rammebredde 320mmFW44 Rammebredde 440mmFW33 Rammebredde 330mmFW45 Rammebredde 450mmFW34 Rammebredde 340mmFW46 Rammebredde 460mmFW35 Rammebredde 350mmFW47 Rammebredde 470mmFW36 Rammebredde 360mmFW48 Rammebredde 480mmFW37 Rammebredde 370mm

*: Hvis mål mellom angitte bredder, velg den smale. Mål bredde mellom midt på rør til midt på rør ved monteringspunktet.

Bruk kun det oppmålte målet og ikke setebredde på stolenSunrise Medical AS. Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2025

Empulse F35

Hastighet		Lev.art nr:	HMS art.nr:
EMD000025	<input checked="" type="radio"/> 10km/h		
EMD000027	<input type="radio"/> 6km/h		
EMD000028	<input type="radio"/> 15km/h		
Display		Lev.art nr:	HMS art.nr:
<input checked="" type="radio"/> Display: Batterinivå, Hastighet, akselerasjonsmodus, odometer, oppskattet resterende kjørelengde			
Tilbehør/Reservedeler		Lev.art nr:	HMS art.nr:
<input checked="" type="radio"/> LED lys		47209025	
<input checked="" type="radio"/> Skjerm over hjul		47714000	
EMD010033	<input checked="" type="radio"/> Polstring dokkingramme (standard)	47609009-ET	
EMD090206	<input type="checkbox"/> Holder telefon	47709402	
EMD090208	<input type="checkbox"/> Konverter for billading. (12V to 230V)	47711200	
EMD110155	<input type="checkbox"/> Ekstra lader	47309024-ET	
EMD090207	<input type="checkbox"/> Sikkerhetsstopp m/lås for dokkingramme	47609053-ET	
EMD090165	<input type="checkbox"/> Kabellås	47609101	

KOMMENTARER:

Bilder og forklaringer



EMD090206
Holder telefon



EMD090208
Konverter for billading.



EMD090207
Stopp m/lås for dokkingramme



EMD010029
Dokkingklemmer for rund-rør
Passer diam. 19.5, 23, 25, 28.6 og 30mm rundrør
Samt QS5 X