

sensio[®]

Mattesensor

Bruksanvisning

606602 SOFIA Bed Mat

606601 SOFIA Chair Mat

606322 FLORA Floor Mat Sensor

Dokument: 9326-1



Sikkerhet

- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Må ikke brettes.
- SOFIA bør byttes etter et års bruk.
- Monter slik at risikoen for å snuble i matten eller ledningen elimineres.
- Rengjør ved å tørke av med en lett fuktet klut.

Produktbeskrivelse

SOFIA Bed Mat og SOFIA Chair Mat brukes for å registrere om en person ligger i senga eller sitter i stolen.

FLORA Floor Mat Sensor benyttes for å registrere at en person trækker på matta.

Mattene må kobles til en FlexiBlink-sender som vil sende trådløst til mottakere i FlexiBlink-systemet.

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoser

vestfold.sensio.io