

- ▶ Lett og fleksibel
- ▶ God balanse
- ▶ Passer de fleste setesystemer



# GUPPY G2

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

# Guppy G2

## Balansert design som gir fleksibilitet for ulike setesystemer

Guppy G2 understell er designet for å passe til de fleste setesystemer på markedet. Vi har også muligheten til å tilby cambervinklede hjul for enklere manøvrering og sorte non-mark dekk (6", 7" og 16").

En stor fordel med Guppy G2 er at bakakselen enkelt kan justeres etter setets posisjon og utforming.

### Krasjtestet og godkjent

Guppy G2 er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19 for 75 kg og Hi-testet i henhold til ISO 10542.



### Bildet viser

Guppy G2 med 16" hjul, kjørebøyle og tilbehør.



En fleksibel måte for forflytning.

### E-drive

Mulighet for bruk av elektrisk hjelpemotor.

*Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter om E-drive hjelpemotor.*

## Guppy G2 fordeler

Enkelt å balansere

Mulighet for hjelpemotor E-drive

Mange justeringsmuligheter

Lett aluminiumsramme

Krasjtestet og godkjent

Ledsagerbrems

Teknisk data	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 3 bred	Str. 3 bred/lav*
<b>Maks. belastningsvekt</b> (bruker + seteenhhet)	75 kg	75 kg	110 kg	110 kg	110 kg
<b>Setehøyde</b>	46 cm	48 cm	50 cm	50 cm	41 cm
<b>Lengde (B)</b>	70-80 cm	70-80 cm	79-91 cm	79-91 cm	79-91 cm
<b>Bredde (A)</b>	57 cm	57 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<b>Innvendig bredde drivhjul (E)</b>	41 cm	46 cm	51 cm	56 cm	56 cm
<b>Innvendig bredde svinghjul (C)</b>	41 cm	41 cm	49 cm	49 cm	49 cm
<b>Vekt</b>	15 kg	15 kg	16 kg	17 kg	17 kg
<b>Tilt</b>	0°-31°/-6°-29°				

\* Str. 3 bred/lav er ikke krasjtestet

Alle mål er tatt med 16" drivhjul og 7" svinghjul uten cambervinkel.

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
386601K	333527	Guppy G2 str. 1
386602K	333528	Guppy G2 str. 2
386610K	333529	Guppy G2 str. 3
386615K	333537	Guppy G2 str. 3 bred
386755K	301455	Guppy G2 str. 3 bred/lav

- 386675 Guppy Transportfeste

