

Kunde / HMS:	Leveringsadr:
SF / Tilbudsnummer:	Dato:
Bruker:	Kontaktperson:
Selger:	Tlf:
	E-post:

Stolmodell:
 ROGUE TTL *HMS nr. 221384 Post 1*
 ROGUE *HMS nr: 221383 Post 2*
 Utlevering/tilpasning

BRUKERMÅL

- Hoftebredde: cm *Måles i sittende, bredden over hoftene (ved trochanter)*
 Lårlengde: cm *Måles i sittende, fra bakside hoft (SIPS) til knehasen (merk: knevinkel påvirker reell setedybde)*
 Legglengde: cm *Måles i sittende, fra knehasen til under hælen (inkl. sko)*
 Rygghøyde: cm *Måles fra setet til et sted mellom lordosen og skulderbladene (husk å måle med setepute)*

SETEBREDE OG SETEDYBDE RULLESTOL

Kryss av for ønsket innstilling

Setedybde	Setebredde <i>Se pkt. A og B på side 6</i>									
	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51	
35,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rammelengde front: *Se pkt. C på side 6*
Velg hvor lang rammen skal være i forkant av setetrekket
 0 cm *Aktiv*
 2,5 cm *Standard*
 5 cm *Lang*

Rammelengde bak:
Velg hvor mye ryggen skal kunne justeres i dybde
 0 cm *ingen justering*
 1,5 cm *(3 posisjoner)*
 2,5 cm *(4 posisjoner)*
 5 cm *(6 posisjoner)*

Rammevinkel front: *Se pkt. D på side 6*
Velg fotposisjon (knevinkel)
 90° 85° 80° 75° 70°
 spiss åpen

Transportbeslag *(kan ikke etterbestilles)*
 Klargjort for bruk som sete under transport i bil (Crash test ISO 7176-19)

SETERYGG

Ryggør, høydejusterbar: *Kryss av for ønsket høyde innstilling fra fabrikk, kan etterjusteres:*
 Kort 28-35cm 28,5 30,5 33* 35,5 43 ** Laveste rygghøyde med nedfellbare kjørehåndtak*
 Medium 33-43cm 33 35,5 38 40,5 43
 Lang 43-51cm 43 45,5 48,5 51

Kjørehåndtak:
 Uten kjørehåndtak (*std Rogue TTL, post 1*)
 Nedfellbare kjørehåndtak (*std Rogue post 2*)
 Faste kjørehåndtak lange (10 cm)
 Faste kjørehåndtak, korte (5cm)

Ryggtrekk:
 Velcro rygg (*std*)
 Uten ryggtrekk (*ved bruk av ekstern rygg*)
 Ryggbøyle, høydejusterbar (*ved bruk av ekstern rygg*)

Ledsagerhåndtak:
 Høydereg. ledsagerhåndtak montert på ryggbøyle, par
 Høyderegulerbar ergonomisk ledsagerbøyle, montert på ryggbøyle
 Ledsagerhåndtak, fast høyde, montert på ryggbøyle, par

Ryggvinkel (*fabrikkinnstilling; kan endres*)

<input type="checkbox"/> 9°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> -3°	<input type="checkbox"/> -9°
<input type="checkbox"/> 6°	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> -6°	<input type="checkbox"/> -12°

Std. er 0° (90° mot underlag); - grader lukker vinkelen, + grader åpner vinkelen

SETEHØYDE FORAN, SVINGHJUL-STØRRELSE OG INNSVING RAMMEFRONT

Velg først "Innsving rammefront", deretter "svinghjul størrelse".

Kryss av i boksen for ønsket "setehøyde foran" på riktig linje

Innsving rammefront	Svinghjul størrelse		Setehøyde foran (cm)															
	mm	inch	Setehøyde foran måles fra gulv til setetrekk (ved seterør) Kan justeres opp/ned med ca 1,5 cm i svinghjulsinnfesting. PS. Setehøyde foran må være 6,5 cm høyere enn rullestolens legglengde.															
Rett	75	3	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52	
	100	4	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52		
	125	5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52			
	150	6	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52				
2,5 cm innsving	75	3	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52							
	100	4	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52								
	125	5	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52									
	150	6	45,5	47	48,5	49,5	51	52										
5 cm innsving	75	3	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52							
	100	4	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52								
	125	5	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52									
	150	6	45,5	47	48,5	49,5	51	52										

Innsving rammefront måles fra utside seterør til utside benstøtterør.

Se pkt. E på side 6

5 cm innsving kan ikke kombineres med 70° eller 75° rammevinkel front

150 mm (6") svinghjul kan ikke kombineres med 85° eller 90° rammevinkel front

SVINGHJUL

	Hjulbredde		Hjuldiameter:									
	mm	inch	mm		inch		* std post 1 og 2					
Rollerblade	19	0,75	<input type="checkbox"/>	75	3	<input type="checkbox"/>	100	4				
Rollerblade m/lysdioder	19	0,75	<input type="checkbox"/>	75	3	<input type="checkbox"/>	100	4				
Poly 1"	25	1				<input type="checkbox"/>	100	4 *	<input type="checkbox"/>	125 5	<input type="checkbox"/>	150 6
Poly alu, superlett, 1"	25	1				<input type="checkbox"/>	100	4	<input type="checkbox"/>	125 5		
Luft 1"	25	1									<input type="checkbox"/>	150 6
Poly 1,5"	38	1,5							<input type="checkbox"/>	125 5	<input type="checkbox"/>	150 6
Soft Roll Alu, superlett, 1,5"	38	1,5	<input type="checkbox"/>	75	3	<input type="checkbox"/>	100	4	<input type="checkbox"/>	125 5	<input type="checkbox"/>	150 6

GAFFEL

<input type="checkbox"/> Standard gaffel	(std post 1 og 2)
<input type="checkbox"/> Mono gaffel	
<input type="checkbox"/> Frog legs	

→ Ved Frog legs oppgi brukervekt: kg

BENSTØTTER - FOTPLATER

<input type="checkbox"/> Fotplate rørmmodell, åpen (std post 1 og 2) Minste bredde mellom rammerør 24 cm	<input type="checkbox"/> Fotplate, Flip bak, vinkeljust <input type="checkbox"/> m/utløserstropp*
<input type="checkbox"/> Fotplate rørmmodell, åpen med plastplate Finnes opptil front bredde 39,5 cm	<input type="checkbox"/> Fotplate høymontert, Flip bak vinkeljust, inkl. utløserstropp
<input type="checkbox"/> Fotplate vinkeljusterbar aluminium	
<input type="checkbox"/> Fotplate vinkeljusterbar aluminium, med forhøyning	
<input type="checkbox"/> Fotplate, vinkeljusterbar, aluminium, høymontert	<input type="checkbox"/> Fotplate beskytter (kun til rørmmodell)

*spesialløsning, kan øke leveringstiden

LEGGLENGDE RULLESTOL

Måles fra fotplate til setetrekk (ved seterør). Stilles inn fra fabrikk, men kan etterjusteres
Rullestolens legglengde = Brukers legglengde minus høyde på seteputen

20	22	23	24	25,5	27
28	29	30,5	32	33	34,5
35,5	37	38	39,5	40,5	42
43	44,5	45,5	47	48,5	49,5

NB: Beregn minimum 6,5 cm fra overside fotplate til bakken.

Se pkt. H på side 6

SETEHØYDE BAK - Avstand fra gulv til overside setetrekk (ved ryggør)

Velg først "drivhjulstørrelse", deretter "setehøyde bak", på riktig linje

**Drivhjul
størrelse**
Setehøyde bak

20"	→	32*	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51
22"	→	34,5*	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51		
24"	→	37*	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51				
25"	→	38*	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51					
26"	→	39,5*	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51						

* kun med lavprofildekk

Se pkt. 1 på side 6

DRIVHJUL MODELLER

Eiker (std) Maxx Performance	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
Superlett med eiker						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spinergy Spox (18 eiker)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
velg farge på eiker		<input type="checkbox"/>	sort	<input type="checkbox"/>	hvit	<input type="checkbox"/>	rød	<input type="checkbox"/>	blå	<input type="checkbox"/>	gul

Spinergy LX (Light Extreme, 12 eiker)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
velg farge på eiker		<input type="checkbox"/>	sort	<input type="checkbox"/>	hvit	<input type="checkbox"/>	rød	<input type="checkbox"/>	blå	<input type="checkbox"/>	gul	<input type="checkbox"/>	grønn	<input type="checkbox"/>	oransje	<input type="checkbox"/>	rosa

DEKK
Lavprofil:

Schwalbe Right run, høytrykk, 1" (std.)	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
Schwalbe One, høytrykk, 1", sort						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwalbe Marathon Plus Evo, høytrykk, 1", sort						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Sentinel, kompakt 1", sort	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	

* Kompakte dekk kan ikke brukes til Superlett hjul

Høyprofil:

Luftfylt 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
Luft (med massiv innlegg 1 3/8")						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massiv 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	26"
Mountaindekk Kenda Nevegal 2"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"

DRIVRINGER

Alu, grå	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26" (std post 1 og 2)
Superlett Alu, sort						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plastbelagt, sort	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"

 Leveres uten drivringer

Natural Fit std.						<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
Natural Fit LT (smalere grep)						<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
Tommelgrep til Natural Fit (lukket drivring), med friksjonsbelegg						<input type="checkbox"/>					
Tommelgrep til Natural Fit (lukket drivring), uten friksjonsbelegg						<input type="checkbox"/>					

(Tommelgrep kan leveres som valgfritt tilbehør)

3M Micro grep, friksjonstape	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	<input type="checkbox"/>	25"	<input type="checkbox"/>	26"
------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

(Friksjonstape leveres som tilbehør til alu. drivring)

DRIVHJULAKSEL

<input type="checkbox"/> Quick Release (std.)	<input type="checkbox"/> Quad QR (for nedsatt håndfunksjon)
---	---

POSISJON BALANSEPUNKT

Blir målt fra forsiden av ryggør til midten av akselen. 0 mm betyr at hjulaksen er midt under ryggørret.
(fabrikkinnstillinger - kan endres i ettertid)

Se pkt. J på side 6

Balanse punkt:

Tung	<input type="checkbox"/> 13 mm	<input type="checkbox"/> 17 mm	<input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm	<input type="checkbox"/> 38 mm	<input type="checkbox"/> 44 mm
Medium	<input type="checkbox"/> 51 mm	<input type="checkbox"/> 57 mm	<input type="checkbox"/> 64 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 76 mm	<input type="checkbox"/> 83 mm
Lett	<input type="checkbox"/> 89 mm	<input type="checkbox"/> 95 mm	<input type="checkbox"/> 102 mm	<input type="checkbox"/> 108 mm		

Balansepunkt for amputerte:

Tung	<input type="checkbox"/> - 38 mm	<input type="checkbox"/> - 32 mm	<input type="checkbox"/> - 25mm	<input type="checkbox"/> - 17mm
Lett	<input type="checkbox"/> -13mm	<input type="checkbox"/> - 6 mm	<input type="checkbox"/> 0 mm	<input type="checkbox"/> + 6 mm

AVSTAND MELLOM RYGGØR OG INNSIDEN DRIVHJUL

Måles mellom utsiden ryggør og innsiden av drivhjul

Se pkt. K på side 6

Justerbar inntil 1,25cm fra fabrikkinnstilling

Ved bruk av høydereg. armlener må distansen være 44 mm

Ved 0° cambervinkel må distansen være minimum 25 mm

<input type="checkbox"/> 17 mm	<input type="checkbox"/> 25 mm (std)
<input type="checkbox"/> 32 mm	<input type="checkbox"/> 38 mm
	<input type="checkbox"/> 44 mm

ENHÅNDSDRIFT

Enhåndsdrift (kun med Mag hjul)

20" 22" 24"

Cambervinkel

0°

Kjøreside: Høyre Venstre

Drivring: plastbelagt aluminium

DRIVHJUL CAMBER

0° 2° 4° (std) 6° 8°

BREMSER/ HJULLÅS

Brems skyvmodell, enkelt håndtak (std post 2)

Brems saksemodell, lavprofil (std post 1)

Brems skyvmodell, liggende håndtak (i låst posisjon)

Brems saksemodell, kort

Brems dra modell, enkelt håndtak

Brems saksemodell m/håndtak under setet

Uten brems

Tillegg:

Bremsepakforlenger (passer bare på skyvmodell og dra modell m/enkelt håndtak)

Ryggsperrre (passer bare på skyvmodeller og på luftfylte hjul)

ARMLENER
ARMLENEPOLSTER TIL T-MODELL

T-modell høydereg. Std høyde: 21,5 - 34 cm

kort, std. 22 cm

lang, std. 34 cm

Utsvingbar høydereg. høyde: 21,5 - 32 cm

Leveres uten armlener

KLESBESKYTTERE:

Avtagbar, kompositt (dybdejust. Innfesting) (std post 1 og 2)

Avtagbar kompositt (fastmontert innfesting)

Klesbeskytter i stoff

SKVETTSKJERM

Alu m/polstring, dybdejust. innfesting. Farge sort

Alu m/polstring, fastmontert innfesting. Farge sort

Alu m/polstring, dybdejust. innfesting. Farge som rammefarge*

Karbon, dybdejust. Innfesting*

Alu m/polstring, fastmontert innfesting. Farge som rammefarge*

Karbon, fastmontert innfesting*

* Produkt ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må påregnes.

TIPPESIKRINGER

- | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Leveres uten tippesikringer (std. post 1) | <input type="checkbox"/> | Innsvingbare tippesikringer* |
| <input type="checkbox"/> | Tippesikringer, sett, avtagbare (std. post 2) | * Spesielløsning. Lenger leveringstid må påregnes. | |
| <input type="checkbox"/> | 5. hjul m/4" Poly (maks brukervekt 90 kg) | | |

LEGGBÅND:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Leggbånd med velcro |
| <input type="checkbox"/> | Polstret leggbånd med velcro |

EIKEBESKYTTER:

- | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---|
| <input type="checkbox"/> | Eikebeskytter, blank | <input type="checkbox"/> | Eikebeskytter, Wheelchair gadgets | Art. nr: | <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Eikebeskytter, sort | | | | |

DIVERSE TILBEHØR:

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Plansete (alu) | <input type="checkbox"/> | Krykkeholder (med plass til to krykker) |
| <input type="checkbox"/> | Bag (monteres under setet, mål: B:30, D:20, H:10cm) | <input type="checkbox"/> | Neoprentrekk til rammefront |
| <input type="checkbox"/> | Ryggsekk | <input checked="" type="checkbox"/> | Verktøysett (std) |
| <input type="checkbox"/> | Frontveske (monteres i front av setet, avtagbar med plastlås) | | |
| <input type="checkbox"/> | Bagasjeholder (oppfellbar, monteres på rammefront) | | |

RAMMEFARGER:
Matt finish

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Emerald green | <input type="checkbox"/> | Royal Blue |
| <input type="checkbox"/> | Iridescent Burgundy | <input type="checkbox"/> | Shadow Black |
| <input type="checkbox"/> | Iridescent Navy | <input type="checkbox"/> | Smooth White |
| <input type="checkbox"/> | Retro red | <input type="checkbox"/> | Army Green |
| | | <input type="checkbox"/> | Charcoal Grey |

Blank finish:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Black | <input type="checkbox"/> | Candy Red |
| <input type="checkbox"/> | Blue Skies | <input type="checkbox"/> | Copper |
| <input type="checkbox"/> | Bubblegum Pink | <input type="checkbox"/> | Silver |
| <input type="checkbox"/> | Candy Blue | <input type="checkbox"/> | Granny Smith |
| <input type="checkbox"/> | Candy Purple | <input type="checkbox"/> | Metallic Orange |

ANODISERTE FARGER på utvalgte deler

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Black (std) | <input type="checkbox"/> | Bright Green | <input type="checkbox"/> | Pewter | <input type="checkbox"/> | Purple | <input type="checkbox"/> | Yellow |
| <input type="checkbox"/> | Blue | <input type="checkbox"/> | Orange | <input type="checkbox"/> | Pink | <input type="checkbox"/> | Red | | |

SITTEPUTER:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Std pute skum | | |
| <input type="checkbox"/> | Star Standard Air 7,5cm | Art. nr. pute: | <input style="width: 150px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Star Standard Air 10cm | | |
| <input type="checkbox"/> | Star StarLock 13cm | BxD: | <input style="width: 150px;" type="text"/> |

NOTATER:

Referansepunkter på Rogue


- A Setebredde** se tegning 1
måles fra utside seterør til utside seterør
- B Sete dybde** se tegning 3
måles fra forside ryggrygg til forside av setetrekket
- C Lengde på ramme** se tegning 2
kan fås i tre lengder. I posisjon 0 cm bøyer rammen seg ned ved fronten av trekket, for en kort og lett manøvrerbar stol. Rammen kan forlenges framover med 2,5 eller 5 cm for en mer stabil stol og for å forenkle forflytning.
- D Rammevinkel front** se tegning 3
vinkel mellom rammen og underlaget
- E Innsving ramme** se tegning 1
beskriver hvor mye fotplaten er smalere enn setebredden
- F Setehøyde foran** se tegning 1
høyde mellom underlag og setetrekk (ved rammerør)
- G Fotbøyle innvendig bredde** se tegning 1
måles på innsiden mellom benstøtterørene

NB: målt på innside av rørene


Setebredde	Rett ramme	2,5cm innsving	5cm innsving
ytre bredde mål	5 cm smalere enn setebredde	10 cm smalere enn setebredde	15 cm smalere enn setebredde
30,5	24	19	n/a
33	27	21,5	n/a
35,5	28	24	n/a
38	32	27	n/a
40,5	34,5	29	24
43	37	32	27
45,5	39,5	34,5	29
48,5	42	37	32
51	44,5	39,5	35

- H Legglengde rullestol** se tegning 3
*måles fra bakside fotbøyle/fotbrett til setetrekk (ved rammerør)
det anbefales at fotbøylehøyde er minst 6,5 cm kortere enn setehøyde foran*
- I Setehøyde bak** se tegning 3
*måles fra gulv til overside setetrekk (ved ryggør)
bakre setehøyde kan justeres etter brukerens behov*
- J Balansepunkt** se tegning 3
*måles fra forside av ryggør til senter av hjulakselen
0 mm betyr at hjulakselen ligger rett under ryggøret*
- K Avstand mellom innside bakhjul og ryggør** se tegning 1
*måles mellom utsiden av ryggøret og innsiden av drivhjuldekk
kan justeres 1,5 cm utover*

Tegning 1



Tegning 2



Tegning 3

