

# Etac Cross 5 Aktiv

## Utprøvningsprotokoll

**etac**<sup>®</sup>

Skaper muligheter

OBS! Utprøvningsprotokollen må lagres lokalt før den fylles ut og sendes elektronisk

### Kontaktperson

### Bruker

### Telefon


### Dato

 [Begrensninger finnes](#)

[Avmerkede valg er standard konfigurasjon](#)

### Setebredde


Kort ramme (cm)



Setedybde 36-42 (-49\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\*Med 3A rygg)

|      |          |
|------|----------|
| 35   | 13126501 |
| 37,5 | 13126503 |
| 40   | 13126505 |
| 42,5 | 13126507 |
| 45   | 13126509 |
| 47,5 | 13126511 |
| 50   | 13126513 |

Lang ramme (cm)



Setedybde 42-48 (-55\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\*Med 3A rygg)


|      |          |
|------|----------|
| 35   | 13126502 |
| 37,5 | 13126504 |
| 40   | 13126506 |
| 42,5 | 13126508 |
| 45   | 13126510 |
| 47,5 | 13126512 |
| 50   | 13126514 |

### Rammefarge

Sort

-01

### Ryggstøtte Cross 3A



Lumbalvinkel

Ryggstøttevinkel

3A rygg inkl. seteforlenger  
Lumbalvinkel justerbar -8 – +18° (std +7°)  
Ryggvinkel justerbar -5° – +20° (std +2°)

**Rygg høyde std 32-45 cm (std 35 cm)**

Rygg høyde høy 38-51 cm (std 46 cm)

Overdrag



**Standard**

Komfort

Hygieneoverdrag Tidy

## Cross 2 rygg for separat ryggssystem

Trinnløs justerbar rygghøyde 30-45 cm, standard 35 cm

Justerbar ryggvinkel -5 – +15°, standard +2° = 92° mellom rygg og sete

### Kjørehåndtak/kjørebøyle




**Kjørehåndtak, avtagbare, høyderegulerbare**

**27588-01**

**27588-01**

Kjørebøyle, avtagbar, høyderegulerbar


### Sete



**Setetrek, regulerbar setedybde 6 cm**

Seteplate, avtagbar

### Brems



**Standard med sort håndtak**

**Høyre  
27532-1**

**Venstre  
27532-2**

Standard med rødt håndtak

Høyre  
27528-1

Venstre  
27528-2

Bremsepedalforlenger, nedfellbar

Høyre  
27530-1

Venstre  
27530-2

Enhåndsbremse

Høyre  
27531-1

Venstre  
27531-2

### Ledsagerbrems



### Benstøtte



Sorte, avtagbar/svingbar, standard vinkel

25574-01

Høyre

Venstre



Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel. Med låsing.

25575-01

Høyre

Venstre




**Sort, avtagbar/svingbar, spiss vinkel**

**25570-01**

**Høyre**

**Venstre**



Sort, avtagbar/svingbar, spiss vinkel. Med låsing.

25573-01

Høyre

Venstre



Sort, avtagbar/svingbar, kort med spiss vinkel.

25571-01

Høyre

Venstre














Sort, avtagbar/svingbar, kort med spiss vinkel. Med låsing.




25572-01

Høyre


Venstre


|   |   |          |                             |                    |
|---|---|----------|-----------------------------|--------------------|
|    | Mod 3 med oppfellbar leggplate med to høydeinnstillinger. Fra 40 cm setebredde (med to benstøtter). | 26100    | Høyre                       | Venstre            |
|    | Trekkglass.<br>For vinkelregulerbar benstøtte mod 3.  |          | Frå velour<br>Oppgi antall  | st 62762-60        |
|   |   |          | Sort Dartex<br>Oppgi antall | st 62762-63        |
|    | Vinkelregulerbar mod 1 uten leggplate   | 25660-01 | Høyre                       | Venstre            |
|    | Vinkelregulerbar mod 3 uten leggplate   | 27149    | Høyre                       | Venstre            |
|    | Putekonsoll uten leggplate  | 24544-01 | Høyre                       | Venstre            |
|    | Putekonsoll oppfellbar uten leggplate   | 27322-01 | Høyre                       | Venstre            |
|    | Leggplate til putekonsoll   |          | Høyre                       | Venstre            |
|   | Amputasjonsbenstøtte - velourtrek<br>justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis                   |          | Høyre                       | Venstre            |
|  | Amputasjonsbenstøtte - sort Dartex<br>justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis                  |          | Høyre                       | Venstre            |
|  | Amputasjonsvekt<br>Kan kombineres med amputasjonsbenstøtte.   | 26876    | Høyre                       | Venstre            |
|  | Gipsbenstøtte for rett knevinkel.<br>Putene er justerbare i dybde.                                  |          | Høyre<br>27417-1            | Venstre<br>27417-2 |

## Fotplater

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Dybde 13 cm.</b><br><b>Oppfellbare. Justerbare i dybde, vinkel og regulerbare i høyde.</b> | <b>Standard innfestningsrør 25 cm</b>   |
|   |   | Langt innfestningsrør 35 cm   |
|   |   | Kort innfestningsrør (-8 cm)<br>kun til korte benstøtter med spiss vinkel 17 cm |
|  | Hel fotplate  | Oppfellbar, justerbar i vinkel  |
|  | Hel fotplate for kort setedybde. Til setebredde 35/37,5.                                      | Avtagbar, justerbar i høyde, dybde og vinkel.                                   |

## Enhåndsdreift drivenhet (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)


|   |     |                    |                  |
|---|-----|--------------------|------------------|
|  | 20" | Monteres for drift | Høyre<br>Venstre |
|   | 22" |                    |                  |
|   | 24" |                    |                  |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Drivhjul 24" karbon (standard)</b> |  (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)<br><b>Luft høytrykk 1"</b> | <b>Drivring</b><br>Plastbelagt<br>Titan<br><b>Aluminium</b>          |
| <b>Drivhjul 20"</b>                   | Luft 1 3/8" (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)<br>Massivt   | <b>Drivring</b><br>Aluminium<br>Rustfri<br>Cellegummi<br>Plastad     |
| <b>Drivhjul 22"</b>                   | Luft høytrykk 1"<br>Massivt   | <b>Drivring</b><br>Aluminium<br>Rustfri<br>Cellegummi<br>Plastbelagt |
| <b>Drivhjul 24"</b>                   | Luft høytrykk 1"<br>Massivt   | <b>Drivring</b><br>Aluminium<br>Rustfri<br>Cellegummi<br>Plastbelagt |
| <b>Drivhjul 26"</b>                   | Luft høytrykk 1"  | <b>Drivring</b><br>Rustfri   |
| <b>Svinghjul</b>                      |   |  |
|                                       | 4" (100x30 mm) massivt  | 27870  |
|                                       | <b>5" (125x30 mm) massivt (standard)</b>  | <b>27865</b>   |
|                                       | 6" (150x30 mm) massivt  | 27869  |
|                                       | 6,5" (165x30 mm) massivt  | 27866  |
|                                       | 7" (175x45 mm) halvmassivt  | 27867  |
|                                       | 8" (200x35 mm) halvmassivt  | 27864  |
| <b>Forsterket framgaffel</b>          | <b>Framgaffel velges automatisk ved valg av setehøyde i "skjema for setehøyde foran" (side 6)</b>   |  |
|                                       | <b>Det anbefales forsterkede gaffler når Cross rullestol skal brukes i kombinasjon med hjelpemotor</b>  |  |
|                                       | Kort  | 24834  |
|                                       | Medium  | 24835  |
| <b>Framgaffelfeste</b>                |   |  |
|                                       | <b>Standard</b>   | <b>80606</b>   |
|                                       | Lav, breddet  | 27207  |
|                                       | Breddet, flytter ut svinghjulene 3 cm/side for bedre plass til føttene  | 25763  |
| <b>Cambervinkel</b>                   |   |  |
|                                       |   | 0°   |
|                                       |   | 2°   |


**Setehøyde bak (cm)**

|   | 2° camber |         |              |       | 0° camber |         |       |       |
|---|-----------|---------|--------------|-------|-----------|---------|-------|-------|
|   | 20"       | 22"     | 24"          | 26"   | 20"       | 22"     | 24"   | 26"   |
| G | 34 cm     | 36.5 cm | 39 cm        | ----- |           |         |       |       |
| F | 36 cm     | 38.5 cm | 41 cm        | 43 cm |           |         |       |       |
| E | 38 cm     | 40.5 cm | 43 cm        | 45 cm | 38 cm     | 40.5 cm | 43 cm | 45 cm |
| D | 40 cm     | 42.5 cm | <b>45 cm</b> | 47 cm |           |         |       |       |
| C | 42 cm     | 44.5 cm | 47 cm        | 49 cm | 42 cm     | 44.5 cm | 47 cm | 49 cm |
| B | 44 cm     | 46.5 cm | 49 cm        | 51 cm |           |         |       |       |
| A | 46 cm     | 48.5 cm | 51 cm        | 53 cm | 46 cm     | 48.5 cm | 51 cm | 53 cm |


**Tippepunkt**



**Tippepunkt 0° camber**



**Tippesikring**




Justerbar i høyde og lengde, vridbar oppover (standard)

25177

Oppfellbar, justerbar i lengde, vridbar oppover.

25633-01

Begrensninger:  
Tippesikring gavel Aktiv fungerer ikke med drivhjulene i følgende posisjoner.



## Setehøyde foran (cm)

|                             |     | Svinghjulsposisjon (cm) |   |             |                 |                 |                 |                 |             |             |             |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----|-------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |     | Ekstra kort gaffel      |   |             | Kort gaffel     |                 |                 | Medium gaffel   |             |             | Lang gaffel |                 |                 |                 |
|                             |     | 1                       | 2 | 3           | 1               | 2               | 3               | 1               | 2           | 3           | 1           | 2               | 3               |                 |
| Lavt svinghjulsfeste        | G   | 4"*                     | - | 34-38<br>cm | 35,5-39,5<br>cm | -               | -               | -               | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
| Lavt svinghjulsfeste        | A-F | 5"***                   | - | -           | -               | 36-40<br>cm     | 37,5-41,5<br>cm | 39-43<br>cm     | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
|                             |     | 6½"                     | - | -           | -               | -               | -               | 41-45<br>cm     | -           | -           | -           | -               | -               | -               |
| Std/breddet svinghjulsfeste | A-F | 5"***                   | - | -           | -               | 37,5-41,5<br>cm | 39-43<br>cm     | 40,5-44,5<br>cm | 43-47<br>cm | 45-48<br>cm | 46-49<br>cm | -               | -               | -               |
|                             |     | 6"                      | - | -           | -               | -               | 40-44<br>cm     | 41,5-45,5<br>cm | 45-47<br>cm | 46-49<br>cm | 47-50<br>cm | -               | -               | -               |
|                             |     | 6½"                     | - | -           | -               | -               | 41-45<br>cm     | 42,5-46,5<br>cm | 46-48<br>cm | 47-49<br>cm | 48-51<br>cm | 50,5-52,5<br>cm | 51,5-53,5<br>cm | 52,5-55,5<br>cm |
|                             | A-C | 8" **                   | - | -           | -               | -               | -               | -               | -           | 48-51<br>cm | 49-52<br>cm | -               | 52,5-54,5<br>cm | 53,5-56,5<br>cm |

\*Maks brukervekt 100 kg.

For riktig innstilling av framgaffelfeste. Maks bakovervinkling 6 cm høyere foran enn bak (9°), maks framovervinkling 2 cm lavere foran enn bak (3°). \*\* Fungerer i balansering 4-6 med 3° bakovervinkling og std benstøtter. Pass på at gaffel/svinghjul kan rotere fritt uten å komme bort i rullstol eller bruker. For svinghjul 8x2", bruk gaffel Transit (gir setehøyde 47-51 cm).

\*\*\* Med Cross 5 XL maks brukervekt 135 kg.

## Tilbehør

### Armlen



**Kort, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm**


**Høyre  
25172-1**

**Venstre  
25172-2**

Kort, høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

Høyre  
26379-1

Venstre  
26379-2



**Lang, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm**

**Høyre  
25173-1**


**Venstre  
25173-2**

Høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm

Høyre  
26380-1

Venstre  
26380-2


### Armlenepolster



Grå velour, avtagbar, 25 eller 38 cm lang

|            |              |    |          |
|------------|--------------|----|----------|
| Skum 25 cm | Oppgi antall | st | 62282-60 |
| Skum 38 cm | Oppgi antall | st | 62283-60 |
| Gel 25 cm  | Oppgi antall | st | 26240-60 |
| Gel 38 cm  | Oppgi antall | st | 26241-60 |

### Hemiarmene, polstret




Polstret avtagbart trekk i grå velour. Passer kun til lange armlen 25173-1/-2 og 26380-1/-2

**Høyre  
25770-60-1**

**Venstre  
25770-60-2**

### Armlenspute bred og myk



**i** Passer armlen med påmontert klesbeskytter


8x40 cm, monteres på armlen

Oppgi antall st 26873

## Lårstøtte



Begrensninger: Med 24" hjul, ikke i drivhjulspos B-G 1-2. Med 22" hjul, ikke i drivhjulspos. C-F 1-2 och G1. Med 20" hjul, ikke i drivhjulspos. E-F 1-2 og G1



For kort ramme


Høyre  
27391-1

Venstre  
27391-2

For lang ramme

Høyre  
27392-1

Venstre  
27392-2



Polster til lårstøtte, festes med borrelås

Høyre  
82488-1

Venstre  
82488-2

## Skvett skjerm



I karbonfiber, justerbar i høyde og dybde for å passe til drivhjulsposisjon

Høyre  
27397-1


Venstre  
27397-2

## Breddeøkningssats

Flytter ut armlene, brems og drivhjul 5 mm på hver side (passer ikke sammen med ledsagerbrems)


27533

## Bord



Monteres med borrelås på lange armlener, transparent

## Hemibord



Inkl. armlenspolster med påmontert borrelås

Armlen kort

Armlen lang




Antiskli til hemibord.

Oppgi  
antall

st

## Hemibord nedfellbart



Nedfellbart, justerbart i dybde og bredde. Transparent. Inkl. feste.


Høyre  
27352-1

Venstre  
27352-2

## Setepute



Anatomisk formet, trekk i grå velour, 56 cm lang, kappes til ønsket setedybde




Komfortkile. Gir større sittegropp (plasseres i lommen på setetrekket)

## SeteputeTidy



Hygienetrek


## Leggbånd



Avtagbart, regulerbart i lengde

Polstring for leggbånd

## Forlengelsesdel til fotplate



Monteres på fotplater

SB 40-42,5

SB 45-47,5

Oppgi antall

st

50798

50799

50800

## Hælbånd



Regulerbar i lengde

24458

Høyre

Venstre

## Posisjoneringsbelte




Med plastspenne, regulerbart.  
To alternative festepunkter på rammen

Oppgi antall

st

25668

## Hodestøtte



Polstret, regulerbar i høyde, dybde og vinkel.


Grå hygienetrek

28223-65

Mørk grå velour

28223-60


## Hodestøttebeslag



For kjørebøyle, komplett

25795


## Hodestøttefeste



**NYHET**

Tverrstag med integrert hodestøttefeste.

## Avstiverbøyle rygg



Nedfellbar med klikklås (std. på Cross 5XL)

## Tverrstag

**NYHET**



Tverrstag montert i ryggør

## Ryggkile



I mykt skum med grått trekk i velour

Kort 15 cm

Oppgi antall

st

63012-60

Lang 30 cm

Oppgi antall

st

63013-60

## Komfortkile



Polyetenscum.

B x H x L

Small (Mod. 1)

9x2x13 cm

28030

Medium (Mod. 2)

11x2x18,5 cm












28139

Large (Mod. 3)

17,5x2,5x20 cm

28140



|   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|---|--|--------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|--|--------------|
| <b>Sidepute</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|    | For sideveis stabilitet. Kombineres med Armstøtte og Sidestopp rett for ytterligere støtte.  |                                |              | Høyre   |                |         |  | 63171-60-1   |
|   |  |                                |              | Venstre |                |         |  | 63171-60-2   |
| <b>Sidestopp</b>  |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|    | Sidestopp rett eller vinklet. Kombineres med ryggkile, komfortkile eller sidepute. Sidestopp rett for økt sideveis støtte. Sidestopp vinklet for økt ryggbredde. | Sidestopp rett                 | Oppgi antall | St      |                |         |  | 28136        |
|   |  | Sidestopp vinklet, liten 15 mm | Oppgi antall | St      |                |         |  | 28137        |
|   |  | Sidestopp vinklet, stor 30 mm  | Oppgi antall | St      |                |         |  | 28173        |
| <b>Sidestøtte, svingbar</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|    | <b>NYHET</b><br>Svingbar sidestøtte m/ulike breddealternativer. Finnes i tre ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm smalere enn stolbredde på hver side. |                                |              |         |                |         |  |              |
|   |  | <b>Høyre</b>                   |              |         | <b>Venstre</b> |         |  |              |
|   |  | 0 mm                           | 28181-1      |         | 0 mm           | 28181-2 |  |              |
|   |  | -15 mm                         | 28180-1      |         | -15 mm         | 28180-2 |  |              |
|   |  | -45 mm                         | 28141-1      |         | -45 mm         | 28141-2 |  |              |
| <b>Sidestøtte, regulerbar</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|    | <b>NYHET</b><br>Bredderegulerbar sidestøtte, avtagbar. Finnes i fire ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm bredere/smalere enn stolbredde på hver side. |                                |              |         |                |         |  |              |
|   |  |                                |              | +15 mm  |                |         |  | 28143        |
|   |  |                                |              | 0 mm    |                |         |  | 28142        |
|   |  |                                |              | -15 mm  |                |         |  | 28144        |
|   |  |                                |              | -45 mm  |                |         |  | 28145        |
| <b>Sidestøtte</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H10 L15  |                                |              |         | Oppgi antall   | st      |  | 27395        |
|   | PUR, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H9 L19  |                                |              |         | Oppgi antall   | st      |  | 27917        |
| <b>Sidestøtte</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | PUR utsvingbar og justerbar i høyde og dybde   | Medium, buet H6.5 L17          | Høyre        |         |                |         |  | 27915-1      |
|   |  |                                | Venstre      |         |                |         |  | 27915-2      |
|   |  | Stor, buet H9 L19              | Høyre        |         |                |         |  | 27916-1      |
|   |  |                                | Venstre      |         |                |         |  | 27916-2      |
| <b>Tippesikring</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | <b>Oppfellbar, multijusterbar</b>  |                                |              |         |                |         |  | <b>27526</b> |
| <b>Krykkeholder</b>   |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | Universal  | 27327                          | Høyre        |         |                |         |  | Venstre      |
| <b>Eikebeskytter</b>  |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | Grått trykk Etac   |                                |              |         |                |         |  |              |
|   | Gult trykk Etac  |                                |              |         |                |         |  |              |
| <b>Tetra quick release adapter</b>  |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  |  |                                |              |         | Oppgi antall   | st      |  | 24051-01     |
| <b>Verktøysett</b>  |  |                                |              |         |                |         |  |              |
|  | Leveres ikke som standard  |                                |              |         |                |         |  | 25174        |