

Monteringsanvisning

GridPad EYE 12.5


Monteringsanvisning

GridPad EYE 12.5 er ferdig konfigurert og klar til bruk når denne mottas.

GridPad EYE 12.5 er kompatibel med både Daessy og Rehadapt stativer med sin brakett bakpå. Monter brakett på deres stativ.



For å lade GridPad må den kobles til strøm og kontakten settes i enheten som vist her:



For å slå på GridPad trykker du inn på-knappen på toppen av enheten til høyre:



For mer informasjon om maskinen eller programvaren Grid3, henvises det til de brukerveiledninger som ligger vedlagt.

Art. nr. 15323

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support

Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse

Bragernes Torg 13 C
3017 Drammen

Postadresse

Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru