


# Monteringsanvisning

## GridPad PRO 12.5


### Monteringsanvisning

GridPad PRO 12.5 er ferdig konfigurert og klar til bruk når denne mottas.

GridPad PRO 12.5 er kompatibel med både Daessy og Rehadapt stativer med sin brakett bakpå. Monter brakett på deres stativ.



For å lade GridPad må den kobles til strøm og kontakten settes i enheten som vist her:



For å slå på GridPad trykker du inn på-knappen på toppen av enheten til høyre:



For mer informasjon om maskinen eller programvaren Grid3, henvises det til de brukerveiledninger som ligger vedlagt.

Art. nr. 15324

# Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

**Support**

Tlf: 22 12 14 50  
support@cognita.no  
cognita.no

**Besøksadresse**

Bragernes Torg 13 C  
3017 Drammen

**Postadresse**

Cognita AS  
Gjerstadveien 396  
4993 Sundebru