







HÅNDKONTROLL T4



FOTBRYTER T




FORKLARING TIL ØVRIGE PIKTOGRAMMER

Piktogram	Benevnelse	Forklaring
	Advarsel	Varseltrekanten signaliserer at særlig forsiktighet er nødvendig.
	CE-symbol	Merket indikerer at det er utarbeidet CE-merking for systemet.
	VIKTIG	Bemerk spesielt.
	Elektronisk avfall	Symbolet indikerer at systemet etter bruk skal returneres til nærmeste gjenvinningsstasjon for gjenbruk og deponering iht. gjeldende lovverk.
	Tetthetsgrad	Tetthetsgrad IPX0 => Ikke vaskbar, kun for innendørsbruk

TURNAID T4 HAR TRE FUNKSJONSINNSTILLINGER: for trinnvise instruksjoner – se kapittel 5 i brukerveiledningen

1: Arbeidsposisjon (under vending)



2: Nedfeldt posisjon



(ut av sengen-posisjon eller fra side til side, for å redusere avstand til bruker

3: Sengegrindposisjon



(under vending)