



BEDTIME  
HEALTHCARE

# Quick Guide

## Mendo Medic II

Mendo Medic 2 overmadrass er egnet for alle pasienter som blir innlagt på sykehus, institusjon eller hjemmepleie, der målet er forebygging eller behandling av trykksår opp til og med kategori 2 sår.

Mendo Medic 2 overmadrass er ment å brukes av pasienter 18 år eller eldre med en kroppsvekt på 200 kg eller under.

Medic 2 overmadrass er egnet for bruk på sykehus, sykehjem eller hjemmemiljø.

## Rengjøring

Mendo Medic 2 overmadrass leveres med Medicare inkontinenstrekk som standard. Dette trekket kan vaskes med fuktet klut og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel. Trekket er avtagbart og kan vaskes i vaskemaskin for tekstiler ved 60°C.

