

# Diamond Hurtigveiledning

## Slik bruker du trehjulssykkelen

1. Juster setet og sett deg på sykkelen.



2. Løsne parkeringsbremsen.



3. Trykk på av/på-knappen for å slå på belsningen.  
Trykk en gang til for å slå av belsningen igjen.



4. Du kan begynne å sykle.





**Sunrise Medical AS**

Delitoppen 3

1540 VESTBY

**T: 66 96 38 00**

**E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)**

**[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)**