



CARITAL OPTIMA

A1

carital
ANTIDEFORMATION
TECHNOLOGY®

Carital® Optima Antideformationsmadrass™ Unik klinisk evidens A1



- för patienter med mycket hög risk för trycksår
- för förebyggande och vård av trycksår
- stark A1 evidens om effektivitet
- användarvänligast, förmånligast i praktiken
- utvecklad och tillverkad i Finland

CLINICAL

A1

EVIDENCE

DECUBITUS

4

GRADE MAX.

MAX. WEIGHT

300

KG

CARITAL OPTIMA

Carital® Antideformationsmadrass™ - Unik klinisk evidens A1



Carital® - Unik Antideformationsteknologi™

Carital® Optima baseras på den unika Carital® Antideformationsteknologin™. Optimas effektivitet för att förhindra trycksår är oöverträffad; den kliniska evidensstyrkan är **A**, evidensnivån är **1**. Alla Carital® Antideformationsmadrasser™ har

- unik luftcellstruktur - tunnelformade luftceller, madrasssegment som justeras separat, optimalt lågt reglertryck
- smart hi-tech styrapparat - funktioner som underlättar många vårduppgifter, mycket noggrann reglering. Den nya generations styrapparat har inte bara ett funktionellt och smart styrsystem som testats, utan även många förbättrade och nya funktioner
- högklassig överdragslösning - material och strukturer har valts ut och utvecklat i enlighet med varje användningssyfte

Carital® - Fördelar i praktiken

Alla Carital® Antideformationsmadrasser™ är CE-märkt medicinsk utrustning. Carital®-produkterna baseras på den oöverträffade Carital® Antideformationsteknologin™

- Carital® Antideformationsteknologin™ maximerar området för kontaktytan, minimerar kontaktrycket och deformation av vävnaderna
- Carital® Antideformationsmadrasserna™ justeras automatiskt korrekt oavsett patient
- för alla patientgrupper - alla storlekar, viktklasser och kroppsformer
- för alla sängar - från inkubator till sängar för tunga patienter
- alla madrassstorlekar - bredder 35-120 cm, längder 65-240 cm
- Carital® Antideformationsmadrasser™ för vuxna motsvarar höjden hos en sjukhussäng i standardmodell, så det finns inget behov av extra höga sängkanter
- Carital® Antideformationsmadrasser™ är tysta, hållbara och exceptionellt förmånliga till sitt kostnadsnyttoförhållande
- Carital® Antideformationsmadrasser™ är användarvänlig och lättskött medicinsk utrustning

Carital® Optima - Klinisk evidensnivå 1



Antal RCTs, översikter och studier som gäller Carital® Optima (opublicerade fallbeskrivningar listas inte)

Carital® Optima - Teknisk data

Standardstorlekar	70/75/80/85/90 x 200/210/220/230 x 13 cm
Cellernas material och vikt	42 st TPU luftceller (200 cm), 7 kg
Rengöring	Desinfektion genom torkning
Styrapparatens mått och vikt	26 x 11,5 x 26 cm, 5 kg
Standardöverdrag	Hygienöverdrag
Tvätt av överdrag	Max. 95 °C
Medicinsk utrustning	Klass 1 (MDD/MDR)
PATIENTVIKT	7-250/300 kg

Carital® Antideformationsmadrasser™

Optima	Enligt studier den bästa Carital® Antideformationsmadrassen™
OptimaEZ	Carital® Antideformationsmadrasser™ för långtidsvård
OptimaRehab	Optima med kantstöd för lättare förflyttning
OptimaAMP	Optima för amputationspatienter
OptimaBario	Kraftig Optima-struktur för tunga patienter (40-350/400 kg)
Opera	Carital® Antideformationsmadrasser™ för operationsbord
Neo	Unika specialmadrasser för prematurvård
OptimaCot	Carital® Antideformationsmadrass™ för barn (1-3 år)
OptimaJuve	Carital® Antideformationsmadrass™ för barn (3-12 år)



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY