



JAY J2 Cushion DC



JAY J2 Cushion DC



Stabilitet og posisjonering sammen med svært høy risiko for trykksår
Risikogruppe: Høy/Svært høy

Produktegenskaper:

- Fast base med dyp, anatomisk riktig sittebrønn
- Selvjusterende oljepad med mykt skumlag i framre del sikrer at sitteknutene synker godt ned i puten for maksimal trykkfordeling
- Selvjusterende oljepad gir trygghet i hverdagen og enkelt vedlikehold
- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Mikroklimatisk trekk for effektivt å avlede fukt og varme. Inkontinenstrekk tilgjengelig som tilbehør.
- Base som egner seg til å skjære i, for å tilpasse puten til individuelle behov
- Bredt spekter av posisjoneringselementer (tilbehør) for ytterligere tilpasning i forhold til stabilitet og posisjonering



Klinisk bruk:

- Personer med svært høy risiko for trykksår
- Personer med symmetrisk sittestilling til Personer med uttalte behov for posisjonering
- Personer som eventuelt ikke kan utføre selvstendig stillingsendring eller vektskift



Dybde cm	Bredde							
	35	38	40	42	45	50	55	60
35								
38								
40								
42								
45								
50								

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Mått
10	10	uten belastning

Putens vekt 40x40cm.	2,4 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

