

# CuroCell S.A.M.® Switch CF16



Fleksibel kombimadrass med meget god komfort

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> Switch CF16

CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> Switch CF16 brukes forebyggende og som hjelpemiddel ved behandling av trykksår til og med kategori 2<sup>(1)</sup>, samt ved smerteterapi. En statisk luftmadrass med meget gode egenskaper for komfort og trykkutjevning<sup>(2)</sup>. Dette er en kombimadrass med integrert skumkjerne, og den er produsert i meget tilpasningsdyktig og slitesterkt materiale. Den medfølgende supportpumpen er enkel i bruk og veldig stillestående. Madrassen har innebygget hælfunksjon.

CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> Switch CF16 har den ekstra fordelen at pumpen også kan brukes som en ren supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt.

## Fakta

Type: Statisk luftmadrass

Høyde: 16 cm

Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2<sup>(1)</sup>

Anbefalt brukervekt: 0–200 kg

Brann: EN 597-1, -2

Strømforsyning: 230 V / 50 Hz

Garanti: 2 år

Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.



## Funksjoner og egenskaper

- Enkel å håndtere og vedlikeholde
- Kan brukes som supportpumpe, noe som gjør at madrasssystemet er både stille og vibrasjonsfritt
- Ekstra mykt indre trekk
- Hælfunksjon
- Mykt, elastisk hygienetrekk som slipper gjennom damp<sup>(3)</sup>
- Meget gode rengjøringssegenskaper
- Stillestående og energivennlig pumpe
- Unik merking

Den leveres med et elastisk og smidig hygienetrekk som slipper gjennom damp<sup>(3)</sup>, noe som reduserer risikoen for hudmæsrasjon. Et slitesterkt trekk som er enkelt å rengjøre og som har meget grundig dokumentert hygienisk standard<sup>(4)</sup>. Med det ekstra myke indre trekket reduseres det allerede lave trykket<sup>(5)</sup>, og komforten øker ytterligere.

CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> Switch CF16 produseres av moderne, resirkulerbare materialer og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

## Størrelser

80/85/90/105/120x200/210 cm.

Kontakt Care of Sweden ved behov for andre størrelser.

## Tilvalg

- Hygienetrekk med sveisede sømmer
- Kraftig transportveske
- Transportfunksjon
- Veske til pumpe

## Referanser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Hæsler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(5) Trykkmålinger Xsensor 2008.



Les bruksanvisningen for produktet brukes.

Care of Sweden og CuroCell S.A.M. er varemerker som tilhører Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2016. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2016-05-10.



## Madrassvelgeren

– Retningslinjer ved valg av produkt  
Les om hvordan du velger riktig madrass på:  
[www.careofsweden.se/madrassvaljaren](http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren)

