

MADRASSER

PROCARE AUTO HELMADRASS



Mykt inkontinenstrekk



Lydsvak pumpe



Utskiftbare luftceller

Art.nr. Beskrivelse

622185	Madrass ProCare Auto 200 × 85 × 20 cm
622186	Madrass ProCare Auto 210 × 85 × 20 cm
622187	Madrass ProCare Auto 200 × 90 × 20 cm
622188	Madrass ProCare Auto 210 × 90 × 20 cm

- ▶ Forebygging og behandling ved sårgrad 1-4
- ▶ Trykket innstiller seg automatisk etter brukers vekt, kan også fininnstilles manuelt
- ▶ Meget lydsvak pumpe, arbeider i syklus på 10 minutter
- ▶ Dynamisk og statisk program med sittefunksjon
- ▶ Hælfunksjon: de nederste 5 cellene kan kobles fra slik at trykk fjernes
- ▶ «Max Firm»-funksjon: statisk madrass ved pleie og forflytning, tilbakestilles automatisk etter 20 min
- ▶ Alarm ved strømsvikt, for lavt trykk eller behov for service
- ▶ Pustende inkontinenstrekk som er vaskbart på maks 95°
- ▶ Kabelføringer i madrasstrekk forhindrer skade på strømkabel
- ▶ CPR-ventil ved hodeenden – for hurtig lufttømming

Vekt og info

Madrass	7,5 kg
Pumpe	2,2 kg
Brukervekt	30-200 kg
Brukervekt (bariatri)	30-450 kg

NYTTIG INFORMASJON

- 20 utskiftbare celler
- «Cell-on-Cell»-design: alltid luft i madrassen
- Madrassen er enkel å vedlikeholde