

# Dyna-Form<sup>®</sup> Static Air HZ

Dyna-Form<sup>®</sup> Static Air HZ – en ny generasjon trykkavlastende madrasser utviklet i samarbeid med Welsh Wound Innovation Center.

Dyna-Form Static Air HZ er et madrassystem som kombinerer fordelene ved effektiv luftforflytningsteknologi med det beste innen moderne skum for å skape en ny standard med innovativ forebygging og håndtering av liggesår. En ny og unik intelligent hælsoner kun fylt med luft og en spesialdesignet U-kjerne, avlaster effektivt trykket på det spesielt sårbare hælområdet. Dyna-Form Static Air HZ er spesialdesignet for pasienter som anses å ha **svært høy risiko** for å utvikle liggesår.

Static Air HZ er en madrass uten strømdrevet pumpe. Madrassen har høy komfort og systemet fungerer ideelt til hjemmeboende, på sykehjem og i palliativ pleie. De kliniske fordelene og brukervennligheten gjør madrassen like godt egnet på akuttavdelinger. Ved å forene luft og skum med luftceller i den unike lavtrykkssonen for hælene, muliggjør det patenterte ventilsystemet Reactive Airflow System (RAST<sup>™</sup>) justeringer utifra pasientens kroppsvekt og bevegelser.

Ved tester har Static Air HZ vist opptil 20% lavere trykk enn en madrass av høykvalitetsskum og har en maksvekt for brukere på opp til 254kg. Samtlige komponenter er standardiserte og utskiftbare, hvilket maksimerer produktets levetid samt minsker behovet for dynamiske madrasser og gir en kostnadseffektiv løsning for håndtering av trykksårbehandling. Det ytre Dartex<sup>™</sup> dampgjennomtrengelige, elastiske trekket har høyfrekvenssveisede sømmer og dyp glidelåsklaff, i samsvar med de strengeste infeksjonskontrollreglene.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Produktkode</b>	<b>MAT0510001</b>
<b>Risikokategori</b>	Svært høy risiko
<b>Vektgrense</b>	Ingen nedre vektgrense. Produkt evaluert til kapasitet på 254 kg
<b>Garanti</b>	5 år
<b>Dimensjoner</b>	(Lengde) 200 cm x (Bredde) 80 cm x (Høyde) 15 cm (Lengde) 200 cm x (Bredde) 85 cm x (Høyde) 15 cm (Lengde) 200 cm x (Bredde) 90 cm x (Høyde) 15 cm (Lengde) 200 cm x (Bredde) 105 cm x (Høyde) 15 cm (Lengde) 200 cm x (Bredde) 120 cm x (Høyde) 15 cm
<b>Produktvekt</b>	10 kg
<b>Brannhemming</b>	BS7177; 2008 (Crib 5-kompositt)
<b>Farge</b>	Rød
<b>Kan vaskes med hypoklorittløsning</b>	1000 ppm fortynt eller 0,1 % (eller i henhold til lokale retningslinjer for smittekontroll)

## Infeksjonskontroll / bruk av hypoklorittløsning

Madrassstrekket kan tørkes av med riktig fortynt hypoklorittløsning og varmt vann.

