


Puten er vist uten trekk.



ISO FLO minnekontroll
for fire kammer

ROHO CONTOUR SELECT®

CONTOUR SELECT er utformet for posisjonering, og holder deg sentrert midt på puten med bekkenet i riktig posisjon. Den har de samme klinisk avanserte funksjonene og teknologien som QUADTRO SELECT, men med flere cellehøyder. Disse ulike høydene hjelper deg med å få lårene i riktig posisjon og holde deg i en stabil stilling. Med den unike ISO FLO-minnekontrollen kan du låse luften inne i de fire separate kamrene, noe som gir den stabiliteten og posisjoneringen du trenger, minimerer også side-til-side- og frem-til-bak forskyvning.

Nøkkelegenskaper:

- posisjonerer deg til venstre og høyre, foran og bak
- stabiliserer og holder bekkenet og lårene på plass
- gir beskyttelse av hud og vev, med ytterligere beskyttelse av sitteknutene (IT-er)
- enkel å bruke

Størrelser* Bredder: 36,5–62,2 cm
Dybder: 38,5–56 cm

*Se permobil.com for komplett liste med alle størrelser