

Spesifikasjoner

- Risikoklasse:** Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B (i henhold til forordning 2017/745, artikkel 120)
- Varmeeffekt:** Over 7W, avhengig av størrelse.
- Termostat:** 3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
- Batterivakt:** Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
- Brukstid:** Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
- Batteri:** 5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
- Beskrivelse:** Myk og varm vott med god bevegelsesfrihet og lammeskinn i håndflaten for godt grep. Strikk rundt håndleddet for god passform. Myk liner av børstet polyester. Isolert med Primaloft Gold syntetisk isolasjon. Åpning for joystick i håndflaten, som gjør bruk av elektrisk rullestol enklere, selv på kalde dager. Skinnklaff lukkes over åpningen når hansken ikke brukes til joystick.
- Yttermateriale:** Polyamide på håndbaken beskytter mot vind. Impregneret lammeskinn i håndflaten gir gode grep.
- Detaljer:** Strikk rundt håndleddet for god passform.
- Farge:** Svart.
- Isolasjonsevne:** Meget god.
- Egner seg for:** Kjøring av el-rollestol på kjølige og kalde vinterdager.
- Notat:** Se HMS-nr for vott uten spritt på neste side.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.: (høyre)	HMS-Art.Nr.: (venstre)	Post:	Cypromed Art.Nr.: (høyre)	Cypromed Art.Nr.: (venstre)
5	309327	309328	10	Cy-B1-35121SH-5	Cy-B1-35121SV-5
6	309329	309330	10	Cy-V1/35121SH-6	Cy-V1/35121SV-6
7	309331	309332	10	Cy-V1/35121SH-7	Cy-V1/35121SV-7
8	309333	309334	10	Cy-V1/35121SH-8	Cy-V1/35121SV-8
9	309335	309336	10	Cy-V1/35121SH-9	Cy-V1/35121SV-9
10	309337	309338	10	Cy-V1/35121SH-10	Cy-V1/35121SV-10
11	309339	309340	10	Cy-V1/35121SH-11	Cy-V1/35121SV-11

Cypromed Joystick Moon Light Mitt u/splitt

Voksen

Størrelse:	HMS-Art.Nr.: (høyre)	HMS-Art.Nr.: (venstre)	Post:	Cypromed Art.Nr.: (høyre)	Cypromed Art.Nr.: (venstre)
5	309363	309364	10	Cy-B1/35121-5H	Cy-B1/35121-5V
6	309365	309366	10	Cy-B1/35121-6H	Cy-B1/35121-6V
7	309367	309368	10	Cy-B1/35121-7H	Cy-B1/35121-7V
8	309369	309370	10	Cy-B1/35121-8H	Cy-B1/35121-8V
9	309371	309372	10	Cy-B1/35121-9H	Cy-B1/35121-9V
10	309373	309374	10	Cy-B1/35121-10H	Cy-B1/35121-10V
11	309375	309376	10	Cy-B1/35121-11H	Cy-B1/35121-11V