



2. VALG
NAV-
AVTALE

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
622168	314480	● Zibo Flow Top 200×85×13 cm
622169	314481	● Zibo Flow Top 200×90×13 cm

- ▶ Trykksårforebyggende overmadrass til forebyggende pleie opptil sårgrad 3.
- ▶ Overmadrass med 17 celler i TPU for lydløs stillingsendring i sengen.
- ▶ De 5 midterste cellene er ventilert for bedre mikroklima mellom madrass og bruker.
- ▶ Enkel å håndtere i henhold til vask og service. Individuelle celler kan enkelt erstattes.
- ▶ Glidelåsen er sikret mot fuktinntrenging, og slangeinnføring i madrassen er et lukket system.
- ▶ Pumpe kjører i en syklus med et tidsintervall på 5, 10 eller 15 min.
- ▶ Trykket kan manuelt fininnstilles til 5 ulike nivåer.
- ▶ Audiovisuell alarm utløses ved stømsvikt, lavt trykk eller behov for service.

Skann meg



Eller gå inn på
[hjelpemidler.varodd.no/
zibo-flow-top](https://hjelpemidler.varodd.no/zibo-flow-top)



Har 17 celler laget i TPU. De 5 midterste cellene er ventilert for bedre mikroklima.



Automatisk brukertilpasset pumpe som stiller seg selv etter brukerens vekt.



CPR-stropp ved hodeenden for hurtig lufttømming av madrassen.

Vekt og info

Brukervekt	30 - 180 kg
Vekt, madrass	9 kg
Vekt, pumpe	3,4 kg/m ³

MATERIALE

Trekk i nylon/PU. Celler i TPU. Bunnstykke i nylon/PU.

PRAKTISK ANVENDELSE

Automatisk pumpe med innstillbar syklusetid.