


BEDTIME
HEALTHCARE

PressureGuard

Trykkavlastende Vendemadrass



PressureGuard er en vendemadrass med unike funksjoner. Madrassen kan veksle mellom dynamisk-, statisk- og vendefunksjon. Den har Autofirm funksjon med 30 minutters tilbakestillingstid.



Sikkerhetskant

Madrassen har innebygde sikkerhetsvegger av skum som forsikrer forflytning og minimerer risikoen for fall.

Unikt Geo-Matt design

Reduserer friksjon i overflaten med sine 800 individuelle celler.

Nedsunket hælparti

Avlaster trykket mot hælene.

Madrassen kan veksle mellom dynamisk funksjon og vendefunksjon ved et enkelt tastetrykk. Vendemadrass egner seg godt for trykksårforebygging og –behandling opp til og med sårgrad 4. Madrassen egner seg godt for pasienter med nedsatt bevegelighet, og nedsatt lungekapasitet. Vendemadrasser har enda større trykkavlastende effekt enn dynamiske madrasser, da man avlaster en hel side på pasienten om gangen. Vendemadrasser eliminerer helt behovet for et snuregime, noe man må ha ved bruk av statiske og dynamiske madrasser.

PressureGuard vendemadrass har tre "Shear Transfer Zones" innebygget i trekket for å optimalisere forflytning.



BEDTIME
HEALTHCARE

Bedtime AS – info@bedtime.no – www.softes.no