

MOTMed loop light ben/arm

RECK MOTMed®



En meget brukervennlig og motorisert arm- og bentrener. Spesialtilpasset rullestolbrukere, men kan også enkelt brukes fra vanlig stol. Leveres med høydejustering, samt fotpedaler og leggstøtter med borrelåsfester.

Displayet med touchskjerm er svært brukervennlig med flere språkvalg, norsk språk som standard. Armer og ben beveges og aktiveres enten ved hjelp av en motor, ved egen muskelkraft eller en kombinasjon. Spasmekontroll slår automatisk inn ved spasmer og prøver og løse opp disse. Ulikt tilbehør gir god tilpassing til alt fra enkle til komplekse behov hos brukeren. Arm- og benfunksjon kan ikke brukes samtidig.

“Bevegelse er resepten” – MOTMed er konstruert for å gi barn/unge og voksne med fysiske begrensninger en mulighet for regelmessig aktivitet. Godt egnet for personer med nedsatt bevegelse og/eller kraft i ben, føtter, armer, hender og fingre, samt de med nedsatt syn.

Vanlige målgrupper: MS, slag, paraplegia, quadriplegia, CP, Parkinson, andre nevrologiske lidelser, langvarig sengeleie, dialyse, alzheimer/demens samt andre former for nedsatt bevegelsesevne.

Sykling med MOTMed er for mange en nødvendig del av daglig aktivitet, mobilitet eller rehabilitering. Aktiviteten vil bl.a gi forbedringer i muskelstyrke, mindre muskelstivhet/spasmer, økt velvære og bedret livskvalitet.



HMS nr.	Art.nr.	Artikkelnavn
327685	260.120N	MOTMed loop light.la

HMS nr.	Art.nr.	Tilbehør navn og beskrivelse*
289195	265.004	Fotsupport Quick fix
289199	562.020	Fikseringshanske str. S
289200	562.030	Fikseringshanske str. M
289201	562.000	Fikseringshanske str. L
289204	265.120	Håndtak plastbelagt hurtiglås
289207	555.000	Tetra håndtak med underarmstøtte
237078	557.000	Håndtak vertikalt med hvileplate
289198	372.000	Ergo håndtak plastbelagt
289210	356.200	Underarmstøtte plastbelagt med stropper
289209	556.006	Underarmstøtte med myk ortose
289218	186.000	Leggskinne m/gummistropper plastbelagt
289187	265.441	Fotpedal med gummistropper
289213	507.020	Krankarmjustering ben m/pedal
289228	100.000	Stabilisator rullestol
289226	265.005	Stabilisator beltesystem
289186	265.421	Fotpedal m/borrelås

* Se oversikt med bilder på neste side

Tekniske data

Vekt:	36 kg
Dimensjoner:	70 x 60 x 107-122 cm (LxBxH)
Skjermstørrelse:	7" / 18 cm
Høydejustering:	107 - 122 cm
Brukerhøyde:	120 - 200 cm
Pedalradius ben:	7 eller 12,5 cm
Maks brukervekt:	135 kg (SWL)



Enkel og intuitiv touch-skjerm. Trinnløs vinkling av skjerm



Håndtak benyttes til armtrening, eller som støtte ved bentrening. Posisjon kan endres.



Enkel høydejustering 15 cm, 4 ulike posisjoner.



Foambelagte fotskåler med leggstøtter og borrelåsfester.

MOTMed loop light ben/arm

RECK MOTMed®



HMS nr.	Art.nr.	Artikkelnavn
327685	260.120N	MOTMed loop light.la


Assistert plassering


Bevegelseskontroll


Spasmekontroll


Symmetritrening


Servosykling

aktiv + passiv
10:15 + 05:30
= 15:45 [Min.]

Treningsanalyse



HMS nr.	Art.nr.	Tilbehør navn og beskrivelse
289195	265.004	Fotsupport Quick fix
289199	562.020	Fikseringshanske str. S
289200	562.030	Fikseringshanske str. M
289201	562.000	Fikseringshanske str. L
289204	265.120	Håndtak plastbelagt hurtiglås
289207	555.000	Tetra håndtak med underarmstøtte
237078	557.000	Håndtak vertikalt med hvileplate
289198	372.000	Ergo håndtak plastbelagt
289210	356.200	Underarmstøtte plastbelagt med stropper
289209	556.006	Underarmstøtte med myk ortose
289218	186.000	Leggskinne m/gummistropper plastbelagt
289187	265.441	Fotpedal med gummistropper
289213	507.020	Krankarmjustering ben m/pedal
289228	100.000	Stabilisator rullestol
289226	265.005	Stabilisator beltesystem
289186	265.421	Fotpedal m/borrelås